

Données techniques	VIAFLO 96	VIAFLO 384
Dimensions (L x P x H)	42 cm x 30 cm x 54 cm (17" x 12" x 21")	
Poids	25,7 kg	27,7 kg
Spécifications électriques	100 - 240 VAC, 50/60 Hz	
Conditions d'utilisation	5 °C - 40 °C, humidité <80 %, sans condensation	
Canaux de pipetage	24, 96	24, 96, 384
Technologie de pipetage	Déplacement d'air	
Format de plaques compatibles	Microplaques 24, 96 et 384 puits, à profil bas ou puits profonds	Microplaques 24, 96, 384 et 1536 puits, à profil bas ou puits profonds