

Gerätespezifikationen	VIAFLO 96	VIAFLO 384
Abmessungen (B x T x H)	42 cm x 30 cm x 54 cm (17" x 12" x 21")	
Gewicht	25,7 kg	27,7 kg
Anschlussleistung	100 – 240 VAC, 50/60 Hz	
Umgebungsanforderungen	5 °C – 40 °C, <80 % Feuchtigkeit, nicht kondensierend	
Pipettierkanäle	24, 96	24, 96, 384
Pipettiertechnologie	Luftverdrängung	
Kompatible Plattenformate	24-, 96- und 384-Well, Flach- und Tiefwell	24-, 96-, 384-, und 1536-Well, Flach- und Tiefwell