

Wählen Sie den richtigen Service für Ihren MEDIACLAVE und MEDIAJET

INTEGRA empfiehlt nachdrücklich eine **jährliche vorbeugende Wartung** von MEDIAJET. Für MEDIACLAVE ist dies obligatorisch. Die Wartung durch qualifizierte INTEGRA-Techniker bringt folgende Vorteile:

- Sicherer Betrieb der Geräte ✓
- Geringe Störfähigkeit ✓
- Maximale Lebensdauer des Geräts ✓



Wählen Sie je nach Ihren Bedürfnissen zwischen zwei Vor-Ort-Service-Optionen für Ihre Geräte.

Vorbeugende Wartung „BASIC“

Das BASIC-Programm umfasst die jährliche Wartung des Geräts in Ihrem Labor. Dieser Service verbessert die Zuverlässigkeit des Geräts und garantiert die Funktionsfähigkeit in Übereinstimmung mit den originalen Herstellungsspezifikationen von INTEGRA.

Vorbeugende Wartung „PLATIN“

Das PLATIN-Programm umfasst dieselbe jährliche Wartung wie das BASIC-Programm. Zusätzlich profitieren Sie von einem **Rundum-Sorglos-Paket**, das alle Reparaturkosten, die in diesem Jahr anfallen, mit vorrangiger Reaktionszeit abdeckt.



Serviceinhalt

	BASIC	PLATIN
Vorbeugende Wartung eines Basisgeräts		
Prüfung aller Betriebs- und Sicherheitsfunktionen, Prüfung aller mechanischen und elektrischen Teile, Verschleißkontrolle	✓	✓
Detaillierte Dokumentation der vorbeugenden Wartung mit einer Checkliste	✓	✓
Aktualisierung der Firmware, falls verfügbar und gewünscht	✓	✓
Testlauf mit Temperaturkalibration (MEDIACLAVE) / Testlauf mit Positionsausrichtung (MEDIAJET)	✓	✓
Wartungsaufkleber für das Gerät	✓	✓
Material und Arbeitszeit für Reparaturen und Austausch von verschlissenen Teilen des Geräts inbegriffen	–	✓
Prioritätsservice bei jeder Störung, einschließlich Reparatur	–	✓
Ein Jahr Garantie ab Vertragsdatum, einschließlich Material und Arbeitszeit für die Reparatur	–	✓

Bestellinformation vorbeugende Wartung vor Ort

	BASIC	PLATIN
Vorbeugende Wartung MEDIACLAVE	999130	999131
Vorbeugende Wartung MEDIAJET	999140	999141

Bitte beachten Sie:

- Vor Abschluss eines PLATIN-Vertrags müssen die Geräte neu oder in voll funktionsfähigem Zustand sein.
- Aus Sicherheitsgründen erfordert MEDIACLAVE Wartungsintervalle von entweder einem Jahr oder 1000 Zyklen, je nachdem, was zuerst eintritt.
- PLATIN-Verträge sind nur für Instrumente erhältlich, die bis zu 10 Jahre alt sind oder weniger als 10'000 MEDIACLAVE-Zyklen haben.



INTEGRA Biosciences AG
 7205 Zizers, Switzerland
 T +41 81 286 95 30
 F +41 81 286 95 33
 info@integra-biosciences.com

INTEGRA Biosciences Deutschland GmbH
 35444 Biebertal, Deutschland
 T +49 6409 81 999 15
 F +49 6409 81 999 68
 info-de@integra-biosciences.com



www.integra-biosciences.com