

Gerätespezifikationen

Abmessungen (B x T x H)	37,5 cm x 30,5 cm x 24,0 cm
Gewicht VIAFILL	10,66 kg
Anschlussleistung	100 - 240 V, 50/60 Hz
Stromstärke	0,8 Amp Max
Spannungstoleranz	±10 %
Anschlussstyp	VIAFILL darf nur mit geerdeten Steckdosen benutzt werden.
Sicherungen	AC 250V, T3, 15 AL
Umgebungsbedingungen	5° bis ~35 °C, <80 % Luftfeuchtigkeit

Dispensieren

Volumenbereich	0,5 µl bis 9999 µl
Dispensiergeschwindigkeit	18 Sekunden (100 µl in 96-Well-Platte)
Kompatible Plattenformate	6-, 12-, 24-, 48-, 96-, 384- und 1536-Well-Platten (flache und tiefe)
Innendurchmesser Schlauchset	Klein: 0,3 mm, gross: 0,5 mm

Technische Daten des Plattenstaplers

Abmessungen Standfläche (B x T)	78,9 cm x 32,1 cm
mit Turm für 25 Platten Höhe (H)	62,2 cm
mit Turm für 50 Platten Höhe (H)	94,6 cm
Gewicht Basiseinheit	27 kg
Stromversorgung	100 - 240 V, 50/60 Hz
Schnittstellenkabel	RS232C
Erkennungsmethode	Optischer Sensor