

Dispensiergeschwindigkeiten

Dispensierkassetten	Platte	1,0 µl	10 µl	50 µl	100 µl
8-Kanal, kleiner Innendurchmesser	96-Well	5,6 s	7,6 s	15,1 s	23,8 s
	384-Well	11,9 s	17,9 s	47,7 s	84,5 s
8-Kanal, Standard-Innendurchmesser	96-Well	NA	5,8 s	7,3 s	9,8 s
	384-Well	NA	11,6 s	18,3 s	26,2 s
16-Kanal, kleiner Innendurchmesser	384-Well	7,6 s	10,4 s	25,5 s	43,7 s
	1536-Well	17,6 s	30,5 s	NA	NA

Genauigkeit und Präzision

Dispensierkassetten	Lebensdauer	Volumen	Genauigkeit	Präzision (CV)
8-Kanal, kleiner Innendurchmesser	1000 Platten	100 µl	±1,5 %	≤1,0 %
		2,0 µl	±3,0 %	≤4,0 %
8-Kanal, Standard-Innendurchmesser	2000 Platten	200 µl	±1,5 %	≤1,0 %
		20,0 µl	±2,0 %	≤3,0 %
16-Kanal, kleiner Innendurchmesser	1000 Platten	100 µl	±1,5 %	≤1,0 %
		2,0 µl	±3,0 %	≤4,0 %