

Vitesse de distribution

Cassettes de distribution	Plaques	1,0 µl	10 µl	50 µl	100 µl
8 canaux petit diamètre d'ouverture	96 puits	5,6 s	7,6 s	15,1 s	23,8 s
	384 puits	11,9 s	17,9 s	47,7 s	84,5 s
8 canaux ouverture standard	96 puits	NA	5,8 s	7,3 s	9,8 s
	384 puits	NA	11,6 s	18,3 s	26,2 s
16 canaux petit diamètre d'ouverture	384 puits	7,6 s	10,4 s	25,5 s	43,7 s
	1536 puits	17,6 s	30,5 s	NA	NA

Exactitude et Précision

Cassettes de distribution	Durée de vie	Volume	Exactitude	Précision (CV)
8 canaux petit diamètre d'ouverture	1000 plaques	100 µl	±1,5 %	≤1,0 %
		2,0 µl	±3,0 %	≤4,0 %
8 canaux ouverture standard	2000 plaques	200 µl	±1,5 %	≤1,0 %
		20,0 µl	±2,0 %	≤3,0 %
16 canaux petit diamètre d'ouverture	1000 plaques	100 µl	±1,5 %	≤1,0 %
		2,0 µl	±3,0 %	≤4,0 %