

Steigern Sie die Produktivität Ihrer manuellen Pipettierarbeiten!

Bis zu 25%
Preisermäßigung

Attraktives VIAFLO 96- oder VIAFLO 384-Produktpaket

Einfache Benutzung

- Das einzigartige Bedienkonzept gleicht dem einer traditionellen Handpipette.
- Ermöglicht die Übertragung von 24, 96 oder 384 Proben in einem einzigen Schritt und erhöht so den Durchsatz und die Reproduzierbarkeit deutlich.

Kleine Standfläche

- Mit seinem kompakten Design benötigt dieses Pipettiersystem wenig Platz auf dem Labortisch und passt in die meisten Sicherheitswerkbänke, was ein steriles Arbeiten garantiert.



VIAFLO 96-Produktpaket mit einem Pipettierkopf

	Enthält	Produktpaket-Preis	
6001 VIAFLO 96 (Basisgerät)	1	12.995 €	
6123 * 24-Kanal-Pipettierkopf 10-300 µl	Wählen Sie einen aus		
6124 * 24-Kanal-Pipettierkopf 50-1250 µl			
6101 * 96-Kanal-Pipettierkopf 0,5-12,5 µl			
6106 * 96-Kanal-Pipettierkopf 2-50 µl			
6102 * 96-Kanal-Pipettierkopf 5-125 µl			
6103 * 96-Kanal-Pipettierkopf 10-300 µl			
6104 * 96-Kanal-Pipettierkopf 50-1250 µl			
Spitzenbehälter nach Wahl aus der 6000 GripTips-Serie			1
Packung nach Wahl mit automationsfreundlichen Reagenz-Reservoirs			1
6205 Standard-Plattenhalter	1		
6210 Plattenhalter für 384-Well-Plattenindexierung	1		

VIAFLO 384-Produktpaket mit einem Pipettierkopf

	Enthält	Produktpaket-Preis	
6031 VIAFLO 384 (Basisgerät)	1	19.995 €	
6131 * 384-Kanal-Pipettierkopf 0,5-12,5 µl	Wählen Sie einen aus		
6136 * 384-Kanal-Pipettierkopf 2-50 µl			
6132 * 384-Kanal-Pipettierkopf 5-125 µl			
Spitzenbehälter nach Wahl aus der 6000 GripTips-Serie			1
Packung nach Wahl mit automationsfreundlichen Reagenz-Reservoirs			1
6215 Federgespannter Plattenhalter A mit Schiebefunktion			1
6220 Federgespannter Plattenhalter B mit Schiebefunktion			1

* 15 % Preisermäßigung auf zusätzliche Pipettierköpfe und Gerätezubehör

Um von diesem Angebot profitieren zu können, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail oder Telefon und nennen Sie den Angebotscode **VIAFLO 96/384-Produktpaket**, oder schreiben Sie diesen Angebotscode deutlich auf alle gefaxten Bestellungen. Das Angebot ist bis zum 31. August 2019 gültig.

Angebot nur in Deutschland und Österreich gültig.

INTEGRA Biosciences GmbH
An der Amtmannsmühle 1
35444 Biebertal, Deutschland

T +49 6409 81 999 15
F +49 6409 81 999 68
info-de@integra-biosciences.com

www.integra-biosciences.com

INTEGRA