

# Améliorez votre productivité avec les pipettes manuelles !

## Pack économique VIAFLO 96 ou VIAFLO 384



### Facilité d'utilisation

- Concept d'utilisation unique reproduisant le pipetage manuel.
- Possibilité de transférer 24, 96 ou 384 échantillons en une seule étape, ce qui augmente de manière significative le débit et la reproductibilité.

### Encombrement réduit

- Grâce à son design compact, ce système prend peu de place dans un laboratoire et s'intègre sous la plupart des hottes à flux laminaire pour permettre de travailler dans des conditions stériles.

## Pack VIAFLO 96 avec une tête de pipetage

	Inclus	Prix HT du pack remisé
6001	Unité de base VIAFLO 96	12 995 €
6123	* Tête de pipetage 24 canaux 10-300 µl	
6124	* Tête de pipetage 24 canaux 50-1250 µl	
6101	* Tête de pipetage 96 canaux 0.5-12.5 µl	
6106	* Tête de pipetage 96 canaux 2-50 µl	
6102	* Tête de pipetage 96 canaux 5-125 µl	
6103	* Tête de pipetage 96 canaux 10-300 µl	
6104	* Tête de pipetage 96 canaux 50-1250 µl	
	Une boîte au choix de GripTips de la série 6000	
	Une boîte au choix de réservoirs à réactif adaptés aux systèmes automatisés	
6205	Support de plaque standard	1
6210	Support de plaque destiné aux plaques 384 puits	1

## Pack VIAFLO 384 avec une tête de pipetage

	Inclus	Prix HT du pack remisé	
6031	Unité de base VIAFLO 384	19 995 €	
6131	* Tête de pipetage 384 canaux 0,5-12,5 µl		
6136	* Tête de pipetage 384 canaux 2-50 µl		
6132	* Tête de pipetage 384 canaux 5-125 µl		
	Une boîte au choix de GripTips de la série 6000		
	Une boîte au choix de réservoirs à réactif adaptés aux systèmes automatisés		
6215	Support de plaque sur ressort A avec fonction de coulissage		1
6220	Support de plaque sur ressort B avec fonction de coulissage		1

\* Les têtes supplémentaires et les accessoires peuvent bénéficier d'une réduction de 15 %.

PENSEZ À NOS MAINTENANCES PRÉVENTIVES (VOIR VERSO) →

# 10% de réduction sur la maintenance préventive pour tout achat d'une unité de base


## VIAFLO 96/384

Choisissez le service qui vous convient le mieux !

INTEGRA recommande vivement de procéder **une fois par an à la maintenance préventive** de l'unité de base et la vérification métrologique des têtes de pipetage.

La maintenance par des techniciens qualifiés d'INTEGRA garantit :

- L'exactitude et la précision du pipetage ✓
- Votre confiance dans le système lors de son utilisation ✓
- Une longue durée de vie de l'instrument ✓



Choisissez selon vos besoins entre deux services sur site pour l'unité de base et les têtes de pipetage.

### Maintenance préventive « BASIQUE »

Le programme BASIQUE comprend la maintenance annuelle de l'unité de base et la vérification métrologique d'une tête de pipetage dans votre laboratoire. L'avantage en est que la vérification métrologique se fait dans les conditions réelles de votre laboratoire et qu'il n'y a aucune perte de temps due au transport. Des têtes de pipetage supplémentaires peuvent être rajoutées au programme suivant vos besoins.

### Maintenance préventive « PLATINE »

Le programme PLATINE comprend les mêmes prestations que le programme BASIQUE. En plus de celles-ci, vous bénéficiez d'un véritable pack zéro souci, qui couvre tous les frais de réparation et vous garantit une unité fonctionnelle sous 48 heures. Des têtes de pipetage supplémentaires peuvent être rajoutées au programme suivant vos besoins.

## Informations de commande du service sur place

	BASIQUE		PLATINUM	
	Réf.	-10%	Réf.	-10%
La maintenance préventive de VIAFLO 96/384 inclut la calibration d'une tête 24 / 96 canaux	990061	2 430 €	990063	3 330 €
La maintenance préventive de VIAFLO 96/384 inclut la calibration d'une tête 384 canaux	990062	2 520 €	990064	3 780 €
Vérification métrologique sur place d'une tête supplémentaire 24 / 96 canaux	990065	270 €	990067	360 €
Vérification métrologique sur place d'une tête supplémentaire 384 canaux	990066	270 €	990068	810 €

Pour en savoir plus sur les modalités et les conditions, veuillez contacter votre représentant commercial.

Pour profiter de cette offre, veuillez contacter INTEGRA Biosciences par e-mail ou par téléphone et indiquer le code promotionnel **Pack VIAFLO 96/384** sur tous les bons de commande. Offre valable jusqu'au 31 août 2019.

\* Prix € HT, frais de port exclus.

**Offre valable en France uniquement.**

INTEGRA Biosciences SAS  
Zone Industrielle des Béthunes - La Mare II  
8 avenue du Fief  
CS 79570 St Ouen l'Aumône  
95062 Cergy Pontoise Cedex 1

T +33 1 34 30 76 76  
F +33 1 34 30 76 79  
info-fr@integra-biosciences.com

www.integra-biosciences.com

**INTEGRA**