

INTEGRA



FLAMEBOY Oberflächensterilisation auf Knopfdruck

FLAMEBOY

Oberflächen werden in Laboren häufig mit tragbaren Bunsenbrennern sterilisiert, um eine Kontamination mit Bakterien, Pilzen oder Viren zu verhindern. Dieses Verfahren ist besonders für die Sterilisation von kontaminationsanfälligen Anschlüssen und zum Trocknen von nassen Oberflächen von Bioreaktoren oder Reaktionsbehältern geeignet.

Der FLAMEBOY ist eine tragbare, batteriefreie Hand-Abflamp pistole mit piezoelektrischer Zündung. Mit seinem Gaskartuschen-Adapter ist der tragbare FLAMEBOY vom Gasnetz vollkommen unabhängig und jederzeit griffbereit. Flammenhöhe und -temperatur können über einen Luft- und Gasregler einfach eingestellt werden.

Zusätzlich kann der FLAMEBOY auch an ein Gasverteilungssystem oder eine Gasflasche angeschlossen werden.



Gasquellen



Fixe Installation

Campingaz CV 360

EXPRESS 444



Bestellinformationen

Geräte		Art. Nr.
FLAMEBOY	Automatische Abflamp pistole zum Betrieb mit Propan-, Butan-, Stadt- oder Erdgas, stationär. Inklusiv:	145 000
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Adapter für Schlauchanschluss ■ Gewindeadapter für Gasschlauch 1/4", Linksgewinde (Art. Nr. 143 220) ■ Düse für Propan-/Butangas (P-80), Stadtgas, (M-250) und Erdgas (N-110) 	
	Automatische Abflamp pistole zum Betrieb mit Propan-, Butan-, Stadt- oder Erdgas, mobil. Inklusiv:	145 003
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Adapter für Anschluss an Gaskartusche Campingaz CV 360 ■ Düse für Propan-/Butangas (P-80), Stadtgas, (M-250) und Erdgas (N-110) 	
Zubehör		Art. Nr.
Gaskartuschenadapter	für Campingaz CV 360	145 010
	für EXPRESS 444	145 120
Adapter	Gasschlauch, Innendurchmesser 10 mm	143 550
Gewindeadapter	für Gasschlauch, 1/4" Linksgewinde	143 220
Sicherheitsschlauch	2,0 m, doppelseitig 1/4" Linksgewinde, DVGW* geprüft	140 068

*) DVGW: Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches, e.V.



INTEGRA Biosciences AG
7205 Zizers, Schweiz
T +41 81 286 95 55
F +41 81 286 95 07
info-ch@integra-biosciences.com

INTEGRA Biosciences Deutschland GmbH
35444 Biebertal, Deutschland
T +49 6409 81 999 15
F +49 6409 81 999 68
info-de@integra-biosciences.com



www.integra-biosciences.com

INTEGRA