

Sparen Sie bei CLEAR ADVANTAGE™ Reagenz- Reservoiren

Weniger Ausgaben für Reagenzien dank
Reservoirs mit dem weltweit niedrigsten
Totvolumen!

1-2 Packungen - 35% Rabatt
3 oder mehr Packungen - 50% Rabatt



SureFlo™ Reagenz-Reservoir für Mehrkanalpipetten

- Das SureFlo™-Relief verteilt die Reagenzien gleichmäßig auf dem Boden des Reservoirs und erlaubt es den Pipettenspitzen aufzusitzen, ohne Luft zu aspirieren. Dies reduziert das Totvolumen weiter, spart Ihnen Geld für Reagenzien und maximiert die Probenrückgewinnung!
- Einweg-Einsätze mit klar sichtbaren Volumenmarkierungen passen in das wiederverwendbare Trägergefäß und helfen dabei, Plastikabfälle zu reduzieren.
- Praktische Ausgießnasen ermöglichen die einfache Rückführung überschüssiger Flüssigkeit in den Originalbehälter und minimieren die Verschwendung von Reagenzien.




SureFlo™ Anti-Abdichtungsrelief

Totvolumen	Volumen	Beschreibung	Polystyrol Art.-Nr.	Listenpreis
< 20 µl	10 ml Für 8- und 16-Kanal-Pipetten	 30 Reservoirs einzeln verpackt, steril, SureFlo	4371	CHF 64
		Großpackung mit 200 Stück, steril, SureFlo	4372	CHF 134
		10 Trägergefäße	4306	CHF 31
< 50 µl	25 ml Für 8-, 12- und 16-Kanal-Pipetten	 30 Reservoirs einzeln verpackt, steril, SureFlo	4381	CHF 68
		Großpackung mit 200 Stück, steril, SureFlo	4382	CHF 141
		10 Trägergefäße	4304	CHF 31
< 50 µl	100 ml Für 8-, 12- und 16-Kanal-Pipetten	 30 Reservoirs einzeln verpackt, steril, SureFlo	4391	CHF 72
		Großpackung mit 200 Stück, steril, SureFlo	4392	CHF 146
		10 Trägergefäße	4305	CHF 31

Unterteilte Reagenz-Reservoirs


- Sollten Sie für kleinere Reagenzienmengen eine Mehrkanalpipette verwenden, minimieren die 5 und 10 ml-Kammern das Totvolumen. Alternativ können Sie das Reagenz-Reservoir mit einer einzigen Flüssigkeit bis zu einem maximalen Volumen von 25 ml füllen.
- Das SureFlo™-Relief erlaubt es den Pipettenspitzen direkt auf dem Flachboden des Reservoirs aufzusitzen ohne Abdichten. Dadurch kann das Totvolumen auf weniger als 10 µl reduziert werden.



Totvolumen	Volumen	Beschreibung	Polystyrol Art.-Nr.	Listen- preis	Polypropylen Art.-Nr.	Listen- preis	
< 10 µl Kurze Seite < 20 µl Lange Seite		25 ml	30 Reservoirs einzeln verpackt, steril, SureFlo	4351	CHF 100	4356	CHF 129
		Großpackung mit 200 Stück, steril, SureFlo	4352	CHF 208	4357	CHF 267	
		10 Trägergefäße	4304	CHF 31			

Automationsfreundliche Reagenz-Reservoirs

- Transparente Einsätze in einem wiederverwendbaren Trägergefäß mit integrierten Volumenmarkierungen erlauben ein präziseres Abmessen und eine minimale Verschwendung von Reagenzien.
- Doppelte Sichtöffnungen erlauben ein sicheres Positionieren der Spitzen auf dem Boden des Reservoirs.
- Der Flachboden des Reservoirs weist ein spezielles 96/384-SureFlo™-Anti-Abdichtungsrelief auf, das verhindert, dass sich die Pipettenspitzen abdichten und Flüssigkeit schlagartig in Spitzen, Filter und den Pipettierkopf eindringt.
- Ein verriegelbarer Deckel mit integrierter Dichtung verhindert das Verschütten beim Transport oder die Verdunstung bei längerer Aufbewahrung.
- Passt in alle Halter im SBS-Format.



Totvolumen	Volumen	Beschreibung	Polystyrol Art.-Nr.	Listen- preis	Polypropylen Art.-Nr.	Listen- preis	
< 3 ml		150 ml	8 Trägergefäße, unsteril	6301	CHF 36	6301	CHF 36
		25 Deckel, steril	6302	CHF 51	6302	CHF 51	
		30 Reservoirs einzeln verpackt, steril, SureFlo	6317	CHF 112	6337	CHF 170	
		Großpackung mit 100 Stk, steril, SureFlo	6318	CHF 163	6338	CHF 246	
< 3 ml		300 ml	8 Trägergefäße, unsteril	6305	CHF 41	6305	CHF 41
		25 Deckel, steril	6306	CHF 51	6306	CHF 51	
		30 Reservoirs einzeln verpackt, steril, SureFlo	6327	CHF 123	6347	CHF 187	
		Großpackung mit 100 Stk, steril, SureFlo	6328	CHF 180	6348	CHF 272	

Um von diesem Angebot profitieren zu können, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail oder Telefon und nennen Sie den Angebotscode **SureFlo Reservoirs** oder schreiben Sie diesen Angebotscode deutlich auf alle gefaxten Bestellungen. Das Angebot ist bis zum 28. Februar 2020 gültig.

Angebot nur in der Schweiz gültig.

INTEGRA Biosciences AG
7205 Zizers, Switzerland

T +41 81 286 95 55
F +41 81 286 95 07
info-ch@integra-biosciences.com

www.integra-biosciences.com

INTEGRA