

Économisez sur les réservoirs à réactifs CLEAR ADVANTAGE™

Réduisez les coûts de réactifs grâce aux réservoirs avec le volume mort le plus faible du monde !

1 à 2 boîtes – 35% de réduction
3 boîtes ou plus – 50% de réduction



Plus de
50% de
réduction

Réservoirs à réactifs SureFlo™ pour pipettes multicanaux

- La surface SureFlo™ répartit les réactifs dans l'ensemble de la base du réservoir, permettant aux pointes d'être posées sur le fond sans aspirer d'air. Ceci réduit encore plus le volume mort, ce qui vous permet d'économiser de l'argent sur les réactifs et de maximiser la récupération d'échantillons.
- Les inserts jetables, portant des graduations de volume bien visibles sont placés dans une base réutilisable pour réduire la consommation de plastique.
- Les becs verseurs permettent de reverser l'excès de réactif dans son contenant d'origine, limitant ainsi le gaspillage de réactifs.




Surface anti-ventouse SureFlo™

Volume Mort	Volume	Description	Polystyrène Réf.	Prix cat.
< 20 µl	10 ml pour pipettes 8 et 16 canaux	30 réservoirs emballés individuellement, stériles, SureFlo	4371	CHF 64
		200 par boîte, stériles, SureFlo	4372	CHF 134
		Base pour réservoir, 10 unités	4306	CHF 31
< 50 µl	25 ml pour pipettes 8, 12 et 16 canaux	30 réservoirs emballés individuellement, stériles, SureFlo	4381	CHF 68
		200 par boîte, stériles, SureFlo	4382	CHF 141
		Base pour réservoir, 10 unités	4304	CHF 31
< 50 µl	100 ml pour pipettes 8, 12 et 16 canaux	30 réservoirs emballés individuellement, stériles, SureFlo	4391	CHF 72
		200 par boîte, stériles, SureFlo	4392	CHF 146
		Base pour réservoir, 10 unités	4305	CHF 31

Réservoirs à réactifs avec séparateur

- Les compartiments de 5 et 10 ml réduisent les volumes morts lorsque vous travaillez avec des volumes de réactifs plus petits avec une pipette multicanaux ou lorsque vous remplissez une base avec un liquide d'un volume maximum de 25ml.
- La surface SureFlo™ permet aux pointes des pipettes de se poser directement sur le fond du réservoir à fond plat sans adhérer à la surface, pour obtenir un incroyable volume mort ultra-faible de moins de 10 µl.




Surface anti-ventouse
SureFlo™

Volume Mort	Volume	Description	Polystyrène Réf.	Prix cat.	Polypropylène Réf.	Prix cat.
< 10 µl petit réservoir du côté < 20 µl large réservoir du côté	 25 ml	30 réservoirs, emballage individuel, stériles, SureFlo	4351	CHF 100	4356	CHF 129
		200 par boîte, stériles, SureFlo	4352	CHF 208	4357	CHF 267
		Base pour réservoir, 10 unités	4304	CHF 31		

Réservoirs à réactifs au format microplaque

- Des réservoirs transparents à base réutilisable, avec des graduations de volume intégrées qui permettent des mesures plus précises du volume du réactif et limitent le gaspillage.
- Deux fenêtres permettent aux pointes des pipettes de se poser directement sur le fond du réservoir.
- La structure anti-ventouse SureFlo™ Array du réservoir à fond plat empêche la pointe de pipette d'adhérer à la surface et le liquide d'échapper des pointes, filtres et tête de pipetage.
- Le couvercle avec joint d'étanchéité empêche le déversement du liquide pendant le transport et l'évaporation pendant le stockage à court terme.
- Formaté pour s'adapter à tous réservoirs SBS.



Volume Mort	Volume	Description	Polystyrène Réf.	Prix cat.	Polypropylène Réf.	Prix cat.
< 3 ml	 150 ml	8 bases, non stériles	6301	CHF 36	6301	CHF 36
		25 couvercles, stériles	6302	CHF 51	6302	CHF 51
		30 réservoirs, emballage individuel, stériles, SureFlo	6317	CHF 112	6337	CHF 170
		100 pièces, stériles, SureFlo	6318	CHF 163	6338	CHF 246
< 3 ml	 300 ml	8 bases, non stériles	6305	CHF 41	6305	CHF 41
		25 couvercles, stériles	6306	CHF 51	6306	CHF 51
		30 réservoirs, emballage individuel, stériles, SureFlo	6327	CHF 123	6347	CHF 187
		100 pièces, stériles, SureFlo	6328	CHF 180	6348	CHF 272

Pour profiter de cette offre, veuillez contacter INTEGRA Biosciences par e-mail ou par téléphone et indiquer le code promotionnel **SureFlo Réservoirs** sur tous les bons de commande. Offre valable jusqu'au 28 février 2020.

Offre uniquement valable en Suisse.

INTEGRA Biosciences AG
7205 Zizers, Switzerland

T +41 81 286 95 55
F +41 81 286 95 07
info-ch@integra-biosciences.com

www.integra-biosciences.com

INTEGRA