


WELLJET – DIE OPTIMALE LÖSUNG

Maximieren Sie Ihre Produktivität beim
Dispensieren von Reagenzien – besonders
effizient und kostengünstig



**30 % RABATT AUF DEN WELLJET SOWIE
DEN WELLJET MIT PLATTENSTAPLER**



Eigenschaften und Vorteile

- Benutzerfreundlich und flexibel für das schnelle und präzise Dispensieren von Reagenzien in großen Mengen. Dank kleiner Stellfläche wird außerdem wertvoller Platz auf dem Labortisch gespart.
- Die zukunftsweisenden EasySnap™-Dispensierkassetten revolutionieren das Abfüllen von Reagenzien in großen Mengen.
 - Die EasySnap-Kassetten sind kostengünstig und können ohne (erneute) Kalibrierung eingesetzt und entfernt werden.
- Die einzige unabhängige Basiseinheit mit Plattenstapler auf dem Markt. Kostenintensive und schwierige Integrationsschritte entfallen.

Art.-Nr.	Beschreibung	Listenpreis	30 % Rabatt
5000	WELLJET-Dispenser, einschließlich Abfallwanne mit Abfluss	12,900 €	9,030 €
5001	WELLJET-Dispenser mit Plattenstapler, einschließlich Abfallwanne mit Abfluss, ohne Plattentürme	22,900 €	16,030 €
5400	Plattenturm mit 25 Platten Kapazität (je 1)	1,300 €	910 €
5401	Plattenturm mit 50 Platten Kapazität (je 1)	1,400 €	980 €



Jetzt vom Angebot profitieren: Kontaktieren Sie INTEGRA Biosciences entweder telefonisch oder per E-Mail und geben Sie den Aktionscode „EASYSNAP2023“ an. Das Angebot gilt bis **31. Dezember 2023**.

INTEGRA Biosciences GmbH
An der Amtmannsmühle 1
35444 Biebertal, Deutschland

Phone: +49 6409 81 999 15
Fax: +49 6409 81 999 68
E-Mail: info-de@integra-biosciences.com

www.integra-biosciences.com

INTEGRA

Das Angebot gilt nur in Deutschland.