

FAITES DES ÉCONOMIES !

-25 %

PIPETBOY acu 2 – Contrôleurs de pipette

PIPETBOY acu 2 est doté des toutes dernières technologies, pour un temps réduit d'exécution des tâches et une expérience de pipetage encore plus ergonomique. Outre son design stylé et coloré, il offre un contrôle de pipetage inégalé et les avantages d'un outil léger et équilibré.

Réf.	Descriptif	Liste de prix*	Prix promotionnel*
155000	PIPETBOY acu 2 classique , avec support mural, adaptateur secteur, filtre stérile, batterie	392 CHF	294 CHF
155015	PIPETBOY acu 2 vert , idem réf. 155 000	392 CHF	294 CHF
155016	PIPETBOY acu 2 rouge , idem réf. 155 000	392 CHF	294 CHF
155017	PIPETBOY acu 2 bleu , idem réf. 155 000	392 CHF	294 CHF
155018	PIPETBOY acu 2 transparent , idem réf. 155 000	392 CHF	294 CHF
155019	PIPETBOY acu 2 violet , idem réf. 155 000	392 CHF	294 CHF
155022	PIPETBOY acu 2 Agave	392 CHF	294 CHF
155023	PIPETBOY acu 2 Ocean Dream	392 CHF	294 CHF
155024	PIPETBOY acu 2 Pink Sunrise	392 CHF	294 CHF



VACUSAFE – Systèmes d'aspiration

Besoin d'une solution sûre pour éliminer vos biodéchets liquides ?

VACUSAFE est une pompe à vide compacte, qui constitue un moyen sûr et efficace de collecter et confiner les déchets biologiques liquides.

Réf.	Descriptif	Liste de prix*	Prix promotionnel*
158310	VACUSAFE – Système d'aspiration avec pompe intégrée, comprenant : <ul style="list-style-type: none"> • Bouteille 4 litres (polypropylène) et poignée pour bouteille • Détection de niveau et bouchon avec raccord rapide (PVDF) • Set de tuyaux avec filtre • Poignée VACUBOY (155510) 	2140 CHF	1498 CHF
158320	VACUSAFE – Système d'aspiration avec pompe intégrée, comprenant : <ul style="list-style-type: none"> • Bouteille 4 litres (polypropylène) et poignée pour bouteille • Bouchon avec raccords de tuyaux • Set de tuyaux avec filtre • Poignée VACUBOY (155510) 	1610 CHF	1127 CHF



FIREBOY – Becs Bunsen de sécurité

Besoin d'un bec Bunsen plus sûr ?

FIREBOY permet une stérilisation à la flamme avec des normes de sécurité maximales, grâce à ses dispositifs de surveillance de la flamme et de protection contre la surchauffe et à un temps maximum de combustion. Disponible en versions 'eco' ou 'plus', pour vous permettre de choisir la solution la mieux adaptée à vos besoins !

Réf.	Descriptif	Liste de prix*	Prix promotionnel*
144000	FIREBOY plus – Bec Bunsen de sécurité avec interface utilisateur graphique, capteur de mouvement, surveillance de flamme et protection contre la surchauffe, 3 modes de fonctionnement (capteur, pédale ou continu). Livré avec : <ul style="list-style-type: none"> • 2 buses : propane / butane (P60) et gaz naturel (N80) • Adaptateur secteur • Adaptateur pour tuyau de gaz standard avec diamètre interne 10 mm 	830 CHF	581 CHF
144010	FIREBOY eco – Bec Bunsen de sécurité avec pédale, livré avec : <ul style="list-style-type: none"> • Adaptateur secteur • 2 buses : propane / butane (P60) et gaz naturel (N80) • Adaptateur pour tuyau de gaz standard avec diamètre interne 10 mm 	660 CHF	462 CHF



-30 %

VIAFLO – Pipettes électroniques

Ne perdez plus jamais vos pointes !

Les pipettes électroniques VIAFLO excellent en termes d'ergonomie, de facilité d'utilisation et de productivité ! Combinées aux GripTips d'INTEGRA, elles constituent le système de pipetage parfait !



	Monocanal	8 canaux	12 canaux	16 canaux
Liste de prix*	710 CHF	1290 CHF	1390 CHF	1820 CHF
Prix promotionnel*	533 CHF	968 CHF	1043 CHF	1365 CHF
0.5-12.5 µl	4011	4621	4631	4641
2-50 µl	4016	4626	4636	4646
5-125 µl	4012	4622	4632	4642
10-300 µl	4013	4623	4633	-
50-1250 µl	4014	4624	4634	-
100-5000 µl	4015	-	-	-

EVOLVE – Pipettes mécaniques

Réglez les volumes en un clin d'œil plutôt qu'à la force du poignet !

Les pipettes mécaniques EVOLVE sont dotées de trois molettes ajustables permettant un réglage rapide des volumes. Grâce à cette approche révolutionnaire, l'utilisateur règle les volumes en une fraction du temps nécessaire avec une pipette manuelle traditionnelle.

Programme de Reprise

Pour toute pipette mécanique ou électronique retournée, bénéficiez d'une nouvelle pipette manuelle EVOLVE à prix réduit ! Veuillez nous contacter pour recevoir votre offre individuelle.



INTEGRA Biosciences AG
7205 Zizers, Switzerland

T +41 81 286 95 55
F +41 81 286 95 07
info-ch@integra-biosciences.com

www.integra-biosciences.com

INTEGRA

Pour bénéficier de cette offre, veuillez contacter INTEGRA Biosciences par e-mail ou par téléphone et indiquez le code promotionnel **EUEndofYear**, sur vos commandes. Cette offre est valable jusqu'au **31 décembre 2020**.

Offre uniquement valable en Suisse.

*Prix CHF HT, hors frais de port