

STEIGERN SIE IHRE PIPETTIER-PRODUKTIVITÄT

20 % RABATT AUF EINE VIAFLO 96- ODER VIAFLO 384-BASISEINHEIT*

VIELSEITIG UND PRODUKTIV

Einfache Bedienung

Die Bedienung ist so einfach, dass jeder die Programmierung von VIAFLO 96/VIAFLO 384 erlernen und direkt mit dem Pipettieren beginnen kann.

Geringer Platzbedarf

Durch das kompakte Design findet die Pipette auf jeder Laborwerkbank und in den meisten Sicherheitswerkbanken Platz.

Erhöhter Durchsatz

Schnelles und reproduzierbares Befüllen – vollständig oder partiell – von 24-, 96-, 384- oder 1536-Well-Platten.



Flexibilität

Bis zu 3 Deckpositionen für 24-, 96-, 384- und 1536-Well-Platten und 10 austauschbare Pipettierköpfe garantieren genaues Pipettieren im Bereich von 0,5 bis 1250 µl.

Kostengünstig

VIAFLO 96 und VIAFLO 384 bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, da sie zu einem Bruchteil der Kosten größerer automatisierter Systeme erhältlich sind.

Vereinbaren Sie jetzt eine Produktdemo und bestellen Sie VIAFLO 96 oder VIAFLO 384 bis zum 30. September 2023, um einen Rabatt von 20 % zu erhalten.

Art.-Nr.	Beschreibung	Listenpreis	20 % Rabatt
6001	VIAFLO 96, Basiseinheit (ohne Plattenhalter)	11,124 €	8,899 €
6031	VIAFLO 384, Basiseinheit (ohne Plattenhalter)	15,244 €	12,195 €



*Austauschbare Pipettierköpfe und Plattenhalter für den Betrieb erforderlich.



Um dieses Angebot zu nutzen, kontaktieren Sie INTEGRA Biosciences bitte per E-Mail oder Telefon unter Angabe des Aktionscodes „VIAFLO 96-384-2023“ oder schreiben Sie diesen deutlich auf alle gefaxten Bestellungen. Rabatte können nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden. Das Angebot gilt bis zum **30. September 2023**.

INTEGRA Biosciences GmbH
An der Amtmannsmühle 1
35444 Biebertal, Deutschland

Phone: +49 6409 81 999 15
Fax: +49 6409 81 999 68
E-Mail: info-de@integra-biosciences.com

www.integra-biosciences.com

INTEGRA

Das Angebot gilt nur in Deutschland.