

用于VIAFLO 96/384 和 ASSIST PLUS的加热、冷却和振荡选项

ASSIST PLUS 和VIAFLO 96/384可提供便捷、高性价比的多通道移液功能, 加速并简化了日常工作, 同时减少手动操作、人为错误和疲劳。INTEGRA为这些移液系统提供了可选的加热、冷却和振荡装置以确保其适用于更多应用。



搭载Teleshake 95的 ASSIST PLUS

应用总览

	温度范围	加热	冷却	振荡
CPAC	4°C – 110°C	✓	✓	✗
HeatPAC	室温 – 135°C	✓	✗	✗
Teleshake	–	✗	✗	✓ (100 – 2000 rpm)
Teleshake 95	室温 – 125°C	✓	✗	✓ (100 – 1800 rpm)



搭载CPAC的 VIAFLO 96/384


加热/冷却/振荡套件

CPAC、HeatPAC和Teleshake 95需搭配独立的控制器和特定容器适配器, 以确保实现针对预期应用的最佳温度控制。



注: 加热/冷却设备不通过ASSIST PLUS或VIAFLO 96/384进行控制。

欲了解该产品的更多信息, 请联系您当地的销售代表。



INTEGRA Biosciences AG
瑞士, 齐策斯市 7205
T +41 81 286 95 30
F +41 81 286 95 33
info@integra-biosciences.com



www.integra-biosciences.com

INTEGRA Biosciences (Shanghai) Co., Ltd.
中国上海自由贸易试验区环科路515号1110室
邮编: 201315
电话: +86 21 5844 7203
info-cn@integra-biosciences.com

INTEGRA