

# Options de chauffage, de refroidissement et d'agitation pour VIAFLO 96/384 et ASSIST PLUS

ASSIST PLUS et VIAFLO 96/384 offrent des options de pipetage multicanaux pratiques et économiques pour accélérer et simplifier les tâches quotidiennes tout en réduisant les activités manuelles, les erreurs humaines et la fatigue. INTEGRA propose en option des dispositifs de chauffage, de refroidissement et d'agitation pour ces systèmes de pipetage afin de couvrir le plus large éventail possible d'applications.



**ASSIST PLUS**  
avec Teleshake 95

## Résumé des applications

	Plage de température	Chauffage	Refroidissement	Agitation
CPAC	4°C à 110°C	✓	✓	✗
HeatPAC	Température ambiante – 135°C	✓	✗	✗
Teleshake	-	✗	✗	✓ (100 – 2000 rpm)
Teleshake 95	Température ambiante – 125°C	✓	✗	✓ (100 – 1800 rpm)



**VIAFLO 96/384**  
avec CPAC

Adaptateur pour matériel de laboratoire

CPAC

Unité de commande

## Chauffage, refroidissement et agitation

CPAC, HeatPAC et Teleshake 95 sont fournis en combinaison avec une unité de commande séparée et un adaptateur spécifique pour le matériel de laboratoire pour assurer un contrôle de la température optimal pour l'application prévue.



REMARQUE : Les appareils de chauffage/refroidissement ne sont pas commandés par l'intermédiaire de ASSIST PLUS ou VIAFLO 96/384.

Pour plus d'informations sur ces produits, veuillez contacter votre représentant commercial local.



**INTEGRA Biosciences AG**  
7205 Zizers, Suisse  
T +41 81 286 95 55  
F +41 81 286 95 07  
info-ch@integra-biosciences.com

**INTEGRA Biosciences SAS**  
95062 Cergy-Pontoise Cedex 1, France  
T +33 1 34 30 76 76  
info-fr@integra-biosciences.com



www.integra-biosciences.com

**INTEGRA**