

## Lassen Sie Ihre Pipetten von INTEGRA kalibrieren – vor Ort, direkt in Ihrem Labor!

INTEGRA empfiehlt nachdrücklich eine jährliche Kalibrierung, um eine perfekte Funktionsfähigkeit Ihrer Pipetten sicherzustellen. Am besten arbeiten Sie dafür mit INTEGRAs zertifiziertem Kalibrierpartner zusammen, der die Kalibrierung Ihrer Pipetten direkt in Ihrem Labor vornehmen kann.

### Stellen Sie sicher, dass die Leistung Ihrer Pipetten Ihren höchsten Anforderungen entspricht!

- INTEGRAs Vor-Ort-Kalibrierprozess ist viel einfacher und schneller, als der Versand der Pipetten in ein Kalibrierlabor und reduziert den administrativen sowie den Verpackungsaufwand
- Die Pipetten werden unter den Klimabedingungen Ihres eigenen Labors kalibriert
- Schnellstmögliche Kalibrierung – Ihre Pipetten sind sofort wieder einsatzbereit



### INTEGRAs Vor-Ort-Kalibrierservice

Unser Partner kalibriert alle Ihre manuellen und elektronischen Pipetten, ganz egal, ob es sich um INTEGRA-Pipetten oder um Pipetten anderer großer Hersteller handelt. Sie müssen uns nur Ihre Pipetten bereitstellen, wir kümmern uns um den Rest. Dieser Service garantiert Ihnen, dass Ihre Pipetten voll funktionsfähig arbeiten, und ist außerdem die einfachste Lösung für Sie.


INTEGRA empfiehlt eine jährliche Kalibrierung.

### Vor-Ort-Kalibrierung

Sichtprüfung auf äußere Beschädigungen und Verunreinigungen	✓
Austausch der äußeren O-Ringe, falls vorhanden	✓
Dichtheitsprüfung aller Kanäle und vollständige Funktionsüberprüfung	✓
Kalibrierung mit Zertifikat	✓
Wartung und Reparatur Verfügbar für INTEGRA-Pipetten mit einer Seriennummer über 7000000	Bei Bedarf
Optional: As-found-Validierung der Pipettierleistung vor dem Service, bietet Rückverfolgbarkeit As-found-Kalibrationszertifikat	Auf Anfrage verfügbar

#### Bitte beachten:

- Für eine Vor-Ort-Kalibrierung müssen pro Serviceauftrag mindestens 30 Pipetten vorhanden sein.
- Für zusätzliche Informationen über die Zertifizierung der Kalibrierung oder die Messmethoden, setzen Sie sich bitte Ihrem lokalen INTEGRA-Vertreter in Verbindung.



**INTEGRA Biosciences AG**  
7205 Zizers, Schweiz  
T +41 81 286 95 55  
F +41 81 286 95 07  
info-ch@integra-biosciences.com

**INTEGRA Biosciences Deutschland GmbH**  
35444 Biebertal, Deutschland  
T +49 6409 81 999 15  
F +49 6409 81 999 68  
info-de@integra-biosciences.com



www.integra-biosciences.com