




## インテグラ・バイオサイエンスズ 製品価格表

2024年度 第2版 (2024年4月改訂)



## INTEGRA ピペット関連製品の概要



## GRIPTIPS® 全ピペット共通の専用チップ



GRIPTIPS®および EVOLVE, VIAFLO, VOYAGER のノズルの特殊構造により、ノズルに装着されたチップがロックされます。ピペット操作中にピペットからチップが落下したり、精度エラーの原因となるグラつきが起きません。また、毎回同じ位置（深さ）に装着されますので、チップの装着度合いの違いで起こる精度エラーも防ぎます。



GRIPTIPS®および Reagent Reservoirs を含めた、すべての INTEGRA 消耗品は、厳密に管理された条件下で、100%バージンポリプロピレン/ポリスチレンから製造されており、RNase、DNase、パイロジェン、PCR 阻害剤、エンドトキシンを含まないことが保証されています。

## EVOLVE エボルブ 手動マイクロピペット



※プランジャーを押し下げてロックし、  
独立した3つのダイヤルで容量値を  
1桁ずつ変更します。



※全てのINTEGRAピペットの使用には専用チップ(GRIPTIPS®)が必要です。

製品コード	チャンネル数	容量範囲	最小目盛	測定容量	正確度	再現性(CV)	適合 GRIPTIP	標準小売価格	
3011	1	0.2~2μl	0.001μl	0.2μl	±12.00%	≤6.00%	12.5μl	¥34,800	
				2.0μl	±1.50%	≤0.70%			
3012		1~10μl	0.01μl	1.0μl	±5.00%	≤1.50%	12.5μl	¥34,800	
				10μl	±1.20%	≤0.50%			
3013		2~20μl	0.01μl	2.0μl	±7.00%	≤2.00%	12.5μl	¥34,800	
				20μl	±1.20%	≤0.35%			
3015		10~100μl	0.1μl	10μl	±3.50%	≤1.00%	125μl	¥34,800	
				100μl	±0.80%	≤0.20%			
3016		20~200μl	0.1μl	20μl	±2.50%	≤1.00%	300μl	¥34,800	
				200μl	±0.70%	≤0.18%			
3018		100~1000μl	1.0μl	100μl	±3.00%	≤0.60%	1250μl	¥34,800	
				1000μl	±0.80%	≤0.20%			
3019	500~5000μl	5.0μl	500μl	±3.00%	≤0.60%	5ml	¥34,800		
			5000μl	±0.60%	≤0.18%				
3022	8	1~10μl	0.01μl	1.0μl	±12.00%	≤7.00%	12.5μl	¥99,000	
				10μl	±2.00%	≤1.20%			
3024		5~50μl	0.05μl	5.0μl	±5.00%	≤2.00%	125μl	¥99,000	
				50.0μl	±1.20%	≤0.50%			
3025		10~100μl	0.5μl	10μl	±5.00%	≤1.50%	125μl	¥99,000	
				100μl	±1.20%	≤0.30%			
3026		20~200μl	0.5μl	20.0μl	±5.00%	≤1.20%	300μl	¥99,000	
				200μl	±1.20%	≤0.30%			
3028		100~1250μl	1μl	125μl	±5.00%	≤1.10%	1250μl	¥99,000	
				1250μl	±1.00%	≤0.30%			
3032		12	1~10μl	0.01μl	1.0μl	±12.00%	≤7.00%	12.5μl	¥110,000
					10μl	±2.00%	≤1.20%		
3034	5~50μl		0.05μl	5.0μl	±5.00%	≤2.00%	125μl	¥110,000	
				50.0μl	±1.20%	≤0.50%			
3035	10~100μl		0.5μl	10μl	±5.00%	≤1.50%	125μl	¥110,000	
				100μl	±1.20%	≤0.30%			
3036	20~200μl		0.5μl	20.0μl	±5.00%	≤1.20%	300μl	¥110,000	
				200μl	±1.20%	≤0.30%			
3038	100~1250μl		1μl	125μl	±5.00%	≤1.10%	1250μl	¥110,000	
				1250μl	±1.00%	≤0.30%			
3042	16		1~10μl	0.01μl	1.0μl	±12.00%	≤7.00%	12.5μl	¥136,000
					10μl	±2.00%	≤1.20%		
3044		5~50μl	0.05μl	5.0μl	±5.00%	≤2.00%	125μl	¥136,000	
				50.0μl	±1.20%	≤0.50%			
3045		10~100μl	0.5μl	10.0μl	±5.00%	≤1.50%	125μl	¥136,000	
				100μl	±1.20%	≤0.30%			
3050		EVOLVE 手動ピペット シングルチャンネルスターターパック 20・200・1,000μl ピペット各1本入						12.5μl	¥88,000
								300μl	
								1250μl	

### EVOLVE アクセサリー

製品コード	品名	梱包	標準小売価格
3210	棚掛けフック	1個	¥2,000
3211		5個	¥8,000



## VIAFLO バイアフロ 軽量電動ピペット



シングルチャンネル

8ch マルチ


12ch マルチ

16ch マルチ

※全ての INTEGRA ピペットの使用には専用チップ(GRIPTIPS®)が必要です。  
 ※本体を充電するためのユニバーサル AC アダプター(4200)は別売りです。

製品コード	チャンネル数	容量範囲	最小目盛	測定容量	正確度	再現性(CV)	適合 GRIPTIP	標準小売価格	
4011	1	0.5~12.5μℓ	0.01μℓ	1.25μℓ	≤±5.00%	≤4.00%	12.5μℓ	¥99,800	
				12.5μℓ	≤±1.00%	≤0.40%			
4016		2.0~50μℓ	0.05μℓ	5μℓ	≤±3.00%	≤1.50%	125μℓ	¥99,800	
				50μℓ	≤±1.00%	≤0.40%			
4012		5.0~125μℓ	0.1μℓ	12.5μℓ	≤±3.00%	≤1.00%	125μℓ	¥99,800	
				125μℓ	≤±0.60%	≤0.20%			
4013		10.0~300μℓ	0.5μℓ	30μℓ	≤±2.00%	≤0.60%	300μℓ	¥99,800	
				300μℓ	≤±0.60%	≤0.15%			
4014		50.0~1250μℓ	1.0μℓ	125μℓ	≤±3.00%	≤0.60%	1250μℓ	¥99,800	
				1250μℓ	≤±0.60%	≤0.17%			
4015		100.0~5000μℓ	5.0μℓ	500μℓ	≤±3.00%	≤0.75%	5mℓ	¥99,800	
				5000μℓ	≤±0.60%	≤0.15%			
4621	8	0.5~12.5μℓ	0.01μℓ	1.25μℓ	≤±10.00%	≤6.00%	12.5μℓ	¥172,000	
				12.5μℓ	≤±2.00%	≤0.80%			
4626		2.0~50μℓ	0.05μℓ	5μℓ	≤±5.00%	≤2.50%	125μℓ	¥172,000	
				50μℓ	≤±1.50%	≤0.40%			
4622		5.0~125μℓ	0.1μℓ	12.5μℓ	≤±3.75%	≤1.50%	125μℓ	¥172,000	
				125μℓ	≤±1.60%	≤0.35%			
4623		10.0~300μℓ	0.5μℓ	30μℓ	≤±4.00%	≤1.20%	300μℓ	¥172,000	
				300μℓ	≤±1.60%	≤0.35%			
4624		50.0~1250μℓ	1.0μℓ	125μℓ	≤±6.00%	≤1.10%	1250μℓ	¥172,000	
				1250μℓ	≤±1.20%	≤0.30%			
4631		12	0.5~12.5μℓ	0.01μℓ	1.25μℓ	≤±10.00%	≤6.00%	12.5μℓ	¥190,000
					12.5μℓ	≤±2.00%	≤0.80%		
4636	2.0~50μℓ		0.05μℓ	5μℓ	≤±5.00%	≤2.50%	125μℓ	¥190,000	
				50μℓ	≤±1.50%	≤0.40%			
4632	5.0~125μℓ		0.1μℓ	12.5μℓ	≤±3.75%	≤1.50%	125μℓ	¥190,000	
				125μℓ	≤±1.60%	≤0.35%			
4633	10.0~300μℓ		0.5μℓ	30μℓ	≤±4.00%	≤1.20%	300μℓ	¥190,000	
				300μℓ	≤±1.60%	≤0.35%			
4634	50.0~1250μℓ		1.0μℓ	125μℓ	≤±6.00%	≤1.10%	1250μℓ	¥190,000	
				1250μℓ	≤±1.20%	≤0.30%			
4641	16		0.5~12.5μℓ	0.01μℓ	1.25μℓ	≤±10.00%	≤6.00%	12.5μℓ	¥260,000
					12.5μℓ	≤±2.00%	≤0.80%		
4646		2.0~50μℓ	0.05μℓ	5μℓ	≤±5.00%	≤2.50%	125μℓ	¥260,000	
				50μℓ	≤±1.50%	≤0.40%			
4642		5.0~125μℓ	0.1μℓ	12.5μℓ	≤±3.75%	≤1.50%	125μℓ	¥260,000	
				125μℓ	≤±1.60%	≤0.35%			

## VOYAGER ボイジャー チップ間隔可変電動ピペット



※全ての INTEGRA ピペットの使用には専用チップ(GRIPTIPS®)が必要です。  
 ※本体を充電するためのユニバーサル AC アダプター(4200)は別売りです。

製品コード	チャンネル数	容量範囲	最小目盛	測定容量	正確度	再現性(CV)	適合 GRIPTIP	標準小売価格
4743	4	10.0~300μℓ	0.5μℓ	30μℓ	±4.00%	≤1.20%	300μℓ	¥360,000
4744				300μℓ	±1.60%	≤0.35%		
4763	6	10.0~300μℓ	0.5μℓ	125μℓ	±6.00%	≤1.10%	1250μℓ	¥360,000
4764				1250μℓ	±1.20%	≤0.30%		
4721	8	0.5~12.5μℓ	0.01μℓ	1.25μℓ	±10.00%	≤6.00%	12.5μℓ	¥350,000
4726				12.5μℓ	±2.00%	≤0.80%		
4722		2.0~50μℓ	0.05μℓ	5μℓ	±5.00%	≤2.50%	125μℓ	¥350,000
				50μℓ	±1.50%	≤0.40%		
4723		5.0~125μℓ	0.1μℓ	12.5μℓ	±3.75%	≤1.50%	125μℓ	¥350,000
				125μℓ	±1.60%	≤0.35%		
4724		10.0~300μℓ	0.5μℓ	30μℓ	±4.00%	≤1.20%	300μℓ	¥350,000
				300μℓ	±1.60%	≤0.35%		
4731	50.0~1250μℓ	1.0μℓ	125μℓ	±6.00%	≤1.10%	1250μℓ	¥350,000	
			1250μℓ	±1.20%	≤0.30%			
4736	0.5~12.5μℓ	0.01μℓ	1.25μℓ	±10.00%	≤6.00%	12.5μℓ	¥370,000	
			12.5μℓ	±2.00%	≤0.80%			
4732	2.0~50μℓ	0.05μℓ	5μℓ	±5.00%	≤2.50%	125μℓ	¥370,000	
			50μℓ	±1.50%	≤0.40%			
4732	5.0~125μℓ	0.1μℓ	12.5μℓ	±3.75%	≤1.50%	125μℓ	¥370,000	
			125μℓ	±1.60%	≤0.35%			

### アクセサリ

製品コード	品名	標準小売価格
3205	壁掛けホルダー(マグネット付き)	¥4,400
3213	ロータリースタンド *充電機能なし	¥22,000
3214	ショートリニアスタンド ACアダプター及び充電ステーションなし	¥16,800
3215	リニアスタンド ACアダプター及び充電ステーションなし	¥21,600
3216	リニアスタンド用充電ステーション専用 ACアダプター	¥14,800
3217	リニアスタンド取付用充電ステーション	¥19,600
3218	リニアスタンド取付用充電ステーション 電動ピペット⇔PC 通信機能付き	¥41,200
4200	ユニバーサル ACアダプター	¥8,000
4205	リチウムイオン・バッテリー	¥6,400
4210	ピペット 1 台掛け充電スタンド ユニバーサル ACアダプター付き	¥33,400
4215	ピペット 4 台掛け回転式充電スタンド 専用 ACアダプター付き	¥75,200
4211	ピペット 1 台掛け充電スタンド 電動ピペット⇔PC 通信機能付き ユニバーサル ACアダプター付き	¥75,200
4221	ピペット通信モジュール	¥23,800

### チップ間スペース調整可能範囲

ch 数	容量	チップ間スペース可変範囲
4	300/1250μℓ	9.0 ~ 33.0mm
6	300/1250μℓ	9.0 ~ 19.8mm
8	12.5/50/125μℓ	4.5 ~ 14.0mm
	300/1250μℓ	9.0 ~ 14.0mm
12	12.5/50/125μℓ	4.5 ~ 9.0mm

※ 微調整単位は 0.1mm 刻み



3205 壁掛けホルダー  
 3213 ロータリースタンド  
 3215 リニアスタンド  
 3214 ショートリニアスタンド  
 4210 1 台掛け充電スタンド  
 4215 4 台掛け充電スタンド



3217/3218 充電ステーション  
 4200 ACアダプター

スタンドや充電ツールはこちらで分かりやすくまとめております→





## ASSIST PLUS 分注ロボット



製品コード	品名	標準小売価格
4505	分注ロボット アシストプラス 本体ユニット	¥2,800,000

付属品：3ポジションステージ、使用済チップ廃棄箱、電動ピペット充電ケーブル、チップ廃棄用ポリ袋、USBケーブル、  
試薬リザーバーサンプルバック、電源ケーブル、ACアダプター、USBケーブル、クイックスタートガイド

### D-ONE シングルチャンネル分注モジュール

製品コード	品名	適合 GRIPTIP		標準小売価格
4539	D-ONE オールインワンセット			¥1,000,000
4531	D-ONE シングルチャンネル分注モジュール 0.5~300 µl	12.5µl	300µl	¥498,000
4532	D-ONE シングルチャンネル分注モジュール 5~1250 µl	125µl	1250µl	¥498,000
4535	D-ONE 分注モジュール用チップデッキ	両方の D-ONE で必要		¥120,000
4551	実験容器縦置き用台座 (+24 mm)	300µl ロング/1250µl チップを使う際に必要		¥30,000

※D-ONE を使用する為には ASSIST PLUS Firmware1.21 以上、VOYAGER/VIAFLO firmware 5.1.0 以上、  
VIALAB ソフトウェア 3.1.1 以上が必要となります。詳細は弊社代理店、若しくは弊社担当営業へご相談ください。



### オプション

製品コード	品名	標準小売価格
4221	ピペット通信モジュール	¥23,800
6250	PCR プレート用 96 ウェル冷却ブロック	¥38,000
6255	PCR プレート用 384 ウェル冷却ブロック	¥59,000
6260	平底プレート用冷却ブロック	¥59,000
4540	1.5ml、2.0ml マイクロ遠心チューブ用ラック、48本(8本x6列)	¥130,000
4541	0.5ml マイクロ遠心チューブ用ラック、48本(8本x6列)	¥130,000
4542	15ml 遠心チューブ用ラック、24本(4本x6列)	¥36,400
4543	5ml テストチューブ用ラック (12x75 mmテストチューブ)、48本(6本x8列)	¥36,400
4544	クライオチューブ用ラック、48本(6本x8列)	¥36,400
4545	2ml HPLC バイアル用ラック、48本(6本x8列)	¥36,400
4546	スワブチューブ用ラック、48本(6x8)、径 13 mm	¥80,000
4552	4ml バキューム採血管用ラック (6本x8列)	¥36,400
4510	傾斜機能付きプレートホルダー	¥96,000
4547	デュアルリザーバーアダプター (ANSI/SLAS フットプリント)	¥92,000
4521	4 ポジションデッキ (ANSI/SLAS 縦置きフットプリント)	¥152,000
4548	電動ピペット充電ケーブル 電動ピペット⇔アシストプラス通信機能付き	¥42,000
4226	充電ケーブル 電動ピペット⇔PC 通信機能付き	¥49,800
4570	チップ廃棄箱用ポリ袋 (200 枚入り)	¥15,000
4581	アシストプラス本体カバー	¥46,000



※電動ピペットをアシストプラスに接続するには、各ピペット毎に 4221 ピペット通信モジュールが必要です。  
若しくは、4548 電動ピペット⇔アシストプラス通信機能付き充電ケーブルが 1 本必要です。  
※4547 デュアルリザーバーアダプターは 25ml 分割リザーバーを ASSIST PLUS で使用する際に必要です。  
※VIAFLO シングルチャンネルは接続できません。D-ONE をご利用ください。  
※特殊ラックの作製、他社製ラックの搭載も可能です。弊社担当営業へご相談ください。

NEW

# MAG/HEATMAG 磁気ビーズ分離モジュール



ASSIST PLUS、MINI96、VF96/384、またモジュール単体でもご使用いただけます



製品コード	品名	マグネット	温度	1.5ml チューブ	96 プレート	384 プレート	標準小売価格
4900	MAG モジュール (磁気分離用)	○	-	○	○	○	¥480,000
4901	HEATMAG モジュール (加熱・磁気分離用)	○	RT~65℃	○	○	-	¥640,000

付属品：チューブ/96well 用磁気プレート、AC アダプター、USB ケーブル、AUX ケーブル

## アクセサリ

※アダプターは、必ず1つ以上選択してください

製品コード	品名	MAG モジュール	HEATMAG モジュール	標準小売価格
4905	1.5 ml チューブ用アダプター 4 x 6 フォーマット (MAG / HEATMAG モジュール用)	○	○	¥90,000
4906	96 ウェル PCR プレート用アダプター (MAG / HEATMAG モジュール用)	○	○	¥46,000
4908	384 ウェル PCR プレート用アダプターと磁気プレート (MAG モジュール用)	○	-	¥200,000
4222	MAG モジュール用通信モジュール (VIAFLO96/384, MINI96 用)	○	○	¥26,000

NEW

# BIOSHAKE 3000/BIOSHAKE 3000-T COLDPLATE 加熱・冷却・振とうモジュール



ASSIST PLUS、MINI96、VF96/384、またモジュール単体でもご使用いただけます




製品コード	品名	加温	冷却	振とう	標準小売価格
4950	COLDPLATE (冷却・加熱用)	99℃	0℃	-	¥940,000
4951	BIOSHAKE 3000 (振とう用)	-	-	200-3,000rpm	¥580,000
4952	BIOSHAKE 3000-T (加熱・振とう用)	99℃	RT	200-3,000rpm	¥920,000

付属品：AC アダプター、USB 変換ケーブル、AUX 変換ケーブル、実験容器用台座 (+50 mm)、ANSI/SLAS フットプリントアダプター (本体用)

## アクセサリ

※アダプターは、必ず1つ以上選択してください

製品コード	品名	標準小売価格
4953	フラットボトムプレート用アダプター	¥84,000
4954	96 ウェル PCR プレート用アダプター	¥130,000
4955	384 ウェル PCR プレート用アダプター	¥130,000
4956	1.5 ml x 24 本チューブ用アダプター 4 x 6 フォーマット	¥60,000
4961	2.2 ml 96 ディープウェルプレート用アダプター	¥160,000
4962	2.0 ml x 24 本スクルーチューブ用アダプター 4 x 6 フォーマット	¥60,000



## MAG/HEATMAG/COLDPLATE/BIOSHAKE 3000-T/BIOSHAKE 3000 共通アクセサリ

製品コード	品名	標準小売価格
4963	実験容器用台座 (+50 mm)	¥62,000



※MAG/HEATMAG、BIOSHAKE3000/BIOSHAKE3000-T、COLDPLATE のいずれも、ASSIST PLUS で使用する際は、本体ファームウェア 1.23 以上、電動ピペットファームウェア 5.1.2 以上、VIALAB ソフトウェア 3.2.0 以上が必要となります。また、ASSIST PLUS の製造番号によっては、基盤の交換が必要になる場合があります。詳細は弊社代理店、もしくは弊社担当営業へご相談ください。

## ASSIST マルチチャンネル自動分注機



製品コード	品名	標準小売価格
4500	マルチチャンネル自動分注機 アシスト 本体ユニット	¥1,200,000

付属品 : 10ml, 20ml, 100ml 試薬リザーバー (サンプル)、電源ケーブル、AC アダプター  
 ※電動ピペットをアシストに接続するには、各ピペット毎に 4221 ピペット通信モジュールが必要です。  
 ※VIAFLO シングルチャンネル、及び VOYAGER は取付できません。

## MINI 96 96 チャンネルポータブル電動ピペット



製品コード	品名	容量	最小目盛	測定容量	正確度	再現性 (CV)	適合 GRIPTIPS	標準小売価格
4801	MINI 96	0.5-12.5 µl	0.01 µl	1.25 µl	±8.0%	≤3.0%	12.5 µl	¥1,480,000
				12.5 µl	±1.5%	≤1.0%		
4802		5-125 µl	0.1 µl	12.5 µl	±3.0%	≤1.7%	125 µl	¥1,480,000
				125 µl	±1.5%	≤1.0%		
4803		10-300 µl	0.5 µl	30 µl	±2.5%	≤1.5%	300 µl	¥1,480,000
					300 µl	±1.2%		
4804		50-1250 µl	1.0 µl	125 µl	±2.5%	≤1.5%	1250 µl	¥1,480,000
					1250 µl	±1.8%		

付属品 : ①下段プレートホルダー(96/384)、②上段プレートホルダー(96/384)、電源ケーブル、AC アダプター、USB Type-C ケーブル、クイックスタートガイド

### オプション

製品コード	品名	標準小売価格
4850	2 ポジション プレートホルダー	¥198,000

※ 2 ポジションプレートホルダーはチップの列取りと、列分注を行う際に必要です。(96/384 ウェル対応)







## VIAFLO 96/384 据置型電動ピペット



製品コード	品名	標準小売価格
6001	据置型電動ピペット バイアフロ 96 本体ユニット	¥1,700,000
6031	据置型電動ピペット バイアフロ 384 本体ユニット	¥2,200,000

付属品 : 電源ケーブル、AC アダプター、クイックスタートガイド

### オプション

製品コード	品名	標準小売価格
6205	標準プレートホルダー (96 プレート用)	¥27,000
6215	スプリング付・スライド機能付プレートホルダー A (96/384 プレート用)	¥80,000
6220	スプリング付・スライド機能付プレートホルダー B (96/384 プレート用)	¥80,000
6230	3 ポジションプレートホルダー	¥380,000
6221	縦方向段階希釈用プレートホルダー	¥120,000
6222	プレートホルダー (24 チャンネル・ピペットヘッド用)	¥64,000
6225	スプリング付・スライド機能付プレートホルダー A (1536 プレートオフセット付)	¥190,000
6226	スプリング付・スライド機能付プレートホルダー B (1536 プレートオフセット付)	¥190,000
6280	VIAFLO 96/384 本体カバー	¥48,000
6250	PCR プレート用 96 ウェル冷却ブロック	¥38,000
6255	PCR プレート用 384 ウェル冷却ブロック	¥59,000

6205



6215



6220



6225



6221




6222




6225




6226




6230



6250



6255



## VIAFLO 96/384 ピペットヘッド



製品コード	チャンネル数	容量	最小目盛	測定容量	正確度	再現性 (CV)	適合 GRIPTIP	標準小売価格	
6123	24	ピペットヘッド 24ch 10-300µl	0.5µl	30µl	±2.5%	≤1.5%	300µl	¥820,000	
6124				125µl	±1.2%	≤0.8%			
6101	96	ピペットヘッド 96ch 0.5-12.5µl	0.01µl	125µl	±2.5%	≤1.5%	12.5µl	¥1,100,000	
6106				50µl	±1.5%	≤1.0%			
6102		ピペットヘッド 96ch 5-125µl	0.1µl	125µl	±3.0%	≤1.7%	125µl	¥1,100,000	
6103				300µl	±1.5%	≤1.0%			
6104		ピペットヘッド 96ch 10-300µl	0.5µl	1.0µl	125µl	±2.5%	≤1.5%	300µl	¥840,000
6131					1250µl	±1.8%	≤0.8%		
6136	384	ピペットヘッド 384ch 0.5-12.5µl	0.01µl	125µl	±2.5%	≤1.5%	1250µl	¥840,000	
6132				125µl	±1.8%	≤0.8%			
6132		ピペットヘッド 384ch 2-50µl	0.05µl	0.1µl	125µl	±2.5%	≤1.5%	125µl	¥840,000
6132	125µl				±1.8%	≤0.8%			
6132	ピペットヘッド 384ch 5-125µl	0.1µl	0.1µl	125µl	±2.5%	≤1.5%	125µl	¥840,000	
6132				125µl	±1.8%	≤0.8%			

## WELLJET バルクディスペンサー



5000



5001

製品コード	品名	梱包単位	標準小売価格
5000	WELLJET ディスペンサー (排出口付き廃液容器を含む)	1 台	¥1,700,000
5001	WELLJET スタッカー式ディスペンサー (排出口付き廃液容器を含む、プレートタワーなし)	1 台	¥3,500,000
5400	プレートタワー プレート 25 枚収容	1 基	¥240,000
5401	プレートタワー プレート 50 枚収容	1 基	¥280,000
5402	チューブホルダー 15ml チューブ×2 本、50ml チューブ×2 本収容可能	1 個	¥60,000
5410	排出口付き廃液容器	1 個	¥40,000
5411	廃液容器用シリコンチューブ	1 本	¥4,000
5412	プレート測定ツール	1 個	¥27,000

付属品：排出口付き廃液容器、廃液チューブ、リブ取り外しツール、プレート高さ測定ツール（スタッカーモデルのみ）、電源ケーブル、ACアダプター、クイックスタートガイド



5100 / 5101/ 5110

製品コード	品名	梱包単位	標準小売価格
5100	EasySnap™ 分注カセット 8 チャンネル 小口径 (0.5~500 µl) 滅菌済み	4 カセット	¥99,800
5101	EasySnap™ 分注カセット 8 チャンネル 大口径 (5~9999 µl) 滅菌済み	4 カセット	¥99,800
5110	EasySnap™ 分注カセット 16 チャンネル 小口径 (0.5~500 µl) 滅菌済み	4 カセット	¥174,000

標準機能：チャンネル間キャリブレーション必要無し、RFID による使用量カウント、オートクレープ可能、滅菌個別包装



## GRIPTIPS® グリップチップ

インテグラ製品の全てのハンドヘルドピペット、デスクトップ分注機は、GRIPTIPS®専用となります。  
使用するピペットの種類によって、下記の2種類のチップラックから選択してください。



ハンドヘルド (マニュアル・電動) ピペット用 Griptips®

ECO ラック シリーズ (11 ページ)  
製品ナンバー 3xxx



オートメーション用 Griptips®

SLAS/ANSI ラック、XYZ ラック シリーズ (13 ページ)  
製品ナンバー 6xxx


## GRIPTIPS®セクションガイド

正しい製品番号を見つけましょう

ピペット	ピペット容量(μl)	パッケージ	タイプ
 EVOLVE 手動ピペット	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 12.5 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 125 <input type="checkbox"/> 200 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 1000 <input type="checkbox"/> 1250 <input type="checkbox"/> 5000	<input type="checkbox"/> 袋入り <input type="checkbox"/> 箱詰めグリーンチョイス <input type="checkbox"/> ラック	<input type="checkbox"/> 滅菌包装 <input type="checkbox"/> フィルター付・滅菌包装 <input type="checkbox"/> 非滅菌
 VIAFLO 電動ピペット			
 VOYAGER チップ交換可能 電動ピペット			
 D-ONE シングルチャンネルピペット 50μl/100μl/200μl/500μl対応			
 MINI 95 96チャンネルマルチポーターブル 微量ピペット			
 VIAFLO 95 電動プレート分注機			
 VIAFLO 384 電動プレート分注機			

どのチップを選ばいいか、わからない？  
そんなときは Griptips®セクションガイドをご使用ください。  
あなたに最適なチップが見つかります！

## チップサイズ一覧





## POPTOP/ECO ベース

繰り返し使用でき、指一本で蓋の開閉が可能な POPTOP、  
軽くて気軽に使え、重ね置き可能な ECO ベースがございます。



POPTOP ベース



ECO ベース

製品コード	品名	梱包	POPTOP	標準小売価格
3250	GRIPTIPS®用 POPTOP ベース 小 (12.5/125/300μℓ ECO ラック及び詰替用グリーンチョイス用)	1 個	小	¥9,400
3255	GRIPTIPS®用 POPTOP ベース 大 (300 μℓ ロング/1250μℓ ECO ラック及び詰替用グリーンチョイス用)	1 個	大	¥11,000
3240	GRIPTIPS®用 ECO ベース 小 (12.5/125/300μℓ ECO ラック用)	1 個	小	¥3,400
3245	GRIPTIPS®用 ECO ベース 大 (300μℓ ロング/1250μℓ ECO ラック用)	1 個	大	¥3,400

※POPTOP ベースはオートクレープ不可となっております。

## GRIPTIPS® ECO ラック EVOLVE・VIAFLO・VOYAGER ハンドヘルド用

PET 製のリサイクル可能な素材で構成され、環境にやさしく、廃棄の際もかさばりません。

※ECO ラック単品でも使用できますが、POPTOP/ECO ベースとの併用をお勧めします。



### レギュラータイプ

製品コード	容量	内容	梱包	本数	POPTOP	標準小売価格
3416	12.5μℓ	未滅菌	96 本 x10 ラック	960	小	¥8,400
3417/3717		滅菌済/滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	小	¥10,000
3418/3718		フィルター付・滅菌済/滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	小	¥13,400
3413		未滅菌	384 本 x10 ラック	3,840	小	¥33,600
3414/3714		滅菌済	384 本 x10 ラック	3,840	小	¥40,000
3415/3715		フィルター付・滅菌済/滅菌包装	384 本 x10 ラック	3,840	小	¥53,600
3406	12.5μℓ ロング	未滅菌	96 本 x10 ラック	960	小	¥8,400
3407/3707		滅菌済/滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	小	¥10,000
3408/3708		フィルター付・滅菌済/滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	小	¥13,400
3403		未滅菌	384 本 x10 ラック	3,840	小	¥33,600
3404/3704		滅菌済/滅菌包装	384 本 x10 ラック	3,840	小	¥40,000
3405/3705		フィルター付・滅菌済/滅菌包装	384 本 x10 ラック	3,840	小	¥53,600
3426	125μℓ	未滅菌	96 本 x10 ラック	960	小	¥8,400
3427/3727		滅菌済/滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	小	¥10,000
3428/3728		フィルター付・滅菌済/滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	小	¥13,400
3423		未滅菌	384 本 x10 ラック	3,840	小	¥33,600
3424/3724		滅菌済/滅菌包装	384 本 x10 ラック	3,840	小	¥40,000
3425/3725		フィルター付・滅菌済/滅菌包装	384 本 x10 ラック	3,840	小	¥53,600
3433	300μℓ	未滅菌	96 本 x10 ラック	960	小	¥8,000
3434/3734		滅菌済/滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	小	¥10,000
3435/3735		フィルター付・滅菌済/滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	小	¥15,200
3483	300μℓ ロング	未滅菌	96 本 x10 ラック	960	大	¥8,200
3484/3784		滅菌済/滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	大	¥10,200
3485/3785		フィルター付・滅菌済/滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	大	¥15,600
3633	300μℓ ワイドポア	未滅菌	96 本 x10 ラック	960	小	¥9,600
3634/3934		滅菌済/滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	小	¥12,000
3635/3935		フィルター付・滅菌済/滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	小	¥18,200
3443	1250μℓ	未滅菌	96 本 x10 ラック	960	大	¥8,400
3444/3744		滅菌済/滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	大	¥10,400
3445/3745		フィルター付・滅菌済/滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	大	¥16,000
3493	1250μℓ ショート	未滅菌	96 本 x10 ラック	960	大	¥8,800
3494/3794		滅菌済/滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	大	¥11,000
3495/3795		フィルター付・滅菌済/滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	大	¥16,800
3643	1250μℓ ワイドポア	未滅菌	96 本 x10 ラック	960	大	¥10,000
3644/3944		滅菌済/滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	大	¥12,400
3645/3945		フィルター付・滅菌済/滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	大	¥19,200

※製品番号を2つ併記している製品は、滅菌包装形態を変更中です。左側の品番がなくなり次第、右側の品番に移行します。

## ローリテンションタイプ

製品コード	容量	内容	梱包単位	本数	POPTOP	標準小売価格
3516	12.5μℓ	未滅菌	96本 x10 ラック	960	小	¥10,400
3517/3817		滅菌済/滅菌包装	96本 x10 ラック	960	小	¥12,600
3518/3818		フィルター付・滅菌済/滅菌包装	96本 x10 ラック	960	小	¥16,600
3513		未滅菌	384本 x10 ラック	3,840	小	¥41,600
3514/3814		滅菌済/滅菌包装	384本 x10 ラック	3,840	小	¥50,400
3515/3815		フィルター付・滅菌済/滅菌包装	384本 x10 ラック	3,840	小	¥66,400
3506	12.5μℓ ロング	未滅菌	96本 x10 ラック	960	小	¥10,400
3507/3807		滅菌済/滅菌包装	96本 x10 ラック	960	小	¥12,600
3508/3808		フィルター付・滅菌済/滅菌包装	96本 x10 ラック	960	小	¥16,600
3503		未滅菌	384本 x10 ラック	3,840	小	¥41,600
3504/3804		滅菌済/滅菌包装	384本 x10 ラック	3,840	小	¥50,400
3505/3805		フィルター付・滅菌済/滅菌包装	384本 x10 ラック	3,840	小	¥66,400
3526	125μℓ	未滅菌	96本 x10 ラック	960	小	¥10,400
3527/3827		滅菌済/滅菌包装	96本 x10 ラック	960	小	¥12,600
3528/3828		フィルター付・滅菌済/滅菌包装	96本 x10 ラック	960	小	¥16,600
3523		未滅菌	384本 x10 ラック	3,840	小	¥41,600
3524/3824		滅菌済/滅菌包装	384本 x10 ラック	3,840	小	¥50,400
3525/3825		フィルター付・滅菌済/滅菌包装	384本 x10 ラック	3,840	小	¥66,400
3533	300μℓ	未滅菌	96本 x10 ラック	960	小	¥9,600
3534/3834		滅菌済/滅菌包装	96本 x10 ラック	960	小	¥12,000
3535/3835		フィルター付・滅菌済/滅菌包装	96本 x10 ラック	960	小	¥18,200
3543	1250μℓ	未滅菌	96本 x10 ラック	960	大	¥10,000
3544/3844		滅菌済/滅菌包装	96本 x10 ラック	960	大	¥12,600
3545/3845		フィルター付・滅菌済/滅菌包装	96本 x10 ラック	960	大	¥19,600

※製品番号を2つ併記している製品は、滅菌包装形態を変更中です。左側の品番がなくなり次第、右側の品番に移行します。



## GRIP TIPS® 詰替用、5ml ピペット用 EVOLVE・VIAFLO・VOYAGER ハンドヘルド用

### レギュラータイプ

ワンタッチ詰替用 グリーンチョイス

製品コード	容量	内容	梱包	本数	POPTOP	標準小売価格
4412	12.5μℓ	詰替用グリーンチョイス 未滅菌	384本 x5 組	1,920	小	¥17,000
4411		未滅菌/バルク包装	1000本	1,000		¥5,800
4416		詰替用グリーンチョイス 滅菌済	384本 x5 組	1,920	小	¥21,000
4402	12.5μℓ ロング	詰替用グリーンチョイス 未滅菌	384本 x5 組	1,920	小	¥17,000
4401		未滅菌/バルク包装	1000本	1,000		¥5,800
4406		詰替用グリーンチョイス 滅菌済	384本 x5 組	1,920	小	¥21,000
4422	125μℓ	詰替用グリーンチョイス 未滅菌	384本 x5 組	1,920	小	¥17,000
4421		未滅菌/バルク包装	1000本	1,000		¥5,800
4426		詰替用グリーンチョイス 滅菌済	384本 x5 組	1,920	小	¥21,000
4432	300μℓ	詰替用グリーンチョイス 未滅菌	96本 x5 組	480	小	¥4,200
4431		未滅菌/バルク包装	1000本	1,000		¥5,600
4436		詰替用グリーンチョイス 滅菌済	96本 x5 組	480	小	¥5,200
4482	300μℓ ロング	詰替用グリーンチョイス 未滅菌	96本 x5 組	480	大	¥4,200
4481		未滅菌/バルク包装	1000本	1,000		¥5,600
4486		詰替用グリーンチョイス 滅菌済	96本 x5 組	480	大	¥5,200
4442	1250μℓ	詰替用グリーンチョイス 未滅菌	96本 x5 組	480	大	¥4,400
4441		未滅菌/バルク包装	500本	500		¥3,000
4446		詰替用グリーンチョイス 滅菌済	96本 x5 組	480	大	¥5,400
4492	1250μℓ ショート	詰替用グリーンチョイス 未滅菌	96本 x5 組	480	大	¥4,600
4491		未滅菌/バルク包装	500本	500		¥3,200
4496		詰替用グリーンチョイス 滅菌済	96本 x5 組	480	大	¥5,600
4453	5ml	未滅菌	48本 x5 ラック	240		¥20,000
4451		未滅菌/バルク包装	250本	250		¥6,000
4454		滅菌包装	48本 x5 ラック	240		¥24,000
4455		フィルター付・滅菌包装	48本 x5 ラック	240		¥28,000
4456		1本ごと滅菌包装	100本	100		¥13,400

# GRIP TIPS<sup>®</sup> ベンチトップ分注システム用ラック

VIAFLO96/384・MINI96・ASSIST PLUS 用



## レギュラータイプ

製品コード	容量	内容	梱包単位	本数	標準小売価格
6453	12.5μℓ	未滅菌	384本 x5 ラック	1,920	¥26,000
6454		滅菌包装	384本 x5 ラック	1,920	¥31,200
6455		フィルター付・滅菌包装	384本 x5 ラック	1,920	¥43,000
6403	12.5μℓ ロング	未滅菌	384本 x5 ラック	1,920	¥26,000
6404		滅菌包装	384本 x5 ラック	1,920	¥31,200
6405		フィルター付・滅菌包装	384本 x5 ラック	1,920	¥43,000
6475	12.5μℓ ショート	フィルター付・滅菌包装	384本 x5 ラック	1,920	¥53,000
6463	125μℓ	未滅菌	384本 x5 ラック	1,920	¥26,000
6464		滅菌包装	384本 x5 ラック	1,920	¥31,200
6465		フィルター付・滅菌包装	384本 x5 ラック	1,920	¥43,000
6433	300μℓ	未滅菌	96本 x5 ラック	480	¥6,000
6432		詰替用グリーンチョイス 未滅菌	96本 x5 組	480	¥5,800
6434		滅菌包装	96本 x5 ラック	480	¥7,400
6435		フィルター付・滅菌包装	96本 x5 ラック	480	¥11,800
6483	300μℓ ロング	未滅菌	96本 x5 ラック	480	¥6,000
6482		詰替用グリーンチョイス 未滅菌	96本 x5 組	480	¥5,800
6484		滅菌包装	96本 x5 ラック	480	¥7,400
6485		フィルター付・滅菌包装	96本 x5 ラック	480	¥11,800
6633	300μℓ ワイドボア	未滅菌	96本 x5 ラック	480	¥9,600
6634		滅菌包装	96本 x5 ラック	480	¥11,800
6635		フィルター付・滅菌包装	96本 x5 ラック	480	¥18,800
6443	1250μℓ	未滅菌	96本 x5 ラック	480	¥6,800
6442		詰替用グリーンチョイス 未滅菌	96本 x5 組	480	¥6,600
6444		滅菌包装	96本 x5 ラック	480	¥8,800
6445		フィルター付・滅菌包装	96本 x5 ラック	480	¥12,800
6493	1250μℓ ショート	未滅菌	96本 x5 ラック	480	¥6,800
6492		詰替用グリーンチョイス 未滅菌	96本 x5 組	480	¥6,600
6494		滅菌包装	96本 x5 ラック	480	¥8,800
6495		フィルター付・滅菌包装	96本 x5 ラック	480	¥12,800
6643	1250μℓ ワイドボア	未滅菌	96本 x5 ラック	480	¥10,800
6644		滅菌包装	96本 x5 ラック	480	¥14,000
6645		フィルター付・滅菌包装	96本 x5 ラック	480	¥20,400

※グリーンチョイスの滅菌包装はケース単位となっております。

## ローリテンションタイプ

製品コード	容量	内容	梱包単位	本数	標準小売価格
6553	12.5μℓ	未滅菌	384本 x5 ラック	1,920	¥32,400
6554		滅菌包装	384本 x5 ラック	1,920	¥39,800
6555		フィルター付・滅菌包装	384本 x5 ラック	1,920	¥54,400
6503	12.5μℓ ロング	未滅菌	384本 x5 ラック	1,920	¥32,400
6504		滅菌包装	384本 x5 ラック	1,920	¥39,800
6505		フィルター付・滅菌包装	384本 x5 ラック	1,920	¥54,400
6575	12.5μℓ ショート	フィルター付・滅菌包装	384本 x5 ラック	1,920	¥56,000
6563	125μℓ	未滅菌	384本 x5 ラック	1,920	¥32,400
6564		滅菌包装	384本 x5 ラック	1,920	¥39,800
6565		フィルター付・滅菌包装	384本 x5 ラック	1,920	¥54,400
6533	300μℓ	未滅菌	96本 x5 ラック	480	¥7,600
6534		滅菌包装	96本 x5 ラック	480	¥9,400
6535		フィルター付・滅菌包装	96本 x5 ラック	480	¥15,000
6543	1250μℓ	未滅菌	96本 x5 ラック	480	¥8,600
6544		滅菌包装	96本 x5 ラック	480	¥11,200
6545		フィルター付・滅菌包装	96本 x5 ラック	480	¥16,200
6593	1250μℓ ショート	未滅菌	96本 x5 ラック	480	¥8,600
6594		滅菌包装	96本 x5 ラック	480	¥11,200
6595		フィルター付・滅菌包装	96本 x5 ラック	480	¥16,200

## CLEAR ADVANTAGE™


試薬リザーバー





デッドボリュームが少ない SureFlo™

製品コード	容量	内容	梱包単位	SureFlo	耐溶媒	標準小売価格	
4306	 10mℓ	ベース 未滅菌 (*ポリスチレン製)	10 個			¥5,000	
4330		ポリスチレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付	1 パック			¥1,200	
4332		ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×4 箱			¥18,800	
4331		ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚			¥9,000	
4335		ポリプロピレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付	1 パック		○	¥2,200	
4337		ポリプロピレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×4 箱		○	¥33,400	
4336		ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚		○	¥16,000	
4370		SureFlo ポリスチレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付	1 パック		○	¥1,200	
4373		SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×1 箱		○	¥6,400	
4372		SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×4 箱		○	¥19,200	
4371		SureFlo ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚		○	¥12,000	
NEW 4375		SureFlo ポリプロピレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付	1 パック		○	○	¥2,200
NEW 4376		SureFlo ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚		○	○	¥20,800

4304	 25mℓ	ベース 未滅菌 (*ポリスチレン製)	10 個			¥5,000	
4310		ポリスチレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付	1 パック			¥1,200	
4312		ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×4 箱			¥19,400	
4311		ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚			¥9,400	
4315		ポリプロピレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付	1 パック		○	¥2,200	
4317		ポリプロピレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×4 箱		○	¥36,200	
4316		ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚		○	¥17,400	
4380		SureFlo ポリスチレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付	1 パック		○	¥1,200	
4383		SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×1 箱		○	¥6,800	
4382		SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×4 箱		○	¥20,800	
4381		SureFlo ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚		○	¥10,000	
NEW 4385		SureFlo ポリプロピレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付	1 パック		○	○	¥2,200
NEW 4386		SureFlo ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚		○	○	¥22,800

4350	 25mℓ 仕切り (5+10mℓ)	SureFlo ポリスチレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付	1 パック		○	¥1,200	
4353		SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×1 箱		○	¥9,600	
4352		SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×4 箱		○	¥29,200	
4351		SureFlo ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚		○	¥14,000	
4355		SureFlo ポリプロピレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付	1 パック		○	○	¥2,200
4358		SureFlo ポリプロピレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×1 箱		○	○	¥12,600
4357		SureFlo ポリプロピレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×4 箱		○	○	¥38,800
4356		SureFlo ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚		○	○	¥18,600

4360	 3mℓ x 12 ウェル	SureFlo ポリスチレン製 滅菌済 1 枚入 トライアルパック ベース付	1 パック		○	¥1,600	
4361		SureFlo ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚		○	¥17,000	
4365		SureFlo ポリプロピレン製 滅菌済 1 枚入 トライアルパック ベース付	1 パック		○	○	¥2,600
4366		SureFlo ウェルポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚		○	○	¥23,000

4305	 100mℓ	ベース 未滅菌 (*ポリスチレン製)	10 個			¥5,000
4320		ポリスチレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付	1 パック			¥1,200
4322		ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×4 箱			¥19,600
4321		ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚			¥9,400
4325		ポリプロピレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付	1 パック		○	¥2,200
4327		ポリプロピレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×4 箱		○	¥36,800
4326		ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚		○	¥17,800
4390		SureFlo ポリスチレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付	1 パック		○	¥1,200
4393		SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×1 箱		○	¥7,000
4392		SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×4 箱		○	¥21,000
4391	SureFlo ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚		○	¥10,200	



## 自動分注機用試薬リザーバー



製品コード	容量	内容	梱包	SureFlo	耐溶媒	標準小売価格
6301	150mℓ (SLAS/ANSI)	試薬リザーバー用ベース 非滅菌 (*ポリスチレン製)	8 個			¥6,200
6302		試薬リザーバー用リッド 25 枚ごと滅菌包装 (*ポリプロピレン製)	25 枚×1 箱			¥7,400
6303		自動分注機用 SureFlo ポリスチレン製 滅菌済 1 枚入 トライアルパック ベースとリッド付	1 パック	○		¥1,400
6318		自動分注機用 SureFlo ポリスチレン製 25 枚ごと滅菌包装 ベースとリッド付	25 枚×4 箱	○		¥22,800
6317		自動分注機用 SureFlo ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベースとリッド付	30 枚	○		¥16,600
6308		自動分注機用 SureFlo ポリプロピレン製滅菌済 1 枚入 トライアルパック ベースとリッド付	1 パック	○	○	¥2,400
6338		自動分注機用 SureFlo ポリプロピレン製 25 枚ごと滅菌包装 ベースとリッド付	25 枚×4 箱	○	○	¥32,800
6337		自動分注機用 SureFlo ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベースとリッド付	30 枚	○	○	¥23,800

6305	300mℓ (SLAS/ANSI)	試薬リザーバー用ベース 非滅菌 (*ポリスチレン製)	8 個			¥7,600
6306		試薬リザーバー用リッド 25 枚ごと滅菌包装 (*ポリプロピレン製)	25 枚×1 箱			¥7,400
6307		自動分注機用 SureFlo ポリスチレン製 滅菌済 1 枚入 トライアルパック ベースとリッド付	1 パック	○		¥1,800
6328		自動分注機用 SureFlo ポリスチレン製 25 枚ごと滅菌包装 ベースとリッド付	25 枚×4 箱	○		¥25,000
6327		自動分注機用 SureFlo ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベースとリッド付	30 枚	○		¥18,200
6309		自動分注機用 SureFlo ポリプロピレン製 滅菌済 1 枚入 トライアルパック ベースとリッド付	1 パック	○	○	¥2,800
6348		自動分注機用 SureFlo ポリプロピレン製 25 枚ごと滅菌包装 ベースとリッド付	25 枚×4 箱	○	○	¥36,000
6347		自動分注機用 SureFlo ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベースとリッド付	30 枚	○	○	¥26,200

6373	32mℓ x 8 列	自動分注機用 SureFlo 横 8 列分割 ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚	○		¥30,000
6374		自動分注機用 SureFlo 横 8 列分割 ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚	○	○	¥35,800
6363	21mℓ x 12 列	自動分注機用 SureFlo 縦 12 列分割 ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚	○		¥30,000
6364		自動分注機用 SureFlo 縦 12 列分割 ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚	○	○	¥35,800

6304	リッドのみ	150、300ml 試薬リザーバー共用リッド [ガasket無・ロボットアーム対応] 1 枚ごと滅菌包装 (*ポリスチレン製)	10 枚			¥4,800
------	-------	---	------	--	--	--------



6373/6374



6363/6364



6304

製品コード	容量	品名	梱包	SureFlo	耐溶媒	標準小売価格
6351	300mℓ x 1	ブロックタイプ オープンウェルポリプロピレン製 未滅菌	5 パック x 5		○	¥38,000
6352		ブロックタイプ オープンウェルポリプロピレン製 滅菌済	5 パック x 5		○	¥45,600
6361	21mℓ x 12 列	ブロックタイプ 縦 12 列分割ポリプロピレン製 未滅菌	5 パック x 5		○	¥38,000
6362		ブロックタイプ 縦 12 列分割ポリプロピレン製 滅菌済	5 パック x 5		○	¥45,600
6371	32mℓ x 8 列	ブロックタイプ 横 8 列分割ポリプロピレン製 未滅菌	5 パック x 5		○	¥38,000
6372		ブロックタイプ 横 8 列分割ポリプロピレン製 滅菌済	5 パック x 5		○	¥45,600



オープンウェルタイプ



縦 12 列分割タイプ



横 8 列分割タイプ





# PIPETBOY acu2 ピペットコントローラー



製品コード	品名	標準小売価格
155000	ピペットコントローラー ピペットボーイ・アキュ2 クラシック	¥48,000
155015	ピペットコントローラー ピペットボーイ・アキュ2 グリーン	¥48,000
155016	ピペットコントローラー ピペットボーイ・アキュ2 レッド	¥48,000
155017	ピペットコントローラー ピペットボーイ・アキュ2 ブルー	¥48,000
155018	ピペットコントローラー ピペットボーイ・アキュ2 クリアー	¥48,000
155019	ピペットコントローラー ピペットボーイ・アキュ2 パープル	¥48,000
155022	ピペットコントローラー ピペットボーイ・アキュ2 アクアグリーン	¥48,000
155023	ピペットコントローラー ピペットボーイ・アキュ2 オーシャンドリーム	¥48,000
155024	ピペットコントローラー ピペットボーイ・アキュ2 ピンクサンシャイン	¥48,000

付属品：スベアフィルター (0.45µm)、バッテリー 1 個、AC アダプター、壁掛けフック、スイス製ミニアミーナイフ

## アクセサリ

製品コード	品名	標準小売価格
155065	スタンド	¥15,000
153015	(1) 滅菌済フィルター (0.45µm)	¥1,200
153016	(1) 未滅菌フィルター (0.45µm)	¥1,000
156608	(1) 滅菌済フィルター (0.2µm)	¥1,400
156607	(1) 未滅菌フィルター (0.2µm)	¥1,000
151020	(2) ピペット取付プラグ (シリコンゴム)	¥1,400
153211	AC アダプター	¥8,000
155066	(3) バッテリー 7.4V Li-ion Polymer (ピペットボーイ・アキュ2 用)	¥8,000
153005	(3) バッテリー 9V NiMH (ピペットボーイ・アキュ用)	¥5,000

注) バッテリー以外のアクセサリは、ピペットボーイ・アキュ及びアキュ2 共通です。

シリアル番号 1350001 以上がピペットボーイ・アキュ2 です。(3)の選択時、必ずご確認ください。



# PIPETBOY pro ピペットコントローラー



製品コード	品名	標準小売価格
156400	ピペットコントローラー ピペットボーイ・プロ ホワイト	¥55,000
156401	ピペットコントローラー ピペットボーイ・プロ ピンク	¥55,000
156402	ピペットコントローラー ピペットボーイ・プロ グリーン	¥55,000
156403	ピペットコントローラー ピペットボーイ・プロ オレンジ	¥55,000
156404	ピペットコントローラー ピペットボーイ・プロ ブルー	¥55,000

付属品：スベアフィルター (0.45µm)、バッテリー 2 個、AC アダプター、壁掛けフック

## アクセサリ

製品コード	品名	標準小売価格
156450	充電ステーション	¥11,000
155065	スタンド	¥15,000
156634	AC アダプター	¥7,000
156151	バッテリー 1.2V NiMH (2 個セット)	¥3,200

※ フィルターはピペットボーイ アキュ2 と同じです。



156450



155065



## VACUSIP ポータブルアスピレーター

製品コード	品名	標準小売価格
159000	ポータブルアスピレーター バキューブ・リチャージابل 充電バッテリー内蔵	¥98,000
159010	ポータブルアスピレーター バキューブ・スタンダード ACアダプター直結使用	¥87,000

共通付属品：


- 500ml I ボロシリケート ガラスボトル (キャップ付き)
- チューブコネクター付きキャップ
- シリコン・ハンドオペレーター
- ハンドオペレーターホルダー (ステンレスロッド付き)
- 1-c h 40mmステンレスニードルアダプター (E)
- 8-c h 40mmステンレスニードルアダプター (A)
- 1-c h ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクターなし(D))
- 1.2m および 0.21m シリコンチューブ、ID 3mm、OD 6mm
- フィルター (2個) • ACアダプター



159000

### アクセサリ

製品コード	品名	標準小売価格
155502	(E) 1-ch ステンレスニードル 40mm	¥3,600
155522	(F) 1-ch ステンレスニードル 150mm	¥4,000
155525	(G) 1-ch ステンレスニードル 280mm	¥6,600
155524	(H) 4-ch ステンレスニードル 40mm	¥8,600
155503	(A) 8-ch ステンレスニードル 40mm	¥9,600
159023	(D) 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクターなし)	¥3,600
159026	(C) 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクター付)	¥5,800
159024	(B) 8-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクター付)	¥13,200
159020	シリコン・ハンドオペレーター	¥4,800
159031	ガラスボトル、500ml、GL45 キャップ付	¥4,800
159035	ボトル用キャップ、チューブコネクター付 (2個入り)	¥4,400
156634	ACアダプター	¥7,000
153016	未滅菌フィルター (0.45µm)	¥1,000
171023	シリコンチューブ 2.5m、内径 3mm	¥5,200
155066	リチウムイオンバッテリー	¥8,000
159040	チューブセット…ハンドオペレーター、シリコンチューブ(1.2 mと0.22 m)、フィルター(未滅菌、ポアサイズ 0.45µm)	¥7,600



注) (E)・(F)・(G)・(A)・(B)は、VACUBOYにも使用できます。

注) 1-ch および 8-ch ディスポーザブルチップ用アダプターはユニバーサルタイプチップ (200~300µl) が使用できます。

## VACUSAFE コンパクトアスピレーター



製品コード	品名	標準小売価格
158310	コンパクトバキュームシステム バキューーフ PP製 4L ボトル 液面レベルセンサー付	¥260,000
158320	コンパクトバキュームシステム バキューーフ PP製 4L ボトル	¥200,000
158300	コンパクトバキュームシステム バキューーフ ガラス製 2L ボトル 液面レベルセンサー付	¥280,000

付属品：

- 付属ボトル (オートクレープ可能) • ボトルハンドル • メンブレンフィルター (0.45µm) • ACアダプター • バキューボーイ・セット (155510)

### アクセサリ

製品コード	品名	標準小売価格
158015	メンブレンフィルター 0.45µm 非滅菌	¥4,200
158020	メンブレンフィルター 0.2µm 非滅菌	¥4,200
158483	ガラス製 2L ボトル	¥39,400
158401	PP製 4L ボトル用リッド 液面レベルセンサー・チューブコネクター付	¥65,800
158372	PP製 4L ボトル用リッド チューブコネクター付	¥13,200
158484	ガラス製 2L ボトル用リッド 液面レベルセンサー・チューブコネクター付	¥69,000
158431	PP製 4L ボトル 及び 液面レベルセンサー・チューブコネクター付リッド	¥82,200
158432	PP製 4L ボトル 及び チューブコネクター付リッド	¥27,400
158485	ガラス製 2L ボトル 及び 液面レベルセンサー・チューブコネクター付リッド	¥104,800
158370	PP製 4L ボトル	¥16,400
158342	チューブセット フィルター付	¥7,800



158310

158320



158485

158401

## VACUBOY アスピレーター用ハンドオペレーター




製品コード	品名	標準小売価格
155500	<b>バキュボーイ・ハンドオペレーター 9点セット</b>	¥44,000
	<内訳>	
	(H) ハンドオペレーター	
	(L) スタンド	
	(K) パスツールピペット用アダプター	
	(B) 1-ch 40mm ステンレスニードルアダプター	
	(E) 8-ch 40mm ステンレスニードルアダプター	
	(A) 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクターなし)	
	(I) 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクター付き)	
	(G) 8-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクター付き)	
180cm シリコンチューブ、ID 4.0mm、OD 8.0mm		
155510	<b>バキュボーイ・ハンドオペレーター 4点セット</b>	¥27,000
	<内訳>	
	(H) ハンドオペレーター	
	(K) パスツールピペット用アダプター	
	(B) 1-ch 40mm ステンレスニードルアダプター	
	(I) 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクター付き)	

### アクセサリ

製品コード	品名	標準小売価格
155504	(A) 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクター無し)	¥3,000
155526	(I) 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクター付き)	¥4,400
155520	(G) 8-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクター付き)	¥15,400
155502	(B) 1-ch 40mm ステンレスニードルアダプター	¥3,600
155522	(C) 1-ch 150mm ステンレスニードルアダプター	¥4,000
155525	(D) 1-ch 280mm ステンレスニードルアダプター	¥6,600
155524	(F) 4-ch 40mm ステンレスニードルアダプター (ニードル間隔 21mm)	¥8,600
155503	(E) 8-ch 40mm ステンレスニードルアダプター (ニードル間隔 9mm)	¥9,600
155505	(K) パスツールピペット用アダプター	¥2,600
155501	(L) スタンド	¥14,400
155515	(H) ハンドオペレーター単体 (パスツールピペット用アダプター付)	¥22,000

※ ディスポーザブルチップ用アダプターには、ユニバーサルタイプチップ (200~300μl) が使用できます。



## DOSE IT ドーシット ペリスタルティックポンプ連続分注システム



製品コード	品名	標準小売価格
171000	ペリスタルティックポンプ連続分注システム ドーシットセット	¥480,000

付属品：

- シリコンチューブ(内径 4mm、長さ 2.5m)
- 吸引/分注ノズル(先端 V カット、長さ 10cm 2 本)
- 吸引/分注ノズル(先端 V カット、長さ 35cm 1 本)
- ノズルカラー
- ピペットコネクター
- AC アダプター

### アクセサリ

製品コード	品名	標準小売価格
143200	フットスイッチ	¥13,200
171081	ベンチトップスイッチ	¥16,400
171090	ポンプヘッド (追加用)	¥100,000
171091	レトルトロッド(直径 10 mm) アーム付	¥42,000
171088	ダブルポンプヘッド用チューブセット	¥19,600
171021	シリコンチューブ 2.5m、内径 1mm	¥4,800
171022	シリコンチューブ 2.5m、内径 2mm	¥4,800
171023	シリコンチューブ 2.5m、内径 3mm	¥5,200
171024	シリコンチューブ 2.5m、内径 4mm	¥6,000
171026	シリコンチューブ 2.5m、内径 6mm	¥6,000
171028	シリコンチューブ 2.5m、内径 8mm	¥6,800
171077	ピペットコネクター 内径 2~6mm シリコンチューブ用 5 個入	¥8,600
171031	シリコンチューブ 25m、内径 1mm	¥29,000
171032	シリコンチューブ 25m、内径 2mm	¥29,000
171033	シリコンチューブ 25m、内径 3mm	¥31,400
171034	シリコンチューブ 25m、内径 4mm	¥36,200
171036	シリコンチューブ 25m、内径 6mm	¥36,200
171038	シリコンチューブ 25m、内径 8mm	¥41,000
171051	吸引/分注ノズル 長さ 10cm、内径 1mm	¥4,600
171052	吸引/分注ノズル 長さ 10cm、内径 2mm	¥4,800
171053	吸引/分注ノズル 長さ 10cm、内径 3mm	¥4,800
171054	吸引/分注ノズル 長さ 10cm、内径 4mm	¥4,800
171056	吸引/分注ノズル 長さ 10cm、内径 6mm	¥4,800
171058	吸引/分注ノズル 長さ 10cm、内径 8mm	¥4,600
171064	吸引ノズル 長さ 35cm、内径 4mm	¥7,200
171066	吸引ノズル 長さ 35cm、内径 6mm	¥7,200
171068	吸引ノズル 長さ 35cm、内径 8mm	¥7,200
171071	ノズルカラー、内径 1~3mm ノズル用	¥6,000
171074	ノズルカラー、内径 4~6mm ノズル用	¥4,800



## アフターサービスのご案内

インテグラ・バイオサイエンス株式会社では販売する機器を常に良好なコンディションでご使用いただくことができるよう、また万一のトラブルが発生した際の早急な回復のため、各種のアフターサービスを行っております。保守サービスの加入や修理、キャリブレーション等のご相談は、弊社製品取り扱い代理店・販売店までお問い合わせください。

### 卓上装置の保守サービス VIAFLO96/384、MINI96、ASSIST PLUS、ASSIST、WELLJET

プラチナム、ベーシック、ベーシック LIGHT の 3 種類があり、それぞれの概要は以下になります

#### プラチナムプログラム (年間保守)

- 1 年間のサービスプログラムにご加入いただきます(任意継続可能)
- 加入期間中に発生した故障は、部品代、技術料、出張費用を無償にて対応します
- 必要に応じ、ベースユニット、ピペットヘッド、電動ピペット、D-ONE 分注モジュールの代替機を無償で貸与します
- ご加入時にベースユニットの点検を行い、必要により修理を実施させていただきます

※VIAFLO96/384、MINI96 の場合、ピペットヘッドの点検とキャリブレーション、必要に応じてリファービッシュ(オーバーホール)を実施します

※ASSIST PLUS の場合、電動ピペット並びに D-ONE 分注モジュールを合計最大 4 本までキャリブレーション(及び必要に応じて修理)を実施します。別途料金で 5 本目以降の追加が可能です

※ASSIST にはプラチナムプログラムはございません

※加入時及び更新時に行う点検の際に発生する、交通費・宿泊費は別途有償となります

※プログラム加入初回の点検で修理が発生した場合、その部品代は別途有償となります

※製造から 10 年以上経過した機器ではご加入いただけません

#### ベーシックプログラム (スポット保守)

プラチナムプログラム非加入の機器を対象にした、点検・修理プログラムもご用意しています

- ご発注ベースでベースユニットの点検を行い、必要により修理を実施  
部品代及び修理作業料は別途有償です
- 点検後 90 日以内に発生した故障について、作業費無償にて修理対応  
部品代、出張費、宿泊費は別途有償です

※VIAFLO96/384、MINI96 の場合、ピペットヘッドの点検とキャリブレーションを実施します。リファービッシュが必要と判断された場合は、別途有償となります

※ASSIST PLUS の場合、電動ピペット並びに D-ONE 分注モジュールを合計最大 4 本までキャリブレーションを実施します。修理が必要と判断された場合は別途有償となります。また、5 本目以降の追加はできません

※ASSIST の場合、電動ピペットのキャリブレーションは含まれません

New

#### ベーシック LIGHT プログラム (簡易スポット保守)

- ベーシックプログラムの簡易版です
- VIAFLO96/384、MINI96、WELLJET でのみ選択可能です。ピペットヘッドのキャリブレーションや吐出精度検査は行いません

### ASSIST PLUS 保守サービス 価格

製品コード		標準価格	備考
990072	保守サービス プラチナムプログラム (電動ピペット/D-ONE 分注モジュール合計最大 4 本まで含む)	¥473,000	ベースユニット、D-ONE 分注モジュールはオンサイト点検、VIAFLO/VOYAGER ピペットは業務提携先サービスセンター(JCC)にて実施。年 1 回点検時のみ出張費・宿泊費別途。
990073	電動ピペット追加 (5 本目以降 1 本当たり)	¥42,000	提携先サービスセンターにて実施
990071	保守サービス ベーシックプログラム	¥337,000	ベースユニット、D-ONE 分注モジュールはオンサイト点検、VIAFLO/VOYAGER ピペットは業務提携先サービスセンター(JCC)にて実施。 部品代及び修理作業料別途。出張費・宿泊費別途。
991507	D-ONE 分注モジュール キャリブレーション	¥60,000	
991506	D-ONE 分注モジュール 修理及びキャリブレーション	¥100,000	
999169	IQ・OQ 作業 OQ 作業のみ	¥80,000 ¥60,000	出張費・宿泊費別途

### ASSIST 保守サービス 価格

製品コード	サービス	標準価格	備考
990070	保守サービス ベーシックプログラム	¥62,000	ベースユニットのみ 部品代及び修理作業料別途。出張費・宿泊費別途。
999168	IQ・OQ 作業 OQ 作業のみ	¥60,000 ¥40,000	出張費・宿泊費別途

**VIAFLO96/384 MINI96 保守サービス 価格**

製品コード	サービス	標準価格	備考
	<b>保守サービス プラチナムプログラム</b>		
990063	VIAFLO96/384 ベースユニット (24 または 96 ヘッド 1 個含む)	¥528,000	電子天秤、プレートリーダーを持ち込みでのオンサイト点検 年 1 回点検時のみ出張費・宿泊費別途
990064	VIAFLO384 ベースユニット (384 ヘッド 1 個含む)	¥585,000	
999173	MINI 96 (ベース・ピペット一体)	¥308,000	
990067	24 または 96ch ピペットヘッド追加 (2 個目以降 1 個当たり)	¥64,000	
990068	384ch ピペットヘッド追加 (2 個目以降 1 個当たり)	¥121,000	
	<b>保守サービス ベーシックプログラム</b>		
990061	VIAFLO96/384 ベースユニット (24 または 96 ヘッド 1 個含む)	¥350,000	電子天秤、プレートリーダーを持ち込みでのオンサイト点検 部品代及び修理作業料別途 出張費・宿泊費別途
990062	VIAFLO384 ベースユニット (384 ヘッド 1 個含む)	¥371,000	
999172	MINI 96 (ベース・ピペット一体)	¥205,000	
990065	24 または 96ch ピペットヘッド追加 (2 個目以降 1 個当たり)	¥25,000	
990066	384ch ピペットヘッド追加 (2 個目以降 1 個当たり)	¥46,000	
	<b>保守サービス ベーシック LIGHT プログラム</b>		
<b>New</b> 999330	VIAFLO96/384 ベースユニット (ヘッド 1 個含む)	¥234,000	ベースユニットの点検、ピペットヘッドのリークチェック等を オンサイトにて行います(*キャリブレーションは行いません) 部品代及び修理作業料別途 出張費・宿泊費別途
999331	ピペットヘッド追加 (2 個目以降 1 個当たり) *リークチェックのみ	¥20,000	
999332	MINI96 ピペットユニット	¥134,000	
	<b>ピペットヘッド キャリブレーション</b>		
990096	24 または 96ch ピペットヘッド	¥100,000	弊社サービスセンターにて実施 出張作業の場合は出張費・宿泊費別途
990384	384ch ピペットヘッド	¥175,000	
999174	MINI 96 (ベース・ピペット一体)	¥100,000	
	<b>ピペットヘッド リファーマッシュ</b>		
990097	24 または 96ch ピペットヘッド	¥200,000	弊社サービスセンターにて実施
990385	384ch ピペットヘッド	¥650,000	
999175	MINI 96 (ベース・ピペット一体)	¥200,000	
	<b>ピペットヘッド リファーマッシュ 作業前測定付き</b>		
990098	24 または 96ch ピペットヘッド	¥290,000	弊社サービスセンターにて実施
990386	384ch ピペットヘッド	¥780,000	
999176	MINI 96 (ベース・ピペット一体)	¥290,000	
	<b>ピペットヘッド 代替機貸し出し</b>		
990091	96ch ピペットヘッド	¥25,000	出張作業の場合は出張費・宿泊費別途
990092	384ch ピペットヘッド	¥36,000	
	<b>ベースユニット 代替機貸し出し</b>		
990093	VIAFLO96	¥69,000	出張作業の場合は出張費・宿泊費別途
990094	VIAFLO384	¥69,000	
999177	MINI 96 (ベース・ピペット一体)	¥64,900	
999167 (VIAFLO)	IQ OQ 作業	¥80,000	出張費・宿泊費別途
999179 (MINI)	OQ 作業のみ	¥60,000	

※プラチナムプログラムにおいて、不具合発生時の技術料、出張費・宿泊費は発生しません。

**WELLJET 保守サービス 価格**

製品コード	サービス	標準価格	備考
	<b>保守サービス プラチナムプログラム</b>		
990153	WELLJET ディスペンサー ベースユニット	¥454,000	オンサイト点検 年 1 回点検時のみ 出張費・宿泊費別途
990152	WELLJET スタッカー式ディスペンサー ベースユニット	¥717,000	
	<b>保守サービス ベーシックプログラム</b>		
990151	WELLJET ディスペンサー ベースユニット	¥344,000	オンサイト点検 部品代及び修理作業料別途 出張費・宿泊費別途
990150	WELLJET スタッカー式ディスペンサー ベースユニット	¥566,000	
	<b>保守サービス ベーシック LIGHT プログラム</b>		
<b>New</b> 999333	WELLJET ディスペンサー ベースユニット	¥260,000	ベースユニットの点検、動作確認等をオンサイトにて 行います(吐出精度検査は行いません) 部品代及び修理作業料別途 出張費・宿泊費別途
999334	WELLJET スタッカー式ディスペンサー ベースユニット	¥424,000	
999170	IQ OQ 作業 WELLJET ディスペンサー OQ 作業のみ	¥160,000 ¥120,000	出張費・宿泊費別途
999171	IQ OQ 作業 WELLJET スタッカー式ディスペンサー OQ 作業のみ	¥270,000 ¥200,000	

※プラチナムプログラムにおいて、不具合発生時の技術料、出張費・宿泊費は発生しません。

# ピペット キャリブレーション・修理サービス

弊社では製品の性能・精度を適切に維持するため年一回のキャリブレーションを推奨しております。  
 弊社の提供するピペットキャリブレーションサービスは業務提携先の**株式会社日本校正センター（JCC）**において実施し、  
 JCC からユーザー様へ提供するインテグラ・バイオサイエンス社製ピペットのキャリブレーション及び修理サービスは、  
 インテグラ・バイオサイエンス社の基準に準拠した手順及び仕様のもとに実施されます。

## 対象製品

- ハンドヘルド電動ピペット VIAFLO、VOYAGER シリーズ
- ハンドヘルド手動ピペット EVOLVE シリーズ

連絡/見積依頼/発注/ピペット送付先

〒215-0021  
 神奈川県川崎市麻生区上麻生 3-16-8  
**株式会社日本校正センター**  
 TEL:044-322-9128  
 FAX:044-322-9129  
 support@japan-cal-center.com

## ピペットサービス一覧

サービス名称	測定ポイント数	チャンネル数	作業前測定	作業前測定測定ポイント数	サービス No.	標準価格	添付書類	トレーサビリティ体系図	オプション(有償)
JCSS 校正 ISO/IEC 17025 適合 ISO8655 準拠	3ポイント 10回測定	1	JCSS 校正	3ポイント	S-1	¥19,000	JCSS 校正証明書	なし	トレーサビリティ証明書 ¥5,000
			一般校正	3ポイント	S-2	¥15,000			
			簡易検査	2ポイント	S-3	¥14,000			
			なし	なし	S-4	¥12,000			
		4 6 8	JCSS 校正	3ポイント	M(4/6/8)-1	¥60,800	JCSS 校正証明書	なし	トレーサビリティ証明書 ¥5,000
			一般校正	3ポイント	M(4/6/8)-2	¥48,000			
			簡易検査	2ポイント	M(4/6/8)-3	¥44,800			
			なし	なし	M8-4	¥38,400			
		12	JCSS 校正	3ポイント	M12-1	¥76,000	JCSS 校正証明書	なし	トレーサビリティ証明書 ¥5,000
			一般校正	3ポイント	M12-2	¥60,000			
			簡易検査	2ポイント	M12-3	¥56,000			
			なし	なし	M12-4	¥48,000			
		16	JCSS 校正	3ポイント	M16-1	¥90,000	JCSS 校正証明書	なし	トレーサビリティ証明書 ¥5,000
			一般校正	3ポイント	M16-2	¥72,000			
			簡易検査	2ポイント	M16-3	¥67,000			
			なし	なし	M16-4	¥57,000			
一般校正 ISO8655 適合準拠	3ポイント 10回測定	1	一般校正	3ポイント	S-5	¥10,000	一般校正証明書	あり	標準器コピー ¥2,000
			簡易検査	2ポイント	S-6	¥9,000			
			なし	なし	S-7	¥7,000			
		4 6 8	一般校正	3ポイント	M(4/6/8)-5	¥32,000	一般校正証明書	あり	標準器コピー ¥2,000
			簡易検査	2ポイント	M(4/6/8)-6	¥28,800			
			なし	なし	M(4/6/8)-7	¥22,400			
		12	一般校正	3ポイント	M12-5	¥40,000	一般校正証明書	あり	標準器コピー ¥2,000
			簡易検査	2ポイント	M12-6	¥36,000			
			なし	なし	M12-7	¥28,000			
		16	一般校正	3ポイント	M16-5	¥48,000	一般校正証明書	あり	標準器コピー ¥2,000
			簡易検査	2ポイント	M16-6	¥43,000			
			なし	なし	M16-7	¥33,000			
簡易検査 ISO8655 準拠	2ポイント 10回測定	1	なし	なし	S-8	¥5,000	検査報告書添付	なし	トレーサビリティ体系図¥2,000 標準器コピー ¥2,000
		4 6 8	なし	なし	M(4/6/8)-8	¥16,000	検査報告書添付	なし	トレーサビリティ体系図¥2,000 標準器コピー ¥2,000
		12	なし	なし	M12-8	¥20,000	検査報告書添付	なし	トレーサビリティ体系図¥2,000 標準器コピー ¥2,000
		16	なし	なし	M16-8	¥24,000	検査報告書添付	なし	トレーサビリティ体系図¥2,000 標準器コピー ¥2,000

すべてのサービスにおいて、検査データが付属します。一般校正にはトレーサビリティ体系図が付属します。

ピペットサービスご希望の際は「**ピペットサービス依頼書**」をご記入の上、機材に同梱し、業務提携先の**日本校正センター（JCC）**へ送付頂きますようお願い申し上げます。

また、上記以外の条件をご希望のお客様は別途見積りを致しますので、弊社サービスセンター（support-jp@integra-biosciences.com Tel:03-5962-4936）へお問い合わせください。

## 品質保証期間

- マニュアルピペット (EVOLVE) 2 年
- 電動ピペット/ロボット (VIAFLO, VOYAGER, VIAFLO96/384, MINI96, ASSIST, ASSIST PLUS, D-ONE) 1 年
- ディスペンサー (WELLJET) 1 年
- ピペットコントローラー (PIPETBOY acu2, pro) 1 年
- アスピレーター (VACUSIP, VACUSAFE) 1 年
- 連続分注システム (DOSE IT) 1 年

### 免責事項

全てのサービスにおいて下記の理由により生じたトラブルへの対応は原則として無償サービス対象外とさせていただきます。

- お客様による過失による故障
- 設置施設の設備や環境に起因するもの
- 適合が確認されていない消耗品の使用に起因するもの
- 自然災害に起因するもの

その他トラブルの状況により相談させていただく場合があります。

お見積り有効期限は原則 30 日です。有効期限後のサービス価格に改定があった場合は、新価格を適用致します。



輸入販売元：

インテグラ・バイオサイエンセズ株式会社

〒101-0031

東京都千代田区東神田 1-5-6 東神田 MK5 ビル 3F

TEL: 03-5962-4936 FAX: 03-5962-4937

お問い合わせ: [info-jp@integra-biosciences.com](mailto:info-jp@integra-biosciences.com)

ホームページ: [www.integra-biosciences.com/ja](http://www.integra-biosciences.com/ja)

販売店：