



インテグラ・バイオサイエンスズ 製品価格表

2025 年度 第 1 版 (2025 年 4 月改訂)



PIPETBOY GENIUS

ジーニアス ピペットコントローラー

INTEGRA



※本体を充電するための AC アダプター(1200)は別売りです

製品番号	品名	連続分注量	Accuracy (正確性)	標準小売価格
1011	定番ホワイト	0.1~50 ml	連続分注時 最大容量の 10%において±2 %	128,000 円
1012	すっぱいレモン			128,000 円
1013	さわやかミント			128,000 円
1014	濃厚ベリー			128,000 円
1015	すっきりブルー			128,000 円
1016	落ち着きグレー			128,000 円

付属品 : スペアフィルター(0.45µm)、壁掛けフック

※連続分注を使用する際は INTEGRA 製セロジカルピペットが必要です。

等量連続分注を正確に・簡単に



NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

製品番号	品名	内容物	標準小売価格
1051	スターターパック 定番ホワイト	本体 AC アダプター(1200) セロジカルピペット滅菌済個別包装 5,10,25ml(1403,1404,1405)	168,000 円
1052	スターターパック すっぱいレモン		168,000 円
1053	スターターパック さわやかミント		168,000 円
1054	スターターパック 濃厚ベリー		168,000 円
1055	スターターパック すっきりブルー		168,000 円
1056	スターターパック 落ち着きグレー		168,000 円

アクセサリー・スペアパーツ

製品番号	品名	標準小売価格
1200	AC アダプター USB Type-C 15W 日本仕様	5,000 円
1230	PIPETBOY GENIUS 用壁掛けフック	2,800 円
1220	PIPETBOY GENIUS 用ピペット取付プラグ (シリコンゴム)	2,800 円
1210	PIPETBOY GENIUS 用リチウムポリマーバッテリー	4,600 円
153015	滅菌済フィルター (0.45µm)	1,200 円
153016	未滅菌フィルター (0.45µm)	1,000 円
156608	滅菌済フィルター (0.2µm)	1,400 円
156607	未滅菌フィルター (0.2µm)	1,000 円

※フィルターは、PIETBOY acu/acu2/pro 用と同じです。



セロジカルピペット

個別包装・滅菌済




製品番号	容量	包装単位	本数	カラー	標準小売価格
1401	1ml	1000 本	1,000 本	黄	57,000 円
1402	2ml	1000 本	1,000 本	緑	66,000 円
1403	5ml	200 本	200 本	青	18,000 円
1404	10ml	200 本	200 本	オレンジ	20,000 円
1405	25ml	200 本	200 本	赤	29,000 円
1406	50ml	100 本	100 本	紫	38,000 円
1407	100ml	100 本	100 本	ピンク	96,000 円

バルク包装・滅菌済



製品番号	容量	包装単位	本数	カラー	標準小売価格
1501	1ml	25 本 x40 パック	1,000 本	黄	53,000 円
1502	2ml	25 本 x40 パック	1,000 本	緑	60,000 円
1503	5ml	25 本 x20 パック	500 本	青	42,000 円
1504	10ml	25 本 x20 パック	500 本	オレンジ	46,000 円
1505	25ml	25 本 x8 パック	200 本	赤	25,000 円
1506	50ml	25 本 x4 パック	100 本	紫	33,000 円
1507	100ml	10 本 x10 パック	100 本	ピンク	90,000 円

※GENIUS の連続分注を使用する際は INTEGRA 製セロジカルピペットが必要です。



EVOLVE エボルブ 手動マイクロピペット



※プランジャーを押し下げてロックし、
独立した 3 つのダイヤルで容量値を
1 桁ずつ変更します。



※全ての INTEGRA ピペットの使用には専用チップ(GRIPTIPS®)が必要です。

製品番号	チャンネル数	容量範囲	目盛設定単位	測定容量	正 確 度	再現性(CV)	適合 GRIPTIP	標準小売価格
3011	1	0.2～2μℓ	0.001μℓ	0.2μℓ	≦±12.00%	≦6.00%	12.5μℓ	34,800 円
				2.0μℓ	≦±1.50%	≦0.70%		
3012		1～10μℓ	0.01μℓ	1.0μℓ	≦±5.00%	≦1.50%	12.5μℓ	34,800 円
				10μℓ	≦±1.20%	≦0.50%		
3013		2～20μℓ	0.01μℓ	2.0μℓ	≦±7.00%	≦2.00%	12.5μℓ	34,800 円
				20μℓ	≦±1.20%	≦0.35%		
3015		10～100μℓ	0.1μℓ	10μℓ	≦±3.50%	≦1.00%	125μℓ	34,800 円
				100μℓ	≦±0.80%	≦0.20%		
3016		20～200μℓ	0.1μℓ	20μℓ	≦±2.50%	≦1.00%	300μℓ	34,800 円
				200μℓ	≦±0.70%	≦0.18%		
3018		100～1000μℓ	1.0μℓ	100μℓ	≦±3.00%	≦0.60%	1250μℓ	34,800 円
				1000μℓ	≦±0.80%	≦0.20%		
3019		500～5000μℓ	5.0μℓ	500μℓ	≦±3.00%	≦0.60%	5mℓ	34,800 円
				5000μℓ	≦±0.60%	≦0.18%		
3022	8	1～10μℓ	0.01μℓ	1.0μℓ	≦±12.00%	≦7.00%	12.5μℓ	99,000 円
10μℓ				≦±2.00%	≦1.20%			
3024		5～50μℓ	0.05μℓ	5.0μℓ	≦±5.00%	≦2.00%	125μℓ	99,000 円
50.0μℓ				≦±1.20%	≦0.50%			
3025		10～100μℓ	0.1μℓ	10μℓ	≦±5.00%	≦1.50%	125μℓ	99,000 円
				100μℓ	≦±1.20%	≦0.30%		
3026		20～200μℓ	0.1μℓ	20.0μℓ	≦±5.00%	≦1.20%	300μℓ	99,000 円
				200μℓ	≦±1.20%	≦0.30%		
3028		100～1250μℓ	1μℓ	125μℓ	≦5.00%	≦1.10%	1250μℓ	99,000 円
				1250μℓ	≦1.00%	≦0.30%		
3032	12	1～10μℓ	0.01μℓ	1.0μℓ	≦±12.00%	≦7.00%	12.5μℓ	110,000 円
10μℓ				≦±2.00%	≦1.20%			
3034		5～50μℓ	0.05μℓ	5.0μℓ	≦±5.00%	≦2.00%	125μℓ	110,000 円
				50.0μℓ	≦±1.20%	≦0.50%		
3035		10～100μℓ	0.1μℓ	10μℓ	≦±5.00%	≦1.50%	125μℓ	110,000 円
				100μℓ	≦±1.20%	≦0.30%		
3036		20～200μℓ	0.1μℓ	20.0μℓ	≦±5.00%	≦1.20%	300μℓ	110,000 円
				200μℓ	≦±1.20%	≦0.30%		
3038		100～1250μℓ	1μℓ	125μℓ	≦5.00%	≦1.10%	1250μℓ	110,000 円
				1250μℓ	≦1.00%	≦0.30%		
3042	16	1～10μℓ	0.01μℓ	1.0μℓ	≦±12.00%	≦7.00%	12.5μℓ	136,000 円
10μℓ				≦±2.00%	≦1.20%			
3044		5～50μℓ	0.05μℓ	5.0μℓ	≦±5.00%	≦2.00%	125μℓ	136,000 円
				50.0μℓ	≦±1.20%	≦0.50%		
3045		10～100μℓ	0.1μℓ	10.0μℓ	≦±5.00%	≦1.50%	125μℓ	136,000 円
				100μℓ	≦±1.20%	≦0.30%		
3050	EVOLVE 手動ピペット シングルチャンネルスターターパック 20・200・1,000μℓ ピペット各 1 本、棚掛けフック入						12.5μℓ	88,000 円
	300μℓ							
	1250μℓ							

付属品 : スペアプランジャーキャップ、スピアのノズル O リング(200/1000/1250/5000ul モデルのみ)、クイックスタートガイド、精度確認証明書

EVOLVE アクセサリー

製品番号	品 名	梱包	標準小売価格
3210	棚掛けフック	1 個	2,000 円
3211		5 個	8,000 円

VIAFLO バイアフロ 軽量電動ピペット

INTEGRA



※全ての INTEGRA ピペットの使用には専用チップ(GRIPTIPS®)が必要です。
※本体を充電するためのユニバーサル AC アダプター(4200)は別売りです。

製品番号	チャンネル数	容量範囲	目盛設定単位	測定容量	正 確 度	再現性(CV)	適合 GRIPTIP	標準小売価格	
4011	1	0.5～12.5μℓ	0.01μℓ	1.25μℓ	≦±5.00%	≦4.00%	12.5μℓ	99,800 円	
				12.5μℓ	≦±1.00%	≦0.40%			
4016		2.0～50μℓ	0.05μℓ	5μℓ	≦±3.00%	≦1.50%	125μℓ	99,800 円	
				50μℓ	≦±1.00%	≦0.40%			
4012		5.0～125μℓ	0.1μℓ	12.5μℓ	≦±3.00%	≦1.00%	125μℓ	99,800 円	
				125μℓ	≦±0.60%	≦0.20%			
4013		10.0～300μℓ	0.5μℓ	30μℓ	≦±2.00%	≦0.60%	300μℓ	99,800 円	
				300μℓ	≦±0.60%	≦0.15%			
4014		50.0～1250μℓ	1.0μℓ	125μℓ	≦±3.00%	≦0.60%	1250μℓ	99,800 円	
				1250μℓ	≦±0.60%	≦0.17%			
4015		100.0～5000μℓ	5.0μℓ	500μℓ	≦±3.00%	≦0.75%	5mℓ	99,800 円	
				5000μℓ	≦±0.60%	≦0.15%			
4621	8	0.5～12.5μℓ	0.01μℓ	1.25μℓ	≦±10.00%	≦6.00%	12.5μℓ	172,000 円	
				12.5μℓ	≦±2.00%	≦0.80%			
4626		2.0～50μℓ	0.05μℓ	5μℓ	≦±5.00%	≦2.50%	125μℓ	172,000 円	
				50μℓ	≦±1.50%	≦0.40%			
4622		5.0～125μℓ	0.1μℓ	12.5μℓ	≦±3.75%	≦1.50%	125μℓ	172,000 円	
				125μℓ	≦±1.60%	≦0.35%			
4623		10.0～300μℓ	0.5μℓ	30μℓ	≦±4.00%	≦1.20%	300μℓ	172,000 円	
				300μℓ	≦±1.60%	≦0.35%			
4624		50.0～1250μℓ	1.0μℓ	125μℓ	≦±6.00%	≦1.10%	1250μℓ	172,000 円	
				1250μℓ	≦±1.20%	≦0.30%			
4631		12	0.5～12.5μℓ	0.01μℓ	1.25μℓ	≦±10.00%	≦6.00%	12.5μℓ	190,000 円
					12.5μℓ	≦±2.00%	≦0.80%		
4636	2.0～50μℓ		0.05μℓ	5μℓ	≦±5.00%	≦2.50%	125μℓ	190,000 円	
				50μℓ	≦±1.50%	≦0.40%			
4632	5.0～125μℓ		0.1μℓ	12.5μℓ	≦±3.75%	≦1.50%	125μℓ	190,000 円	
				125μℓ	≦±1.60%	≦0.35%			
4633	10.0～300μℓ		0.5μℓ	30μℓ	≦±4.00%	≦1.20%	300μℓ	190,000 円	
				300μℓ	≦±1.60%	≦0.35%			
4634	50.0～1250μℓ		1.0μℓ	125μℓ	≦±6.00%	≦1.10%	1250μℓ	190,000 円	
				1250μℓ	≦±1.20%	≦0.30%			
4641	16		0.5～12.5μℓ	0.01μℓ	1.25μℓ	≦±10.00%	≦6.00%	12.5μℓ	260,000 円
					12.5μℓ	≦±2.00%	≦0.80%		
4646		2.0～50μℓ	0.05μℓ	5μℓ	≦±5.00%	≦2.50%	125μℓ	260,000 円	
				50μℓ	≦±1.50%	≦0.40%			
4642		5.0～125μℓ	0.1μℓ	12.5μℓ	≦±3.75%	≦1.50%	125μℓ	260,000 円	
				125μℓ	≦±1.60%	≦0.35%			

付属品 : スペアのノズル O リング(300/1250/5000ul モデルのみ)、試薬リザーバートライアルパック、クイックスタートガイド、精度確認証明書

EVOLVE/VIAFLO/VOYAGER 共通消耗品 - ノズル O リング -

製品番号	品 名	梱包単位	標準小売価格
100-00027-50	O リング 200ul/300ul 用	24 個	4,000 円
100-00028-50	O リング 1000ul/1250ul 用	24 個	4,000 円
100-00029-00	O リング 5000ul 用	10 個	5,000 円

VOYAGER ボイジャー チップ間隔可変電動ピペット



※全ての INTEGRA ピペットの使用には専用チップ(GRIPTIPS®)が必要です。
※本体を充電するためのユニバーサル AC アダプター(4200)は別売りです。

製品番号	チャンネル数	容量範囲	目盛設定単位	測定容量	正確度	再現性(CV)	適合 GRIPTIP	標準小売価格
4743	4	10.0~300μℓ	0.5μℓ	30μℓ	≤±4.00%	≤1.20%	300μℓ	360,000 円
				300μℓ	≤±1.60%	≤0.35%		
4744		50.0~1250μℓ	1.0μℓ	125μℓ	≤±6.00%	≤1.10%	1250μℓ	360,000 円
				1250μℓ	≤±1.20%	≤0.30%		
4763	6	10.0~300μℓ	0.5μℓ	30μℓ	≤±4.00%	≤1.20%	300μℓ	340,000 円
				300μℓ	≤±1.60%	≤0.35%		
4764		50.0~1250μℓ	1.0μℓ	125μℓ	≤±6.00%	≤1.10%	1250μℓ	340,000 円
				1250μℓ	≤±1.20%	≤0.30%		
4721	8	0.5~12.5μℓ	0.01μℓ	1.25μℓ	≤±10.00%	≤6.00%	12.5μℓ	350,000 円
				12.5μℓ	≤±2.00%	≤0.80%		
4726		2.0~50μℓ	0.05μℓ	5μℓ	≤±5.00%	≤2.50%	125μℓ	350,000 円
				50μℓ	≤±1.50%	≤0.40%		
4722		5.0~125μℓ	0.1μℓ	12.5μℓ	≤±3.75%	≤1.50%	125μℓ	350,000 円
				125μℓ	≤±1.60%	≤0.35%		
4723		10.0~300μℓ	0.5μℓ	30μℓ	≤±4.00%	≤1.20%	300μℓ	350,000 円
				300μℓ	≤±1.60%	≤0.35%		
4724		50.0~1250μℓ	1.0μℓ	125μℓ	≤±6.00%	≤1.10%	1250μℓ	350,000 円
				1250μℓ	≤±1.20%	≤0.30%		
4731		0.5~12.5μℓ	0.01μℓ	1.25μℓ	≤±10.00%	≤6.00%	12.5μℓ	370,000 円
				12.5μℓ	≤±2.00%	≤0.80%		
4736		2.0~50μℓ	0.05μℓ	5μℓ	≤±5.00%	≤2.50%	125μℓ	370,000 円
				50μℓ	≤±1.50%	≤0.40%		
4732		5.0~125μℓ	0.1μℓ	12.5μℓ	≤±3.75%	≤1.50%	125μℓ	370,000 円
				125μℓ	≤±1.60%	≤0.35%		

付属品 : スペアのノズル O-リング(300/1250ul モデルのみ)、試薬リザーバートライアルパック、クイックスタートガイド、精度確認証明書

アクセサリ・スペアパーツ

製品番号	品名	標準小売価格
4200	ユニバーサル AC アダプター	8,000 円
3205	壁掛けホルダー(マグネット付き)	4,400 円
3213	ロータリースタンド *充電機能なし	22,000 円
3214	ショートリアスタンド AC アダプター及び充電ステーションなし	16,800 円
3215	リアスタンド AC アダプター及び充電ステーションなし	21,600 円
3216	リアスタンド用充電ステーション専用 AC アダプター	14,800 円
3217	リアスタンド取付用充電ステーション	19,600 円
3218	リアスタンド取付用充電ステーション 電動ピペット⇔PC 通信機能付き	41,200 円
4205	リチウムイオンバッテリー	6,400 円
4210	ピペット 1 台掛け充電スタンド ユニバーサル AC アダプター付き	33,400 円
4215	ピペット 4 台掛け回転式充電スタンド 専用 AC アダプター付き	75,200 円
4211	ピペット 1 台掛け充電スタンド 電動ピペット⇔PC 通信機能付き ユニバーサル AC アダプター付き	75,200 円

チップ間スペース調整可能範囲

ch 数	容量	チップ間ス
4	300/1250μℓ	9.0 ~ 33.0mm
6	300/1250μℓ	9.0 ~ 19.8mm
8	12.5/50/125μℓ	4.5 ~ 14.0mm
	300/1250μℓ	9.0 ~ 14.0mm
12	12.5/50/125μℓ	4.5 ~ 9.0mm

※ 微調整単位は 0.1mm 刻み



3205
壁掛けホルダー



3213
ロータリースタンド



3215
リアスタンド



3214
ショートリアスタンド



4210
1 台掛け充電スタンド



4215
4 台掛け充電スタンド



3217/3218
充電ステーション



4200
AC アダプター

スタンドや充電ツールは
こちらで分かりやすく
まとめております→



ASSIST PLUS 分注ロボット

INTEGRA



製品番号	品 名	標準小売価格
4505	分注ロボット アシストプラス 本体ユニット	2,800,000 円

付属品 : 3 ポジションデッキ、使用済チップ廃棄箱、電動ピペット充電ケーブル、チップ廃棄用ポリ袋、試薬リザーバートライアルパック
AC アダプター、USB ケーブル、クイックスタートガイド



D-ONE シングルチャンネル分注モジュール

製品番号	品 名	適合 GRIPTIP	標準小売価格
4539	D-ONE オールインワンセット		1,000,000 円
4531	D-ONE シングルチャンネル分注モジュール 0.5~300 µl	12.5µl 300µl	498,000 円
4532	D-ONE シングルチャンネル分注モジュール 5~1250 µl	125µl 1250µl	498,000 円
4535	D-ONE 分注モジュール用チップデッキ	両方の D-ONE で必要	120,000 円
4551	実験容器縦置き用台座 (+24 mm)	300µl ロング/1250µl チップを使う際に必要	30,000 円

※D-ONE を使用する為には ASSIST PLUS Firmware1.21 以上、VOYAGER/VIAFLO firmware 5.1.0 以上、
VIALAB ソフトウェア 3.1.1 以上が必要となります。詳細は弊社代理店、若しくは弊社担当営業へご相談ください。

アクセサリ・スペアパーツ

製品番号	品 名	標準小売価格
4222	電動ピペット/MAG/HEATMAG 用通信モジュール	26,000 円
6250	PCR プレート用 96 ウェル冷却ブロック	38,000 円
6255	PCR プレート用 384 ウェル冷却ブロック	59,000 円
6260	平底プレート用冷却ブロック	59,000 円
4560	スライダーベース 6 列	43,600 円
4561	スライダーベース 4 列	36,600 円
4565	スライダー 0.2ml PCR チューブ用 24 本(12 本 x2 列) *2 個入り	35,000 円
4563	スライダー 0.5ml 遠心チューブ用 8 本 *2 個入り	35,000 円
4562	スライダー 1.5ml/2.0ml 遠心チューブ用 8 本 *2 個入り	35,000 円
4564	スライダー D-ONE 専用 1.5ml/2.0ml マイクロ遠心チューブ用 6 本 *2 個入り	35,000 円
4566	スライダー 5ml 遠心チューブ用 6 本	28,600 円
4567	スライダー 50ml 遠心チューブ用 4 本	28,600 円
4568	スライダー 10ml 及び 25ml サイズ試薬リザーバー用	31,600 円
4541	0.5ml 遠心チューブ用ラック 48 本 (4560x1 個+4563x3 セット)	130,000 円
4540	1.5ml/2.0ml 遠心チューブ用ラック 48 本 (4560x1 個+4562x3 セット)	130,000 円
4510	傾斜機能付きプレートホルダー	96,000 円
4547	デュアルリザーバーアダプター (ANSI/SLAS フットプリント)	92,000 円
4542	15ml 遠心チューブ用ラック、24 本(4 本 x6 列)	36,400 円
4543	5ml テストチューブ用ラック (12x75 mm テストチューブ)、48 本(6 本 x8 列)	36,400 円
4544	クライオチューブ用ラック、48 本(6 本 x8 列)	36,400 円
4545	2ml HPLC バイアル用ラック、48 本(6 本 x8 列)	36,400 円
4546	スワブチューブ用ラック、48 本(6x8)、径 13 mm	80,000 円
4552	4ml バキューム採血管用ラック (6 本 x8 列)	36,400 円
4521	4 ポジションデッキ (ANSI/SLAS 縦置きフットプリント)	152,000 円
4548	電動ピペット充電ケーブル 電動ピペット⇔アシストプラス通信機能付き	42,000 円
4226	充電ケーブル 電動ピペット⇔PC 通信機能付き	49,800 円
4570	チップ廃棄箱用ポリ袋 (200 枚入り)	30,400 円
4573	使用済チップ廃棄箱(リフレクター及びポリ袋 40 枚含む) COLDPLATE 対応バージョン	72,000 円
4581	アシストプラス本体カバー	46,000 円

※電動ピペットをアシストプラスに接続するには、各ピペット毎に 4222 電動ピペット/MAG/HEATMAG 用通信モジュール、若しくは
4548 ケーブルが必要です。

若しくは、4548 電動ピペット⇔アシストプラス通信機能付き充電ケーブルが 1 本必要です。

※4547 デュアルリザーバーアダプターは 25ml 分割リザーバーを ASSIST PLUS で使用する際に必要です。

※VIAFLO シングルチャンネルは接続できません。D-ONE をご利用ください。

※特殊ラックの作製、他社製ラックの搭載も可能です。弊社担当営業へご相談ください。



MAG/HEATMAG 磁気ビーズ分離モジュール



ASSIST PLUS、MINI96、VF96/384、またモジュール単体でもご使用いただけます



製品番号	品名	マグネット	温度	1.5ml チューブ	96 プレート	384 プレート	標準小売価格
4900	MAG モジュール (磁気分離用)	○	-	○	○	○	480,000 円
4901	HEATMAG モジュール (加熱・磁気分離用)	○	RT~65℃	○	○	-	640,000 円

付属品：チューブ/96well 用磁気プレート、AC アダプター、USB ケーブル、AUX ケーブル

アクセサリ・消耗品

※アダプターは、必ず 1 つ以上選択してください


製品番号	品名	MAG モジュール	HEATMAG モジュール	標準小売価格
4905	1.5 ml チューブ用アダプター 4 x 6 フォーマット (MAG / HEATMAG モジュール用)	○	○	90,000 円
4906	96 ウェル PCR プレート用アダプター (MAG / HEATMAG モジュール用)	○	○	46,000 円
4908	384 ウェル PCR プレート用アダプターと磁気プレート (MAG モジュール用)	○	-	200,000 円
4222	電動ピペット/MAG/HEATMAG 用通信モジュール	○	○	26,000 円
4907	2.2ml ディープウェルプレート用アダプターと磁気プレート (MAG モジュール用)	○	-	125,000 円
6353	96 ウェルディープウェルプレート 2.2mlV 底角ウェル ポリプロピレン製滅菌済 50 個入	○	-	62,000 円

BIOSHAKE 3000/BIOSHAKE 3000-T



COLDPLATE 加熱・冷却・振とうモジュール

ASSIST PLUS、MINI96、VF96/384、またモジュール単体でもご使用いただけます




製品番号	品名	加温	冷却	振とう	標準小売価格
4950	COLDPLATE (冷却・加熱用)	99℃	0℃	-	940,000 円
4951	BIOSHAKE 3000 (振とう用)	-	-	200-3,000rpm	580,000 円
4952	BIOSHAKE 3000-T (加熱・振とう用)	99℃	RT	200-3,000rpm	920,000 円

付属品：AC アダプター、USB 変換ケーブル、AUX 変換ケーブル、実験容器用台座 (+50 mm)、ANSI/SLAS フットプリントアダプター (本体用)

アクセサリ

※アダプターは、必ず 1 つ以上選択してください

製品番号	品名	標準小売価格
4953	フラットボトムプレート用アダプター	84,000 円
4954	96 ウェル PCR プレート用アダプター	130,000 円
4955	384 ウェル PCR プレート用アダプター	130,000 円
4956	1.5 ml x 24 本チューブ用アダプター 4 x 6 フォーマット	60,000 円
4961	2.2 ml 96 ディープウェルプレート用アダプター	160,000 円
4962	2.0 ml x 24 本スクリーチューブ用アダプター 4 x 6 フォーマット	60,000 円



MAG/HEATMAG/COLDPLATE/BIOSHAKE 3000-T/BIOSHAKE 3000 共通アクセサリ

製品番号	品名	標準小売価格
4963	実験容器用台座 (+50 mm)	62,000 円



※MAG/HEATMAG、BIOSHAKE3000/BIOSHAKE3000-T、COLDPLATE のいずれも、ASSIST PLUS で使用する際は、本体ファームウェア 1.23 以上、電動ピペットファームウェア 5.1.2 以上、VIALAB ソフトウェア 3.2.0 以上が必要となります。また、ASSIST PLUS の製造番号によっては、基盤の交換が必要になる場合があります。詳細は弊社代理店、もしくは弊社担当営業へご相談ください。

ASSIST マルチチャンネル自動分注機



製品番号	品名	標準小売価格
4500	マルチチャンネル自動分注機 アシスト 本体ユニット	1,200,000 円

付属品：10ml、20ml、100ml 試薬リザーバー（サンプル）、AC アダプター

※電動ピペットをアシストに接続するには、各ピペット毎に 4222 電動ピペット/MAG/HEATMAG 用通信モジュールが必要です。

※VIAFLO シングルチャンネル、及び VOYAGER は取付できません。



MINI 96 96 チャンネルポータブル電動ピペット



製品番号	品名	容量	目盛設定単位	測定容量	正確度	再現性 (CV)	適合 GRIPTIPS	標準小売価格
4801	MINI 96	0.5-12.5 µl	0.01 µl	1.25 µl	±8.0%	≤3.0%	12.5 µl	1,480,000 円
				12.5 µl	±1.5%	≤1.0%		
4802		5-125 µl	0.1 µl	12.5 µl	±3.0%	≤1.7%	125 µl	1,480,000 円
				125 µl	±1.5%	≤1.0%		
4803		10-300 µl	0.5 µl	30 µl	±2.5%	≤1.5%	300 µl	1,480,000 円
				300 µl	±1.2%	≤0.8%		
4804		50-1250 µl	1.0 µl	125 µl	±2.5%	≤1.5%	1250 µl	1,480,000 円
				1250 µl	±1.8%	≤0.8%		

付属品：①下段プレートホルダー(96/384)、②上段プレートホルダー(96/384)、AC アダプター、USB Type-C ケーブル、クイックスタートガイド

アクセサリ

製品番号	品名	標準小売価格
4850	2 ポジション プレートホルダー	198,000 円

※ 2 ポジションプレートホルダーはチップの列取りと、列分注を行う際に必要です。(96/384 ウェル対応)





VIAFLO 96/384 据置型電動ピペット



製品番号	品名	標準小売価格
6001	据置型電動ピペット バイアフロ 96 本体ユニット	1,700,000 円
6031	据置型電動ピペット バイアフロ 384 本体ユニット	2,200,000 円

付属品 : 電源ケーブル、クイックスタートガイド

アクセサリ

製品番号	品名	標準小売価格
6205	標準プレートホルダー (96 プレート用)	27,000 円
6215	スプリング付・スライド機能付プレートホルダー A (96/384 プレート用)	80,000 円
6220	スプリング付・スライド機能付プレートホルダー B (96/384 プレート用)	80,000 円
6230	3 ポジションプレートホルダー	380,000 円
6221	縦方向段階希釈用プレートホルダー	120,000 円
6222	プレートホルダー (24 チャンネル・ピペットヘッド用)	64,000 円
6225	スプリング付・スライド機能付プレートホルダー A (1536 プレートオフセット付)	190,000 円
6226	スプリング付・スライド機能付プレートホルダー B (1536 プレートオフセット付)	190,000 円
6280	VIAFLO 96/384 本体カバー	48,000 円
6250	PCR プレート用 96 ウェル冷却ブロック	38,000 円
6255	PCR プレート用 384 ウェル冷却ブロック	59,000 円

6205

6215

6225

6221

6250

6220

6226

6230

6255

VIAFLO 96/384 ピペットヘッド



製品番号	チャンネル数	容量	目盛設定単位	測定容量	正確度	再現性 (CV)	適合 GRIP TIP	標準小売価格
6123	24	ピペットヘッド 24ch 10-300μl	0.5μl	30μl	±2.5%	≤1.5%	300μl	820,000 円
6124				300μl	±1.2%	≤0.8%		
6101	96	ピペットヘッド 96ch 0.5-12.5μl	0.01μl	1.25μl	±8.0%	≤3.0%	12.5μl	1,100,000 円
6106				12.5μl	±1.5%	≤1.0%		
6102		ピペットヘッド 96ch 2-50μl	0.05μl	5μl	±5.0%	≤2.5%	125μl	1,100,000 円
6103				50μl	±1.5%	≤1.0%		
6104		ピペットヘッド 96ch 5-125μl	0.1μl	12.5μl	±3.0%	≤1.7%	125μl	1,100,000 円
6131				125μl	±1.5%	≤1.0%		
6136		ピペットヘッド 96ch 10-300μl	0.5μl	30μl	±2.5%	≤1.5%	300μl	840,000 円
6132				300μl	±1.2%	≤0.8%		
6137		ピペットヘッド 96ch 50-1250μl	1.0μl	125μl	±2.5%	≤1.5%	1250μl	840,000 円
6138				1250μl	±1.8%	≤0.8%		
6139	384	ピペットヘッド 384ch 0.5-12.5μl	0.01μl	1.25μl	±8.0%	≤3.0%	12.5μl	2,100,000 円
6140				12.5μl	±1.5%	≤1.0%		
6141		ピペットヘッド 384ch 2-50μl	0.05μl	5μl	±5.0%	≤2.5%	125μl	2,100,000 円
6142				50μl	±1.5%	≤1.0%		
6143		ピペットヘッド 384ch 5-125μl	0.1μl	12.5μl	±3.0%	≤1.7%	125μl	2,100,000 円
6144				125μl	±1.5%	≤1.0%		

WELLJET バルクディスペンサー

INTEGRA



5000



5001

NEW
ディーフェルプレート
対応

製品番号	品 名	梱包単位	標準小売価格
5000	WELLJET ディスペンサー（排出口付き廃液容器を含む）	1 台	1,700,000 円
5001	WELLJET スタッカー式ディスペンサー（排出口付き廃液容器を含む、プレートタワーなし）	1 台	3,500,000 円

付属品：排出口付き廃液容器、廃液チューブ、リブ取り外しツール、AC アダプター、クイックスタートガイド、プレート高さ測定ツール（5001 のみ）

製品番号	品 名	梱包単位	標準小売価格
5400	プレートタワー プレート 25 枚収容	1 基	240,000 円
5401	プレートタワー プレート 50 枚収容	1 基	280,000 円
5402	チューブホルダー 15ml チューブ×2 本、50ml チューブ×2 本収容可能	1 個	60,000 円
5410	排出口付き廃液容器	1 個	40,000 円
5411	廃液容器用シリコンチューブ	1 本	4,000 円
5412	プレート測定ツール	1 個	27,000 円



5100 / 5101/ 5110

消耗品

製品番号	品 名	梱包単位	標準小売価格
5100	EasySnap™ 分注カセット 8 チャンネル 小口径（0.5～500 µl）滅菌済み	4 カセット	99,800 円
5101	EasySnap™ 分注カセット 8 チャンネル 大口径（5～9999 µl）滅菌済み	4 カセット	99,800 円
5110	EasySnap™ 分注カセット 16 チャンネル 小口径（0.5～500 µl）滅菌済み	4 カセット	174,000 円

標準機能：チャンネル間キャリブレーション必要無し、RFID による使用量カウント、オートクレープ可能、滅菌個別包装

GRIP TIPS® グリップチップ

INTEGRA



インテグラ製品の全てのハンドヘルドピペット、デスクトップ分注機は、GRIP TIPS®専用となります。
使用するピペットの種類によって、ECO ラック、ペンチトップ分注システム用ラックから選択してください。

GRIP TIPS®および EVOLVE、VIAFLO、VOYAGER のノズルの特殊構造により、ノズルに装着されたチップがロックされます。ピペット操作中にチップが落下したり、精度エラーの原因となるグラつきが起きません。また、毎回同じ位置（深さ）に装着されますので、チップの装着度合いの違いで起こる精度エラーも防ぎます。



UNIVERSAL TIPS CAN BE A REAL PAIN IN THE...




CONSTANT HAMMERING OF TIPS CAN LEAD TO RSI




...UNIVERSAL TIPS CAUSE TIP MISALIGNMENT WHICH LEADS TO...



...LOOSE AND LEAKING TIPS



汎用チップでは、ノズルをチップに叩き込む必要があり、オペレーターへの負担が増加します。また、取り付け後に再確認が必要であったり、先端が不揃いになる可能性や、操作途中にチップが落下する危険性があります。



INTEGRA 製消耗品である GRIP TIPS®および 試薬リザーバーは、厳密に管理された条件下で 100%バージンポリプロピレン/ポリスチレンから製造されており、RNase、DNase、パイロジェン、PCR 阻害剤、エンドキシンを含まないことが保証されています。



POPTOP/ECO ベース

繰り返し使用でき、指一本で蓋の開閉が可能な POPTOP、
軽くて気軽に使え、重ね置き可能な ECO ベースがございます。



POPTOP ベース



ECO ベース

INTEGRA



製品番号	品 名	梱包	ベースサイズ	標準小売価格
3250	GRIPTIPS®用 POPTOP ベース 小 (12.5/125/300μℓ ECO ラック及び詰替用グリーンチョイス用)	1 個	小	9,400 円
3255	GRIPTIPS®用 POPTOP ベース 大 (300 μℓ ロング/1250μℓ ECO ラック及び詰替用グリーンチョイス用)	1 個	大	11,000 円
3240	GRIPTIPS®用 ECO ベース 小 (12.5/125/300μℓ ECO ラック用)	1 個	小	3,400 円
3245	GRIPTIPS®用 ECO ベース 大 (300μℓ ロング/1250μℓ ECO ラック用)	1 個	大	3,400 円

※POPTOP ベースはオートクレープ不可となっております。

GRIPTIPS® ECO ラック EVOLVE・VIAFLO・VOYAGER ハンドヘルド用

PET 製のリサイクル可能な素材で構成され、環境にやさしく、廃棄の際もかさばりません。

※ECO ラック単品でも使用できますが、POPTOP/ECO ベースとの併用をお勧めします。

※ASSISTPLUS、VIAFLO96/384、MINI96 には使用できません。



レギュラータイプ

製品番号	容量	内容	梱包	本数	ベースサイズ	標準小売価格
3416	12.5μℓ	未滅菌	96 本 x10 ラック	960	小	8,400 円
3717		滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	小	10,000 円
3718		フィルター付・滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	小	13,400 円
3413		未滅菌	384 本 x10 ラック	3,840	小	33,600 円
3714		滅菌包装	384 本 x10 ラック	3,840	小	40,000 円
3715		フィルター付・滅菌包装	384 本 x10 ラック	3,840	小	53,600 円
3406	12.5μℓ ロング	未滅菌	96 本 x10 ラック	960	小	8,400 円
3707		滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	小	10,000 円
3708		フィルター付・滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	小	13,400 円
3403		未滅菌	384 本 x10 ラック	3,840	小	33,600 円
3704		滅菌包装	384 本 x10 ラック	3,840	小	40,000 円
3705		フィルター付・滅菌包装	384 本 x10 ラック	3,840	小	53,600 円
3426	125μℓ	未滅菌	96 本 x10 ラック	960	小	8,400 円
3727		滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	小	10,000 円
3728		フィルター付・滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	小	13,400 円
3423		未滅菌	384 本 x10 ラック	3,840	小	33,600 円
3724		滅菌包装	384 本 x10 ラック	3,840	小	40,000 円
3725		フィルター付・滅菌包装	384 本 x10 ラック	3,840	小	53,600 円
3433	300μℓ	未滅菌	96 本 x10 ラック	960	小	8,000 円
3734		滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	小	10,000 円
3735		フィルター付・滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	小	15,200 円
3483	300μℓ ロング	未滅菌	96 本 x10 ラック	960	大	8,200 円
3784		滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	大	10,200 円
3785		フィルター付・滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	大	15,600 円
3633	300μℓ ワイドボア	未滅菌	96 本 x10 ラック	960	小	9,600 円
3934		滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	小	12,000 円
3935		フィルター付・滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	小	18,200 円
3443	1250μℓ	未滅菌	96 本 x10 ラック	960	大	8,400 円
3744		滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	大	10,400 円
3745		フィルター付・滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	大	16,000 円
3795	1250μℓ ショート	フィルター付・滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	大	16,800 円
3643	1250μℓ ワイドボア	未滅菌	96 本 x10 ラック	960	大	10,000 円
3944		滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	大	12,400 円
3945		フィルター付・滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	大	19,200 円

ローリテンションタイプ

製品番号	容量	内容	梱包単位	本数	ベースサイズ	標準小売価格
3818	12.5μℓ	フィルター付・滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	小	16,600 円
3815		フィルター付・滅菌包装	384 本 x10 ラック	3,840	小	66,400 円
3808	12.5μℓ ロング	フィルター付・滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	小	16,600 円
3805		フィルター付・滅菌包装	384 本 x10 ラック	3,840	小	66,400 円
3828	125μℓ	フィルター付・滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	小	16,600 円
3825		フィルター付・滅菌包装	384 本 x10 ラック	3,840	小	66,400 円
3835	300μℓ	フィルター付・滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	小	18,200 円
3845	1250μℓ	フィルター付・滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	大	19,600 円

GRIPTIPS® 詰替用、5mℓ ピペット用

EVOLVE・VIAFLO・VOYAGER ハンドヘルド用




レギュラータイプ

ワンタッチ詰替用 グリーンチョイス

製品番号	容量	内容	梱包	本数	ベースサイズ	標準小売価格
4412	12.5μℓ	12.5μℓ 詰替用グリーンチョイス 未滅菌	384 本 x5 組	1,920	小	17,000 円
4411		12.5μℓ 未滅菌バルク包装	1000 本	1,000		5,800 円
4402	12.5μℓ ロング	12.5μℓ ロング 詰替用グリーンチョイス 未滅菌	384 本 x5 組	1,920	小	17,000 円
4401		12.5μℓ ロング 未滅菌バルク包装	1000 本	1,000		5,800 円
4422	125μℓ	125μℓ 詰替用グリーンチョイス 未滅菌	384 本 x5 組	1,920	小	17,000 円
4421		125μℓ 未滅菌バルク包装	1000 本	1,000		5,800 円
4432	300μℓ	300μℓ 詰替用グリーンチョイス 未滅菌	96 本 x5 組	480	小	4,200 円
4431		300μℓ 未滅菌バルク包装	1000 本	1,000		5,600 円
4442	1250μℓ	1250μℓ 詰替用グリーンチョイス 未滅菌	96 本 x5 組	480	大	4,400 円
4441		1250μℓ 未滅菌バルク包装	500 本	500		3,000 円
4453	5mℓ	5mℓ 未滅菌	48 本 x5 ラック	240		20,000 円
4451		5mℓ 未滅菌バルク包装	250 本	250		6,000 円
4454		5mℓ 滅菌包装	48 本 x5 ラック	240		24,000 円
4455		5mℓ フィルター付・滅菌包装	48 本 x5 ラック	240		28,000 円
4456		5mℓ 1 本ごと滅菌包装	100 本	100		13,400 円

チップサイズ一覧



GRIPTIPS® ベンチトップ分注システム用ラック

VIAFLO96/384・MINI96・ASSIST PLUS 用



レギュラータイプ

製品番号	容量	内容	梱包単位	本数	標準小売価格
6453	12.5μℓ	GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 12.5μℓ 未滅菌	384 本 x5 ラック	1,920	26,000 円
6454		GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 12.5μℓ 滅菌包装	384 本 x5 ラック	1,920	31,200 円
6455		GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 12.5μℓ フィルター付・滅菌包装	384 本 x5 ラック	1,920	43,000 円
6403	12.5μℓ ロング	GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 12.5μℓ ロング 未滅菌	384 本 x5 ラック	1,920	26,000 円
6404		GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 12.5μℓ ロング 滅菌包装	384 本 x5 ラック	1,920	31,200 円
6405		GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 12.5μℓ ロング フィルター付・滅菌包装	384 本 x5 ラック	1,920	43,000 円
6475	12.5μℓ ショート	GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 12.5μℓ ショート フィルター付・滅菌包装	384 本 x5 ラック	1,920	53,000 円
6463	125μℓ	GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 125μℓ 未滅菌	384 本 x5 ラック	1,920	26,000 円
6464		GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 125μℓ 滅菌包装	384 本 x5 ラック	1,920	31,200 円
6465		GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 125μℓ フィルター付・滅菌包装	384 本 x5 ラック	1,920	43,000 円
6433	300μℓ	GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 300μℓ 未滅菌	96 本 x5 ラック	480	6,000 円
6432		GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 300μℓ 詰替用グリーンチョイス 未滅菌	96 本 x5 組	480	5,800 円
6434		GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 300μℓ 滅菌包装	96 本 x5 ラック	480	7,400 円
6435		GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 300μℓ フィルター付・滅菌包装	96 本 x5 ラック	480	11,800 円
6485	300μℓ ロング	GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 300μℓ ロング フィルター付・滅菌包装	96 本 x5 ラック	480	11,800 円
6635	300μℓ ワイドボア	GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 300μℓ ワイドボア フィルター付・滅菌包装	96 本 x5 ラック	480	18,800 円
6443	1250μℓ	GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 1250μℓ 未滅菌	96 本 x5 ラック	480	6,800 円
6442		GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 1250μℓ 詰替用グリーンチョイス 未滅菌	96 本 x5 組	480	6,600 円
6444		GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 1250μℓ 滅菌包装	96 本 x5 ラック	480	8,800 円
6445		GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 1250μℓ フィルター付・滅菌包装	96 本 x5 ラック	480	12,800 円
6495	1250μℓ ショート	フィルター付・滅菌包装	96 本 x5 ラック	480	12,800 円
6643	1250μℓ ワイドボア	GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 1250μℓ ワイドボア 未滅菌	96 本 x5 ラック	480	10,800 円
6644		GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 1250μℓ ワイドボア 滅菌包装	96 本 x5 ラック	480	14,000 円
6645		GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 1250μℓ ワイドボア フィルター付・滅菌包装	96 本 x5 ラック	480	20,400 円

※グリーンチョイスの滅菌包装はケース単位となっております。

ローリテンションタイプ

製品番号	容量	内容	梱包単位	本数	標準小売価格
6553	12.5μℓ	未滅菌	384 本 x5 ラック	1,920	32,400 円
6554		滅菌包装	384 本 x5 ラック	1,920	39,800 円
6555		フィルター付・滅菌包装	384 本 x5 ラック	1,920	54,400 円
6503	12.5μℓ ロング	未滅菌	384 本 x5 ラック	1,920	32,400 円
6504		滅菌包装	384 本 x5 ラック	1,920	39,800 円
6505		フィルター付・滅菌包装	384 本 x5 ラック	1,920	54,400 円
6575	12.5μℓ ショート	フィルター付・滅菌包装	384 本 x5 ラック	1,920	56,000 円
6563	125μℓ	未滅菌	384 本 x5 ラック	1,920	32,400 円
6564		滅菌包装	384 本 x5 ラック	1,920	39,800 円
6565		フィルター付・滅菌包装	384 本 x5 ラック	1,920	54,400 円
6533	300μℓ	未滅菌	96 本 x5 ラック	480	7,600 円
6534		滅菌包装	96 本 x5 ラック	480	9,400 円
6535		フィルター付・滅菌包装	96 本 x5 ラック	480	15,000 円
6543	1250μℓ	未滅菌	96 本 x5 ラック	480	8,600 円
6544		滅菌包装	96 本 x5 ラック	480	11,200 円
6545		フィルター付・滅菌包装	96 本 x5 ラック	480	16,200 円

CLEAR ADVANTAGE™

試薬リザーバー


デッドボリュームが少ない SureFlo™

INTEGRA



製品番号	容量	内容	梱包単位	SureFlo	耐溶媒	標準小売価格
4306	 10mℓ	ベース 未滅菌 (*ポリスチレン製)	10 個			5,000 円
4330		ポリスチレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルバック ベース付	1 バック			1,200 円
4332		ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×4 箱			18,800 円
4331		ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚			9,000 円
4335		ポリプロピレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルバック ベース付	1 バック		○	2,200 円
4337		ポリプロピレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×4 箱		○	33,400 円
4336		ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚		○	16,000 円
4370		SureFlo ポリスチレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルバック ベース付	1 バック	○		1,200 円
4373		SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×1 箱	○		6,400 円
4372		SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×4 箱	○		19,200 円
4371		SureFlo ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚	○		12,000 円
4375		SureFlo ポリプロピレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルバック ベース付	1 バック	○	○	2,200 円
4376		SureFlo ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚	○	○	20,800 円

4304	 25mℓ	ベース 未滅菌 (*ポリスチレン製)	10 個			5,000 円
4310		ポリスチレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルバック ベース付	1 バック			1,200 円
4312		ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×4 箱			19,400 円
4311		ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚			9,400 円
4315		ポリプロピレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルバック ベース付	1 バック		○	2,200 円
4317		ポリプロピレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×4 箱		○	36,200 円
4316		ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚		○	17,400 円
4380		SureFlo ポリスチレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルバック ベース付	1 バック	○		1,200 円
4383		SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×1 箱	○		6,800 円
4382		SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×4 箱	○		20,800 円
4381		SureFlo ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚	○		10,000 円
4385		SureFlo ポリプロピレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルバック ベース付	1 バック	○	○	2,200 円
4386		SureFlo ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚	○	○	22,800 円

4350	 25mℓ 仕切り (5+10mℓ)	SureFlo ポリスチレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルバック ベース付	1 バック	○		1,200 円
4353		SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×1 箱	○		9,600 円
4352		SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×4 箱	○		29,200 円
4351		SureFlo ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚	○		14,000 円
4355		SureFlo ポリプロピレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルバック ベース付	1 バック	○	○	2,200 円
4358		SureFlo ポリプロピレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×1 箱	○	○	12,600 円
4357		SureFlo ポリプロピレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×4 箱	○	○	38,800 円
4356		SureFlo ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚	○	○	18,600 円

4360	 3mℓ × 12 ウェル	SureFlo ポリスチレン製 滅菌済 1 枚入 トライアルバック ベース付	1 バック	○		1,600 円
4361		SureFlo ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚	○		17,000 円
4365		SureFlo ポリプロピレン製 滅菌済 1 枚入 トライアルバック ベース付	1 バック	○	○	2,600 円
4366		SureFlo ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚	○	○	23,000 円

4305	 100mℓ	ベース 未滅菌 (*ポリスチレン製)	10 個			5,000 円
4320		ポリスチレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルバック ベース付	1 バック			1,200 円
4322		ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×4 箱			19,600 円
4321		ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚			9,400 円
4325		ポリプロピレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルバック ベース付	1 バック		○	2,200 円
4327		ポリプロピレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×4 箱		○	36,800 円
4326		ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚		○	17,800 円
4390		SureFlo ポリスチレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルバック ベース付	1 バック	○		1,200 円
4393		SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×1 箱	○		7,000 円
4392		SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×4 箱	○		21,000 円
4391		SureFlo ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚	○		10,200 円



自動分注機用試薬リザーバー・プレート



製品番号	容量	内容	梱包	SureFlo	耐溶媒	標準小売価格
6301	150mℓ (SLAS/ANSI)	試薬リザーバー用ベース 非滅菌 (*ポリスチレン製)	8 個			6,200 円
6302		試薬リザーバー用リッド 25 枚ごと滅菌包装 (*ポリプロピレン製)	25 枚×1 箱			7,400 円
6303		自動分注機用 SureFlo ポリスチレン製 滅菌済 1 枚入 トライアルパック ベースとリッド付	1 パック	○		1,400 円
6318		自動分注機用 SureFlo ポリスチレン製 25 枚ごと滅菌包装 ベースとリッド付	25 枚×4 箱	○		22,800 円
6317		自動分注機用 SureFlo ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベースとリッド付	30 枚	○		16,600 円
6308		自動分注機用 SureFlo ポリプロピレン製滅菌済 1 枚入 トライアルパック ベースとリッド付	1 パック	○	○	2,400 円
6338		自動分注機用 SureFlo ポリプロピレン製 25 枚ごと滅菌包装 ベースとリッド付	25 枚×4 箱	○	○	32,800 円
6337		自動分注機用 SureFlo ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベースとリッド付	30 枚	○	○	23,800 円

6305	300mℓ (SLAS/ANSI)	試薬リザーバー用ベース 非滅菌 (*ポリスチレン製)	8 個			7,600 円
6306		試薬リザーバー用リッド 25 枚ごと滅菌包装 (*ポリプロピレン製)	25 枚×1 箱			7,400 円
6307		自動分注機用 SureFlo ポリスチレン製 滅菌済 1 枚入 トライアルパック ベースとリッド付	1 パック	○		1,800 円
6328		自動分注機用 SureFlo ポリスチレン製 25 枚ごと滅菌包装 ベースとリッド付	25 枚×4 箱	○		25,000 円
6327		自動分注機用 SureFlo ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベースとリッド付	30 枚	○		18,200 円
6309		自動分注機用 SureFlo ポリプロピレン製 滅菌済 1 枚入 トライアルパック ベースとリッド付	1 パック	○	○	2,800 円
6348		自動分注機用 SureFlo ポリプロピレン製 25 枚ごと滅菌包装 ベースとリッド付	25 枚×4 箱	○	○	36,000 円
6347		自動分注機用 SureFlo ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベースとリッド付	30 枚	○	○	26,200 円

6373	32mℓ x8 列	自動分注機用 SureFlo 横 8 列分割 ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚	○		30,000 円
6374		自動分注機用 SureFlo 横 8 列分割 ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚	○	○	35,800 円
6363	21mℓ x12 列	自動分注機用 SureFlo 縦 12 列分割 ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚	○		30,000 円
6364		自動分注機用 SureFlo 縦 12 列分割 ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚	○	○	35,800 円

6304	リッドのみ	150、300ml 試薬リザーバー共用リッド [ガスケット無・ロボットアーム対応] 1 枚ごと滅菌包装 (*ポリスチレン製)	10 枚			4,800 円
------	-------	--	------	--	--	---------



6373/6374



6363/6364



6304

製品番号	容量	品名	梱包	SureFlo	耐溶媒	標準小売価格
6351	300mℓ x 1	ブロックタイプ オープンウェルポリプロピレン製 未滅菌	5 パック x5		○	38,000 円
6352		ブロックタイプ オープンウェルポリプロピレン製 滅菌済	5 パック x5		○	45,600 円
6361	21mℓ x 12 列	ブロックタイプ 縦 12 列分割ポリプロピレン製 未滅菌	5 パック x5		○	38,000 円
6362		ブロックタイプ 縦 12 列分割ポリプロピレン製 滅菌済	5 パック x5		○	45,600 円
6371	32mℓ x 8 列	ブロックタイプ 横 8 列分割ポリプロピレン製 未滅菌	5 パック x5		○	38,000 円
6372		ブロックタイプ 横 8 列分割ポリプロピレン製 滅菌済	5 パック x5		○	45,600 円
6353	2.2ml x 96 ウェル	96 ウェルディープウェルプレート 2.2ml V 底 角ウェル ポリプロピレン製 滅菌済	50 個		○	62,000 円

オープンウェルタイプ

縦 12 列タイプ

横 8 列タイプ

ディープウェルプレート (6353)





PIPETBOY acu2 ピペットコントローラー



製品番号	品 名	標準小売価格
155000	ピペットコントローラー ピペットボーイ・アキュ 2 クラシック	48,000 円
155015	ピペットコントローラー ピペットボーイ・アキュ 2 グリーン	48,000 円
155016	ピペットコントローラー ピペットボーイ・アキュ 2 レッド	48,000 円
155017	ピペットコントローラー ピペットボーイ・アキュ 2 ブルー	48,000 円
155018	ピペットコントローラー ピペットボーイ・アキュ 2 クリアー	48,000 円
155019	ピペットコントローラー ピペットボーイ・アキュ 2 パープル	48,000 円
155022	ピペットコントローラー ピペットボーイ・アキュ 2 アクアグリーン	48,000 円
155023	ピペットコントローラー ピペットボーイ・アキュ 2 オーシャンドリーム	48,000 円
155024	ピペットコントローラー ピペットボーイ・アキュ 2 ピンクサンシャイン	48,000 円


付属品 : AC アダプター、スベアフィルター(0.45µm)、壁掛けフック、スイス製ミニアーミーナイフ

アクセサリー・スペアパーツ

製品番号	品 名	標準小売価格
155065	スタンド	15,000 円
153015	(1) 滅菌済フィルター (0.45µm)	1,200 円
153016	(1) 未滅菌フィルター (0.45µm)	1,000 円
156608	(1) 滅菌済フィルター (0.2µm)	1,400 円
156607	(1) 未滅菌フィルター (0.2µm)	1,000 円
151020	(2) ピペット取付プラグ (シリコンゴム)	1,400 円
153211	AC アダプター	8,000 円
155066	(3) バッテリー 7.4V Li-ion Polymer (ピペットボーイ・アキュ 2 用)	8,000 円
153005	(3) バッテリー 9V NiMH (ピペットボーイ・アキュ 用)	5,000 円

注) バッテリー以外のアクセサリーは、ピペットボーイ・アキュ及びアキュ 2 共通です。

シリアル番号 1350001 以上がピペットボーイ・アキュ 2 です。(3)の選択時、必ずご確認ください。



メンテナンス

製品番号	品 名	標準小売価格
991512	PIPETBOY 預かり修理 (定額料金)	15,000 円

NEW

VACUSIP ポータブルアスピレーター

INTEGRA



製品番号	品名	標準小売価格
159000	ポータブルアスピレーター バキューシブ・リチャージャブル 充電バッテリー内蔵	98,000 円
159010	ポータブルアスピレーター バキューシブ・スタンダード AC アダプター直結使用	87,000 円

付属品：

- 500ml I ポロシリケート ガラスボトル (キャップ付き)
- チューブコネクター付きキャップ
- シリコン・ハンドオペレーター
- ハンドオペレーターホルダー (ステンレスロッド付き)
- 1-c h 40mmステンレスニードルアダプター (E)
- 8-c h 40mmステンレスニードルアダプター (A)
- 1-c h ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクターなし(D))
- 1.2m および 0.21m シリコンチューブ、ID 3mm、OD 6mm
- フィルター (2 個) • AC アダプター




アクセサリ・スペアパーツ

製品番号	品名	標準小売価格
155502	(E) 1-ch ステンレスニードル 40mm	3,600 円
155522	(F) 1-ch ステンレスニードル 150mm	4,000 円
155525	(G) 1-ch ステンレスニードル 280mm	6,600 円
155524	(H) 4-ch ステンレスニードル 40mm	8,600 円
155503	(A) 8-ch ステンレスニードル 40mm	9,600 円
159023	(D) 1-ch ディスポーチップ用アダプター (イジェクターなし)	3,600 円
159026	(C) 1-ch ディスポーチップ用アダプター (イジェクター付)	5,800 円
159024	(B) 8-ch ディスポーチップ用アダプター (イジェクター付)	13,200 円
159020	シリコン・ハンドオペレーター	4,800 円
159031	ガラスボトル、500ml、GL45 キャップ付	4,800 円
159035	ボトル用キャップ、チューブコネクター付 (2 個入り)	4,400 円
156634	AC アダプター	7,000 円
153016	未滅菌フィルター (0.45μm)	1,000 円
171023	シリコンチューブ 2.5m、内径 3mm	5,200 円
155066	リチウムイオンバッテリー	8,000 円
159040	チューブセット…ハンドオペレーター、シリコンチューブ(1.2 m と 0.22 m)、フィルター(未滅菌、ポアサイズ 0.45μm)	7,600 円

注) (E)・(F)・(G)・(A)・(B)は、VACUBOY にも使用できます。

注) 1-ch および 8-ch ディスポーザブルチップ用アダプターはユニバーサルタイプチップ(200~300μl)が使用できます。



VACUSAFE コンパクトアスピレーター



製品番号	品名	標準小売価格
158310	コンパクトバキュームシステム バキューセーフ PP 製 4L ボトル 液面レベルセンサー付	260,000 円
158320	コンパクトバキュームシステム バキューセーフ PP 製 4L ボトル	200,000 円
158300	コンパクトバキュームシステム バキューセーフ ガラス製 2L ボトル 液面レベルセンサー付	280,000 円

付属品： 付属ボトル(オートクレーブ可能)、ボトルハンドル、メンブレンフィルター(0.45μm)、AC アダプター、バキューボーイ・セット(155510)

アクセサリ・スペアパーツ


製品番号	品名	標準小売価格
158015	メンブレンフィルター 0.45μm 非滅菌	4,200 円
158020	メンブレンフィルター 0.2μm 非滅菌	4,200 円
158483	ガラス製 2L ボトル	39,400 円
158401	PP 製 4L ボトル用リッド 液面レベルセンサー・チューブコネクター付	65,800 円
158372	PP 製 4L ボトル用リッド チューブコネクター付	13,200 円
158484	ガラス製 2L ボトル用リッド 液面レベルセンサー・チューブコネクター付	69,000 円
158431	PP 製 4L ボトル 及び 液面レベルセンサー・チューブコネクター付リッド	82,200 円
158432	PP 製 4L ボトル 及び チューブコネクター付リッド	27,400 円
158485	ガラス製 2L ボトル 及び 液面レベルセンサー・チューブコネクター付リッド	104,800 円
158370	PP 製 4L ボトル	16,400 円
158342	チューブセット フィルター付	7,800 円



VACUBOY アスピレーター用ハンドオペレーター




製品番号	品 名	標準小売価格
155500	バキューボイ・ハンドオペレーター 9 点セット	44,000 円
	<内訳>	
	(H) ハンドオペレーター	
	(L) スタンド	
	(K) パスツールピペット用アダプター	
	(B) 1-ch 40mm ステンレスニードルアダプター	
	(E) 8-ch 40mm ステンレスニードルアダプター	
	(A) 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクターなし)	
	(I) 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクター付き)	
	(G) 8-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクター付き)	
	180cm シリコンチューブ、ID 4.0mm、OD 8.0mm	
155510	バキューボイ・ハンドオペレーター 4 点セット	27,000 円
	<内訳>	
	(H) ハンドオペレーター	
	(K) パスツールピペット用アダプター	
	(B) 1-ch 40mm ステンレスニードルアダプター	
	(I) 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクター付き)	



アクセサリ

製品番号	品 名	標準小売価格
155504	(A) 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクター無し)	3,000 円
155526	(I) 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクター付き)	4,400 円
155520	(G) 8-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクター付き)	15,400 円
155502	(B) 1-ch 40mm ステンレスニードルアダプター	3,600 円
155522	(C) 1-ch 150mm ステンレスニードルアダプター	4,000 円
155525	(D) 1-ch 280mm ステンレスニードルアダプター	6,600 円
155524	(F) 4-ch 40mm ステンレスニードルアダプター (ニードル間隔 21mm)	8,600 円
155503	(E) 8-ch 40mm ステンレスニードルアダプター (ニードル間隔 9mm)	9,600 円
155505	(K) パスツールピペット用アダプター	2,600 円
155501	(L) スタンド	14,400 円
155515	(H) ハンドオペレーター単体 (パスツールピペット用アダプター付)	22,000 円

※ ディスポーザブルチップ用アダプターには、ユニバーサルタイプチップ(200~300μl)が使用できます。



別売りニードルアダプター

DOSE IT ドーシット ペリスタルティックポンプ連続分注システム



製品番号	品 名	標準小売価格
171000	ペリスタルティックポンプ連続分注システム ドーシットセット	480,000 円

付属品：

- シリコンチューブ(内径 4mm、長さ 2.5m)
- 吸引/分注ノズル(先端 V カット、長さ 10cm 2 本)
- 吸引/分注ノズル(先端 V カット、長さ 35cm 1 本)
- ノズルカラー
- ピペットコネクター
- AC アダプター

アクセサリ・スペアパーツ

製品番号	品 名	標準小売価格
143200	フットスイッチ	13,200 円
171081	ベンチトップスイッチ	16,400 円
171090	ポンプヘッド (追加用)	100,000 円
171091	レトルトロッド(直径 10 mm) アーム付	42,000 円
171088	ダブルポンプヘッド用チューブセット	19,600 円
171021	シリコンチューブ 2.5m、内径 1mm	4,800 円
171022	シリコンチューブ 2.5m、内径 2mm	4,800 円
171023	シリコンチューブ 2.5m、内径 3mm	5,200 円
171024	シリコンチューブ 2.5m、内径 4mm	6,000 円
171026	シリコンチューブ 2.5m、内径 6mm	6,000 円
171028	シリコンチューブ 2.5m、内径 8mm	6,800 円
171077	ピペットコネクター 内径 2~6mm シリコンチューブ用 5 個入	8,600 円
171031	シリコンチューブ 25m、内径 1mm	29,000 円
171032	シリコンチューブ 25m、内径 2mm	29,000 円
171033	シリコンチューブ 25m、内径 3mm	31,400 円
171034	シリコンチューブ 25m、内径 4mm	36,200 円
171036	シリコンチューブ 25m、内径 6mm	36,200 円
171038	シリコンチューブ 25m、内径 8mm	41,000 円
171051	吸引/分注ノズル 長さ 10cm、内径 1mm	4,600 円
171052	吸引/分注ノズル 長さ 10cm、内径 2mm	4,800 円
171053	吸引/分注ノズル 長さ 10cm、内径 3mm	4,800 円
171054	吸引/分注ノズル 長さ 10cm、内径 4mm	4,800 円
171056	吸引/分注ノズル 長さ 10cm、内径 6mm	4,800 円
171058	吸引/分注ノズル 長さ 10cm、内径 8mm	4,600 円
171064	吸引ノズル 長さ 35cm、内径 4mm	7,200 円
171066	吸引ノズル 長さ 35cm、内径 6mm	7,200 円
171068	吸引ノズル 長さ 35cm、内径 8mm	7,200 円
171071	ノズルカラー、内径 1~3mm ノズル用	6,000 円
171074	ノズルカラー、内径 4~6mm ノズル用	4,800 円



171091

171000




171090



171081



143200



171088

アフターサービスのご案内

インテグラ・バイオサイエンス株式会社では販売する機器を常に良好なコンディションでご使用いただくことができるよう、また万一のトラブルが発生した際の早急な回復のため、各種のアフターサービスを行っております。保守サービスの加入や修理、キャリブレーション等のご相談は、弊社製品取り扱い代理店・販売店までお問い合わせください。

卓上装置の保守サービス VIAFLO96/384、MINI96、ASSIST PLUS、ASSIST、WELLJET

プラチナム、ベーシック、ベーシック LIGHT の 3 種類があり、それぞれの概要は以下になります

プラチナムプログラム (年間保守)

- 1 年間のサービスプログラムにご加入いただきます(任意継続可能)
- 加入期間中に発生した故障は、部品代、技術料、出張費用を無償にて対応します
- 必要に応じ、ベースユニット、ピペットヘッド、電動ピペット、D-ONE 分注モジュールの代替機を無償で貸与します
- ご加入時にベースユニットの点検を行い、必要により修理を実施させていただきます

※VIAFLO96/384、MINI96 の場合、ピペットヘッドの点検とキャリブレーション、必要に応じてリファーマッシュ(オーバーホール)を実施します

※ASSIST PLUS の場合、電動ピペット並びに D-ONE 分注モジュールを合計最大 4 本までキャリブレーション(及び必要に応じて修理)を実施します。VIAFLO/VOYAGER 電動ピペットは、業務提携先の株式会社日本校正センターにて実施、校正グレードは「簡易検査」です。別途料金で 5 本目以降の追加が可能です

※ASSIST にはプラチナムプログラムはございません

※加入時及び更新時に行う点検の際に発生する、交通費・宿泊費は別途有償となります

※プログラム加入初回の点検で修理が発生した場合、その部品代は別途有償となります

※製造から 10 年以上経過した機器ではご加入いただけません

ベーシックプログラム (スポット保守)

プラチナムプログラム非加入の機器を対象にした、点検・修理プログラムもご用意しています

- ご発注ベースでベースユニットの点検を行い、必要により修理を実施
部品代及び修理作業料は別途有償です
- 点検後 90 日以内に発生した故障について、作業費無償にて修理対応
部品代、出張費、宿泊費は別途有償です

※VIAFLO96/384、MINI96 の場合、ピペットヘッドの点検とキャリブレーションを実施します。リファーマッシュが必要と判断された場合は、別途有償となります

※ASSIST PLUS の場合、電動ピペット並びに D-ONE 分注モジュールを合計最大 4 本までキャリブレーションを実施します。修理が必要と判断された場合は別途有償となります。5 本目以降の追加はできません

※ASSIST の場合、電動ピペットのキャリブレーションは含みません

ベーシック LIGHT プログラム (簡易スポット保守)

- ベーシックプログラムの簡易版です
- VIAFLO96/384、MINI96、WELLJET でのみ選択可能です。ピペットヘッドのキャリブレーションや吐出精度検査は行いません

ASSIST PLUS 保守サービス 価格

製品番号		標準価格	備考
990072	保守サービス プラチナムプログラム (電動ピペット/D-ONE 分注モジュール合計最大 4 本まで含む)	473,000 円	ベースユニット、D-ONE 分注モジュールはオンサイト点検、VIAFLO/VOYAGER ピペットは業務提携先サービスセンター(JCC)にて実施。年 1 回点検時のみ出張費・宿泊費別途。
990073	電動ピペット追加 (5 本目以降 1 本当たり)	42,000 円	提携先サービスセンターにて実施
990071	保守サービス ベーシックプログラム (電動ピペット/D-ONE 分注モジュール合計最大 4 本まで含む)	337,000 円	ベースユニット、D-ONE 分注モジュールはオンサイト点検、VIAFLO/VOYAGER ピペットは業務提携先サービスセンター(JCC)にて実施。 部品代及び修理作業料別途。出張費・宿泊費別途。
991507	D-ONE 分注モジュール キャリブレーション	60,000 円	
991506	D-ONE 分注モジュール 修理及びキャリブレーション	100,000 円	
999169	IQ・OQ 作業 OQ 作業のみ	80,000 円 60,000 円	出張費・宿泊費別途

ASSIST 保守サービス 価格

製品番号	サービス	標準価格	備考
990070	保守サービス ベーシックプログラム	62,000 円	ベースユニットのみ 部品代及び修理作業料別途。出張費・宿泊費別途。
999168	IQ・OQ 作業 OQ 作業のみ	60,000 円 40,000 円	出張費・宿泊費別途

VIAFLO96/384 MINI96 保守サービス 価格

製品番号	サービス	標準価格	備考
990063	保守サービス プラチナムプログラム		
990064	VIAFLO96/384 ベースユニット (24 または 96 ヘッド 1 個含む)	528,000 円	電子天秤、プレートリーダーを持ち込みでのオンサイト点検 年 1 回点検時のみ出張費・宿泊費別途
999173	VIAFLO384 ベースユニット (384 ヘッド 1 個含む)	585,000 円	
990067	MINI 96 (ベース・ピペット一体)	308,000 円	
990068	24 または 96ch ピペットヘッド追加 (2 個目以降 1 個当たり)	64,000 円	
990068	384ch ピペットヘッド追加 (2 個目以降 1 個当たり)	121,000 円	
990061	保守サービス ベーシックプログラム		
990062	VIAFLO96/384 ベースユニット (24 または 96 ヘッド 1 個含む)	350,000 円	電子天秤、プレートリーダーを持ち込みでのオンサイト点検 部品代及び修理作業料別途 出張費・宿泊費別途
999172	VIAFLO384 ベースユニット (384 ヘッド 1 個含む)	371,000 円	
990065	MINI 96 (ベース・ピペット一体)	205,000 円	
990066	24 または 96ch ピペットヘッド追加 (2 個目以降 1 個当たり)	25,000 円	
990066	384ch ピペットヘッド追加 (2 個目以降 1 個当たり)	46,000 円	
999330	保守サービス ベーシック LIGHT プログラム		
999331	VIAFLO96/384 ベースユニット (ヘッド 1 個含む)	234,000 円	ベースユニットの点検、ピペットヘッドのリークチェック等を オンサイトにて行います (*キャリブレーションは行いません) 部品代及び修理作業料別途 出張費・宿泊費別途
999332	ピペットヘッド追加 (2 個目以降 1 個当たり) *リークチェックのみ	20,000 円	
999332	MINI96 ピペットユニット	134,000 円	
990096	ピペットヘッド キャリブレーション		
990384	24 または 96ch ピペットヘッド	100,000 円	弊社サービスセンターにて実施 出張作業の場合は出張費・宿泊費別途
999174	384ch ピペットヘッド	175,000 円	
999174	MINI 96 (ベース・ピペット一体)	100,000 円	
990097	ピペットヘッド リファーマーピッシュ		
990385	24 または 96ch ピペットヘッド	200,000 円	弊社サービスセンターにて実施
999175	384ch ピペットヘッド	650,000 円	
999175	MINI 96 (ベース・ピペット一体)	200,000 円	
990098	ピペットヘッド リファーマーピッシュ 作業前測定付き		
990386	24 または 96ch ピペットヘッド	290,000 円	弊社サービスセンターにて実施
999176	384ch ピペットヘッド	780,000 円	
999176	MINI 96 (ベース・ピペット一体)	290,000 円	
990091	ピペットヘッド 代替機貸し出し		
990092	96ch ピペットヘッド	25,000 円	出張作業の場合は出張費・宿泊費別途
990092	384ch ピペットヘッド	36,000 円	
990093	ベースユニット 代替機貸し出し		
990094	VIAFLO96	69,000 円	出張作業の場合は出張費・宿泊費別途
999177	VIAFLO384	69,000 円	
999177	MINI 96 (ベース・ピペット一体)	64,900 円	
999167	IQ OQ 作業 VIAFLO96/384		
	OQ 作業のみ	80,000 円 60,000 円	出張費・宿泊費別途
999179	IQ OQ 作業 MINI96		
	OQ 作業のみ	80,000 円 60,000 円	出張費・宿泊費別途

※プラチナムプログラムにおいて、不具合発生時の技術料、出張費・宿泊費は発生しません。

WELLJET 保守サービス 価格

製品番号	サービス	標準価格	備考
990153	保守サービス プラチナムプログラム		
990152	WELLJET ディスペンサー ベースユニット	454,000 円	オンサイト点検 年 1 回点検時のみ 出張費・宿泊費別途
990152	WELLJET スタッカー式ディスペンサー ベースユニット	717,000 円	
990151	保守サービス ベーシックプログラム		
990150	WELLJET ディスペンサー ベースユニット	344,000 円	オンサイト点検 部品代及び修理作業料別途 出張費・宿泊費別途
990150	WELLJET スタッカー式ディスペンサー ベースユニット	566,000 円	
999333	保守サービス ベーシック LIGHT プログラム		
999334	WELLJET ディスペンサー ベースユニット	260,000 円	ベースユニットの点検、動作確認等をオンサイトにて 行います(吐出精度検査は行いません) 部品代及び修理作業料別途 出張費・宿泊費別途
999334	WELLJET スタッカー式ディスペンサー ベースユニット	424,000 円	
999170	IQ OQ 作業 WELLJET ディスペンサー		
	OQ 作業のみ	160,000 円 120,000 円	出張費・宿泊費別途
999171	IQ OQ 作業 WELLJET スタッカー式ディスペンサー		
	OQ 作業のみ	270,000 円 200,000 円	出張費・宿泊費別途

※プラチナムプログラムにおいて、不具合発生時の技術料、出張費・宿泊費は発生しません。

ピペット キャリブレーション・修理サービス

弊社では製品の性能・精度を適切に維持するため年一回のキャリブレーションを推奨しております。
 弊社の提供するピペットキャリブレーションサービスは業務提携先の**株式会社日本校正センター(JCC)**において実施し、
 JCC からユーザー様へ提供するインテグラ・バイオサイエンス社製ピペットのキャリブレーション及び修理サービスは、
 インテグラ・バイオサイエンス社の基準に準拠した手順及び仕様のもとに実施されます。

対象製品

ハンドヘルド電動ピペット VIAFLO、VOYAGER シリーズ

ハンドヘルド手動ピペット EVOLVE シリーズ

連絡/見積依頼/発注/ピペット送付先

〒215-0021
 神奈川県川崎市麻生区上麻生 3-16-8
株式会社日本校正センター
 TEL:044-322-9128
 FAX:044-322-9129
 support@japan-cal-center.com

ピペットサービス一覧

サービス名称	測定 ポイント数	チャンネル 数	作業前測定	作業前測定 測定ポイント数	サービス No.	標準価格	添付書類	トレーサビリティ 体系図	オプション (有償)
JCSS 校正 ISO/IEC17025 適合 ISO8655 準拠	3 ポイント 10 回測定	1	JCSS 校正	3 ポイント	S-1	19,000 円	JCSS 校正証明書	なし	トレーサビリティ証明書 5,000 円
			一般校正	3 ポイント	S-2	15,000 円			
			簡易検査	2 ポイント	S-3	14,000 円			
			なし	なし	S-4	12,000 円			
		4 6 8	JCSS 校正	3 ポイント	M(4/6/8)-1	60,800 円	JCSS 校正証明書	なし	トレーサビリティ証明書 5,000 円
			一般校正	3 ポイント	M(4/6/8)-2	48,000 円			
			簡易検査	2 ポイント	M(4/6/8)-3	44,800 円			
			なし	なし	M8-4	38,400 円			
		12	JCSS 校正	3 ポイント	M12-1	76,000 円	JCSS 校正証明書	なし	トレーサビリティ証明書 5,000 円
			一般校正	3 ポイント	M12-2	60,000 円			
			簡易検査	2 ポイント	M12-3	56,000 円			
			なし	なし	M12-4	48,000 円			
		16	JCSS 校正	3 ポイント	M16-1	90,000 円	JCSS 校正証明書	なし	トレーサビリティ証明書 5,000 円
			一般校正	3 ポイント	M16-2	72,000 円			
			簡易検査	2 ポイント	M16-3	67,000 円			
			なし	なし	M16-4	57,000 円			
一般校正 ISO8655 適合準拠	3 ポイント 10 回測定	1	一般校正	3 ポイント	S-5	10,000 円	一般 校正証明書	あり	標準器コピー 2,000 円
			簡易検査	2 ポイント	S-6	9,000 円			
			なし	なし	S-7	7,000 円			
		4 6 8	一般校正	3 ポイント	M(4/6/8)-5	32,000 円	一般 校正証明書	あり	標準器コピー 2,000 円
			簡易検査	2 ポイント	M(4/6/8)-6	28,800 円			
			なし	なし	M(4/6/8)-7	22,400 円			
		12	一般校正	3 ポイント	M12-5	40,000 円	一般 校正証明書	あり	標準器コピー 2,000 円
			簡易検査	2 ポイント	M12-6	36,000 円			
			なし	なし	M12-7	28,000 円			
		16	一般校正	3 ポイント	M16-5	48,000 円	一般 校正証明書	あり	標準器コピー 2,000 円
			簡易検査	2 ポイント	M16-6	43,000 円			
			なし	なし	M16-7	33,000 円			
簡易検査 ISO8655 準拠	2 ポイント 10 回測定	1	なし	なし	S-8	5,000 円	検査報告書 添付	なし	トレーサビリティ 体系図 2,000 円 標準器コピー 2,000 円
		4 6 8	なし	なし	M(4/6/8)-8	16,000 円	検査報告書 添付	なし	トレーサビリティ 体系図 2,000 円 標準器コピー 2,000 円
		12	なし	なし	M12-8	20,000 円	検査報告書 添付	なし	トレーサビリティ 体系図 2,000 円 標準器コピー 2,000 円
		16	なし	なし	M16-8	24,000 円	検査報告書 添付	なし	トレーサビリティ 体系図 2,000 円 標準器コピー 2,000 円

すべてのサービスにおいて、検査データが付属します。一般校正にはトレーサビリティ体系図が付属します。

ピペットサービスご希望の際は「**ピペットサービス依頼書**」をご記入の上、機材に同梱し、業務提携先の**日本校正センター(JCC)**へ送付頂きますようお願い申し上げます。

また、上記以外の条件をご希望のお客様は別途お見積りを致しますので、弊社サービスセンター(support-jp@integra-biosciences.com Tel:03-5962-4936)へお問い合わせください。

品質保証期間

- マニュアルピペット (EVOLVE) 2 年
- 電動ピペット/ロボット (VIAFLO, VOYAGER, VIAFLO96/384, MINI96, ASSIST, ASSIST PLUS, D-ONE) 1 年
- デispenser (WELLJET) 1 年
- ピペットコントローラー (PIPETBOY acu2, pro, GENIUS) 1 年
- アスピレーター (VACUSIP, VACUSAFE) 1 年
- 連続分注システム (DOSE IT) 1 年

免責事項

全てのサービスにおいて下記の理由により生じたトラブルへの対応は原則として無償サービス対象外とさせていただきます。

- お客様による過失による故障
- 設置施設の設備や環境に起因するもの
- 適合が確認されていない消耗品の使用に起因するもの
- 自然災害に起因するもの

その他トラブルの状況により相談させていただく場合があります。

お見積りの有効期限は原則 30 日です。有効期限後のサービス価格に改定があった場合は、新価格を適用致します。



輸入販売元：

インテグラ・バイオサイエンス株式会社

〒101-0031

東京都千代田区東神田 1-5-6 東神田 MK5 ビル 3F

TEL: 03-5962-4936 FAX: 03-5962-4937

お問い合わせ: info-jp@integra-biosciences.com

ホームページ: www.integra-biosciences.com/ja

販売店：