

インテグラ・バイオサイエンスズ 製品価格表

2026年度 第1版 (2026年4月改訂)





EVOLVE エボルブ 手動マイクロピペット



※プランジャーを押し下げてロックし、独立した3つのダイヤルで容量値を1桁ずつ変更します。

※全ての INTEGRA ピペットの使用には専用チップ(GRIPTIPS®)が必要です

| 製品コード | チャンネル数 | 容量範囲 | 目盛設定単位 | 測定容量 | 正確度 | 再現性(CV) | 適合 GRIPTIP | 標準小売価格 | |
|-------|------------|--|---------|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
| 3011 | 1 | 0.2~2µl | 0.001µl | 0.2µl | ≤±12.00% | ≤6.00% | 12.5µl | 42,000 円 | |
| | | | | 2.0µl | ≤±1.50% | ≤0.70% | | | |
| 3012 | | 1~10µl | 0.01µl | 1.0µl | ≤±5.00% | ≤1.50% | 12.5µl | 42,000 円 | |
| | | | | 10µl | ≤±1.20% | ≤0.50% | | | |
| 3013 | | 2~20µl | 0.01µl | 2.0µl | ≤±7.00% | ≤2.00% | 12.5µl | 42,000 円 | |
| | | | | 20µl | ≤±1.20% | ≤0.35% | | | |
| 3015 | | 10~100µl | 0.1µl | 10µl | ≤±3.50% | ≤1.00% | 125µl | 42,000 円 | |
| | | | | 100µl | ≤±0.80% | ≤0.20% | | | |
| 3016 | | 20~200µl | 0.1µl | 20µl | ≤±2.50% | ≤1.00% | 300µl | 42,000 円 | |
| | | | | 200µl | ≤±0.70% | ≤0.18% | | | |
| 3018 | | 100~1000µl | 1.0µl | 100µl | ≤±3.00% | ≤0.60% | 1250µl | 42,000 円 | |
| | | | | 1000µl | ≤±0.80% | ≤0.20% | | | |
| 3019 | 500~5000µl | 5.0µl | 500µl | ≤±3.00% | ≤0.60% | 5ml | 42,000 円 | | |
| | | | 5000µl | ≤±0.60% | ≤0.18% | | | | |
| 3022 | 8 | 1~10µl | 0.01µl | 1.0µl | ≤±12.00% | ≤7.00% | 12.5µl | 102,000 円 | |
| | | | | 10µl | ≤±2.00% | ≤1.20% | | | |
| 3024 | | 5~50µl | 0.05µl | 5.0µl | ≤±5.00% | ≤2.00% | 125µl | 102,000 円 | |
| | | | | 50.0µl | ≤±1.20% | ≤0.50% | | | |
| 3025 | | 10~100µl | 0.5µl | 10µl | ≤±5.00% | ≤1.50% | 125µl | 102,000 円 | |
| | | | | 100µl | ≤±1.20% | ≤0.30% | | | |
| 3026 | | 20~200µl | 0.5µl | 20.0µl | ≤±5.00% | ≤1.20% | 300µl | 102,000 円 | |
| | | | | 200µl | ≤±1.20% | ≤0.30% | | | |
| 3028 | | 100~1250µl | 1.0µl | 125µl | ≤5.00% | ≤1.10% | 1250µl | 102,000 円 | |
| | | | | 1250µl | ≤1.00% | ≤0.30% | | | |
| 3032 | | 12 | 1~10µl | 0.01µl | 1.0µl | ≤±12.00% | ≤7.00% | 12.5µl | 116,000 円 |
| | | | | | 10µl | ≤±2.00% | ≤1.20% | | |
| 3034 | 5~50µl | | 0.05µl | 5.0µl | ≤±5.00% | ≤2.00% | 125µl | 116,000 円 | |
| | | | | 50.0µl | ≤±1.20% | ≤0.50% | | | |
| 3035 | 10~100µl | | 0.5µl | 10µl | ≤±5.00% | ≤1.50% | 125µl | 116,000 円 | |
| | | | | 100µl | ≤±1.20% | ≤0.30% | | | |
| 3036 | 20~200µl | | 0.5µl | 20.0µl | ≤±5.00% | ≤1.20% | 300µl | 116,000 円 | |
| | | | | 200µl | ≤±1.20% | ≤0.30% | | | |
| 3038 | 100~1250µl | | 1.0µl | 125µl | ≤5.00% | ≤1.10% | 1250µl | 116,000 円 | |
| | | | | 1250µl | ≤1.00% | ≤0.30% | | | |
| 3042 | 16 | | 1~10µl | 0.01µl | 1.0µl | ≤±12.00% | ≤7.00% | 12.5µl | 140,000 円 |
| | | | | | 10µl | ≤±2.00% | ≤1.20% | | |
| 3044 | | 5~50µl | 0.05µl | 5.0µl | ≤±5.00% | ≤2.00% | 125µl | 140,000 円 | |
| | | | | 50.0µl | ≤±1.20% | ≤0.50% | | | |
| 3045 | | 10~100µl | 0.5µl | 10.0µl | ≤±5.00% | ≤1.50% | 125µl | 140,000 円 | |
| | | | | 100µl | ≤±1.20% | ≤0.30% | | | |
| 3050 | | EVOLVE 手動ピペット シングルチャンネルスターターパック 20・200・1000ul ピペット各 1 本入 | | | | | | 12.5µl | 107,000 円 |
| | | | | | | | | 300µl | |
| | | | | | | | | 1250µl | |

付属品 : スペアプランジャーキャップ、スピアのノズル O リング(200/1000/1250/5000ul モデルのみ)、クイックスタートガイド、精度確認証明書


EVOLVE アクセサリー

| 製品コード | 品名 | 梱包 | 標準小売価格 |
|-------|--|-----|----------|
| 3210 | 棚掛けフック  | 1 個 | 2,400 円 |
| 3211 | | 5 個 | 11,000 円 |



SWITCH ^{NEW} スイッチ ハイブリッドピペット

— 手動コントロール | 高速等量分注



※全ての INTEGRA ピペットの使用には専用チップ(GRIPTIPS®)が必要です
 ※本体を充電するための USB Type-C アダプター (1200)は別売りです

| 製品コード | チャンネル数 | 分注モード | 容量範囲 | 目盛設定単位 | 測定容量 | 正確度 | 再現性(CV) | 適合 GRIPTIP | 標準小売価格 |
|---|--------|------------|-------------|---------|--------|--------|---------|------------|-----------|
| 2011 | 1 | マニュアル | 0.2 - 2.0µl | 0.001µl | 0.2µl | ≤±12% | ≤6.0% | 12.5µl | 90,800 円 |
| | | | | | 1.0µl | ≤±3.0% | ≤1.6% | | |
| | | | | | 2.0µl | ≤±1.5% | ≤0.7% | | |
| 2012 | | マニュアル | 0.5~2.0µl | 0.001µl | 0.5µl | ≤±9.0% | ≤9.0% | 12.5µl | 90,800 円 |
| | | | | | 1.0µl | ≤±5.0% | ≤1.5% | | |
| | | | | | 10µl | ≤±1.2% | ≤0.5% | | |
| 2013 | マニュアル | 0.5~10µl | 0.01µl | 1.0µl | ≤±6.5% | ≤6.5% | 12.5µl | 90,800 円 | |
| | | | | 2.0µl | ≤±7.0% | ≤2.0% | | | |
| | | | | 20µl | ≤±1.0% | ≤0.4% | | | |
| 2015 | マニュアル | 2.0 - 20µl | 0.01µl | 2.0µl | ≤±4.5% | ≤4.5% | 125µl | 90,800 円 | |
| | | | | 10µl | ≤±3.5% | ≤1.0% | | | |
| | | | | 50µl | ≤±1.0% | ≤0.35% | | | |
| 2016 | マニュアル | 10 - 100µl | 0.1µl | 100µl | ≤±0.8% | ≤0.2% | 300µl | 90,800 円 | |
| | | | | 20µl | ≤±2.5% | ≤1.0% | | | |
| | | | | 100µl | ≤±1.0% | ≤0.3% | | | |
| 2018 | マニュアル | 2.0~100µl | 0.1µl | 20µl | ≤±3.0% | ≤3.0% | 1250µl | 90,800 円 | |
| | | | | 100µl | ≤±3.0% | ≤0.6% | | | |
| | | | | 500µl | ≤±1.0% | ≤0.3% | | | |
| 2041 | | 連続分注 | 4.0~200µl | 0.1µl | 20µl | ≤±0.7% | ≤0.2% | 12.5µl | 280,000 円 |
| | | | | | 100µl | ≤±2.5% | ≤1.0% | 300µl | |
| | | | | | 1000µl | ≤±0.8% | ≤0.2% | 1250µl | |
| SWITCH スターターパック (20µl, 200µl, 1000µlピペット, Flex 充電スタンド, USB Type-C AC アダプター付き) | | | | | | | | | |

付属品 : スペアのノズル Oリング(200/1000 モデルのみ)、クイックスタートガイド、精度確認証明書

アクセサリ・スペアパーツ

| 製品コード | 品名 | 標準小売価格 |
|-------|-------------------------------|----------|
| 2215 | Flex 充電スタンド Type-C AC アダプター付き | 70,000 円 |
| 1200 | AC アダプター USB Type-C 15W 日本仕様 | 6,800 円 |
| 2205 | リチウムイオンポリマー電池 | 6,000 円 |
| 2210 | USB-C ポートカバー | 2,000 円 |



VIAFLO バイアフロ 軽量電動ピペット



※全ての INTEGRA ピペットの使用には専用チップ(GRIPTIPS®)が必要です
 ※本体を充電するためのユニバーサル AC アダプター(4200)は別売りです

| 製品コード | チャンネル数 | 容量範囲 | 目盛設定単位 | 測定容量 | 正確度 | 再現性(CV) | 適合 GRIPTIP | 標準小売価格 | |
|-------|--------------|-------------|--------|--------|---------|---------|------------|-----------|-----------|
| 4011 | 1 | 0.5~12.5µl | 0.01µl | 1.25µl | ±5.00% | ≤4.00% | 12.5µl | 128,000 円 | |
| | | | | 12.5µl | ±1.00% | ≤0.40% | | | |
| 4016 | | 2.0~50µl | 0.05µl | 5µl | ±3.00% | ≤1.50% | 125µl | 128,000 円 | |
| | | | | 50µl | ±1.00% | ≤0.40% | | | |
| 4012 | | 5.0~125µl | 0.1µl | 0.1µl | 12.5µl | ±3.00% | ≤1.00% | 125µl | 128,000 円 |
| | | | | | 125µl | ±0.60% | ≤0.20% | | |
| 4013 | | 10.0~300µl | 0.5µl | 0.5µl | 30µl | ±2.00% | ≤0.60% | 300µl | 128,000 円 |
| | | | | | 300µl | ±0.60% | ≤0.15% | | |
| 4014 | | 50.0~1250µl | 1.0µl | 1.0µl | 125µl | ±3.00% | ≤0.60% | 1250µl | 128,000 円 |
| | | | | | 1250µl | ±0.60% | ≤0.17% | | |
| 4015 | 100.0~5000µl | 5.0µl | 5.0µl | 500µl | ±3.00% | ≤0.75% | 5ml | 128,000 円 | |
| | | | | 5000µl | ±0.60% | ≤0.15% | | | |
| 4621 | 8 | 0.5~12.5µl | 0.01µl | 1.25µl | ±10.00% | ≤6.00% | 12.5µl | 220,000 円 | |
| | | | | 12.5µl | ±2.00% | ≤0.80% | | | |
| 4626 | | 2.0~50µl | 0.05µl | 0.05µl | 5µl | ±5.00% | ≤2.50% | 125µl | 220,000 円 |
| | | | | | 50µl | ±1.50% | ≤0.40% | | |
| 4622 | | 5.0~125µl | 0.1µl | 0.1µl | 12.5µl | ±3.75% | ≤1.50% | 125µl | 220,000 円 |
| | | | | | 125µl | ±1.60% | ≤0.35% | | |
| 4623 | | 10.0~300µl | 0.5µl | 0.5µl | 30µl | ±4.00% | ≤1.20% | 300µl | 220,000 円 |
| | | | | | 300µl | ±1.60% | ≤0.35% | | |
| 4624 | | 50.0~1250µl | 1.0µl | 1.0µl | 125µl | ±6.00% | ≤1.10% | 1250µl | 220,000 円 |
| | | | | | 1250µl | ±1.20% | ≤0.30% | | |
| 4631 | 12 | 0.5~12.5µl | 0.01µl | 1.25µl | ±10.00% | ≤6.00% | 12.5µl | 260,000 円 | |
| | | | | 12.5µl | ±2.00% | ≤0.80% | | | |
| 4636 | | 2.0~50µl | 0.05µl | 0.05µl | 5µl | ±5.00% | ≤2.50% | 125µl | 260,000 円 |
| | | | | | 50µl | ±1.50% | ≤0.40% | | |
| 4632 | | 5.0~125µl | 0.1µl | 0.1µl | 12.5µl | ±3.75% | ≤1.50% | 125µl | 260,000 円 |
| | | | | | 125µl | ±1.60% | ≤0.35% | | |
| 4633 | | 10.0~300µl | 0.5µl | 0.5µl | 30µl | ±4.00% | ≤1.20% | 300µl | 260,000 円 |
| | | | | | 300µl | ±1.60% | ≤0.35% | | |
| 4634 | | 50.0~1250µl | 1.0µl | 1.0µl | 125µl | ±6.00% | ≤1.10% | 1250µl | 260,000 円 |
| | | | | | 1250µl | ±1.20% | ≤0.30% | | |
| 4641 | 16 | 0.5~12.5µl | 0.01µl | 1.25µl | ±10.00% | ≤6.00% | 12.5µl | 299,000 円 | |
| | | | | 12.5µl | ±2.00% | ≤0.80% | | | |
| 4646 | | 2.0~50µl | 0.05µl | 0.05µl | 5µl | ±5.00% | ≤2.50% | 125µl | 299,000 円 |
| | | | | | 50µl | ±1.50% | ≤0.40% | | |
| 4642 | | 5.0~125µl | 0.1µl | 0.1µl | 12.5µl | ±3.75% | ≤1.50% | 125µl | 299,000 円 |
| | | | | | | 125µl | ±1.60% | | |


付属品 : スペアのノズル O リング(300/1250/5000ul モデルのみ)、試薬リザーバートライアルパック、クイックスタートガイド、精度確認証明書

EVOLVE/SWITCH/VIAFLO/VOYAGER 共通消耗品 - ノズル O リング -

| 製品コード | 品名 | 梱包単位 | 標準小売価格 |
|--------------|-----------------------|------|---------|
| 100-00027-50 | O リング 200ul/300ul 用 | 24 個 | 6,400 円 |
| 100-00028-50 | O リング 1000ul/1250ul 用 | 24 個 | 6,400 円 |
| 100-00029-00 | O リング 5000ul 用 | 10 個 | 7,000 円 |

VOYAGER

ボイジャー チップ間隔可変電動ピペット



※全ての INTEGRA ピペットの使用には専用チップ(GRIPTIPS®)が必要です
 ※本体を充電するためのユニバーサル AC アダプター(4200)は別売りです

| 製品コード | チャンネル数 | 容量範囲 | 目盛設定単位 | 測定容量 | 正確度 | 再現性(CV) | 適合 GRIPTIP | 標準小売価格 |
|-------|-------------|-------------|--------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| 4743 | 4 | 10.0~300µl | 0.5µl | 30µl | ≤±4.00% | ≤1.20% | 300µl | 460,000 円 |
| | | | | 300µl | ≤±1.60% | ≤0.35% | | |
| 4744 | | 50.0~1250µl | 1.0µl | 125µl | ≤±6.00% | ≤1.10% | 1250µl | 460,000 円 |
| | | | | 1250µl | ≤±1.20% | ≤0.30% | | |
| 4763 | 6 | 10.0~300µl | 0.5µl | 30µl | ≤±4.00% | ≤1.20% | 300µl | 430,000 円 |
| | | | | 300µl | ≤±1.60% | ≤0.35% | | |
| 4764 | | 50.0~1250µl | 1.0µl | 125µl | ≤±6.00% | ≤1.10% | 1250µl | 430,000 円 |
| | | | | 1250µl | ≤±1.20% | ≤0.30% | | |
| 4721 | 8 | 0.5~12.5µl | 0.01µl | 1.25µl | ≤±10.00% | ≤6.00% | 12.5µl | 398,000 円 |
| | | | | 12.5µl | ≤±2.00% | ≤0.80% | | |
| 4726 | | 2.0~50µl | 0.05µl | 5µl | ≤±5.00% | ≤2.50% | 125µl | 398,000 円 |
| | | | | 50µl | ≤±1.50% | ≤0.40% | | |
| 4722 | | 5.0~125µl | 0.1µl | 12.5µl | ≤±3.75% | ≤1.50% | 125µl | 398,000 円 |
| | | | | 125µl | ≤±1.60% | ≤0.35% | | |
| 4723 | | 10.0~300µl | 0.5µl | 30µl | ≤±4.00% | ≤1.20% | 300µl | 398,000 円 |
| | | | | 300µl | ≤±1.60% | ≤0.35% | | |
| 4724 | 50.0~1250µl | 1.0µl | 125µl | ≤±6.00% | ≤1.10% | 1250µl | 398,000 円 | |
| | | | 1250µl | ≤±1.20% | ≤0.30% | | | |
| 4731 | 12 | 0.5~12.5µl | 0.01µl | 1.25µl | ≤±10.00% | ≤6.00% | 12.5µl | 430,000 円 |
| | | | | 12.5µl | ≤±2.00% | ≤0.80% | | |
| 4736 | | 2.0~50µl | 0.05µl | 5µl | ≤±5.00% | ≤2.50% | 125µl | 430,000 円 |
| | | | | 50µl | ≤±1.50% | ≤0.40% | | |
| 4732 | | 5.0~125µl | 0.1µl | 12.5µl | ≤±3.75% | ≤1.50% | 125µl | 430,000 円 |
| | | | | 125µl | ≤±1.60% | ≤0.35% | | |

付属品 : スペアのノズル O-リング(300/1250ul モデルのみ)、試薬リザーバートライアルパック、クイックスタートガイド、精度確認証明書

アクセサリ・スペアパーツ

| 製品番号 | 品名 | 標準小売価格 |
|------|---|-----------|
| 4200 | ユニバーサル AC アダプター | 12,000 円 |
| 3205 | 壁掛けホルダー(マグネット付き) | 6,000 円 |
| 3213 | ロータリースタンド *充電機能なし | 30,000 円 |
| 3214 | ショートリアスタンド AC アダプター及び充電ステーションなし | 18,000 円 |
| 3215 | リアスタンド AC アダプター及び充電ステーションなし | 23,000 円 |
| 3216 | リアスタンド用充電ステーション専用 AC アダプター | 15,000 円 |
| 3217 | リアスタンド取付用充電ステーション | 20,000 円 |
| 3218 | リアスタンド取付用充電ステーション 電動ピペット⇔PC 通信機能付き | 43,000 円 |
| 4205 | リチウムイオンバッテリー | 10,000 円 |
| 4210 | ピペット 1 台掛け充電スタンド ユニバーサル AC アダプター付き | 48,000 円 |
| 4215 | ピペット 4 台掛け回転式充電スタンド 専用 AC アダプター付き | 110,000 円 |
| 4211 | ピペット 1 台掛け充電スタンド 電動ピペット⇔PC 通信機能付き ユニバーサル AC アダプター付き | 120,000 円 |

チップ間スペース調整可能範囲

| ch 数 | 容量 | チップ間ス |
|------|---------------|--------------|
| 4 | 300/1250µl | 9.0 ~ 33.0mm |
| | | 9.0 ~ 19.8mm |
| 6 | 300/1250µl | 9.0 ~ 19.8mm |
| | | 9.0 ~ 14.0mm |
| 8 | 12.5/50/125µl | 4.5 ~ 14.0mm |
| | 300/1250µl | 9.0 ~ 14.0mm |
| 12 | 12.5/50/125µl | 4.5 ~ 9.0mm |

※ 微調整単位は 0.1mm 刻み



スタンドや充電ツールは
 こちらで分かりやすく
 まとめております→



ASSIST PLUS 分注ロボット



| 製品番号 | 品名 | 標準小売価格 |
|------|-----------------------|-------------|
| 4505 | 分注ロボット アシストプラス 本体ユニット | 3,400,000 円 |

付属品 : 3 ポジションデッキ、使用済チップ廃棄箱、電動ピペット充電ケーブル、チップ廃棄用ポリ袋、試薬リザーバートライアルパック
ACアダプター、USBケーブル、クイックスタートガイド

D-ONE シングルチャンネル分注モジュール

| 製品番号 | 品名 | 適合 Griptip | 標準小売価格 |
|------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 4539 | D-ONE オールインワンセット | | 1,200,000 円 |
| 4531 | D-ONE シングルチャンネル分注モジュール 0.5~300 µl | 12.5µl 300µl | 600,000 円 |
| 4532 | D-ONE シングルチャンネル分注モジュール 5~1250 µl | 125µl 1250µl | 600,000 円 |
| 4535 | D-ONE 分注モジュール用チップデッキ | 両方の D-ONE で必要 | 144,000 円 |
| 4551 | 実験容器縦置き用台座 (+24 mm) | 300µl ロング/1250µl チップを使う際に必要 | 36,000 円 |



※D-ONE を使用する為には ASSIST PLUS Firmware1.21 以上、VOYAGER/VIAFLO firmware 5.1.0 以上、VIALAB ソフトウェア 3.1.1 以上が必要となります。詳細は弊社代理店、若しくは弊社担当営業へご相談ください。

アクセサリ・スペアパーツ

| 製品コード | 品名 | 標準小売価格 |
|--------|--|-----------|
| 4222 | 電動ピペット/MAG/HEATMAG 用通信モジュール | 28,000 円 |
| 6250 | PCR プレート用 96 ウェル冷却ブロック | 48,000 円 |
| 6255 | PCR プレート用 384 ウェル冷却ブロック | 78,000 円 |
| 6260 | 平底プレート用冷却ブロック | 78,000 円 |
| 4560 | スライダーベース 6 列 | 52,000 円 |
| 4561 | スライダーベース 4 列 | 43,000 円 |
| 4565 | スライダー 0.2ml PCR チューブ用 24 本(12 本 x 2 列) *2 個入り | 42,000 円 |
| 4563 | スライダー 0.5ml 遠心チューブ用 8 本 *2 個入り | 42,000 円 |
| 4562 | スライダー 1.5ml/2.0ml 遠心チューブ用 8 本 *2 個入り | 42,000 円 |
| 4564 | スライダー D-ONE 専用 1.5ml/2.0ml マイクロ遠心チューブ用 6 本 *2 個入り | 42,000 円 |
| 4566 | スライダー 5ml 遠心チューブ用 6 本 | 34,000 円 |
| 4567 | スライダー 50ml 遠心チューブ用 4 本 | 34,000 円 |
| 4568 | スライダー 10ml 及び 25ml サイズ試薬リザーバー用 | 38,000 円 |
| 4541 | 0.5ml 遠心チューブ用ラック 48 本 (4560x1 個+4563x3 セット) | 156,000 円 |
| 4540 | 1.5ml/2.0ml 遠心チューブ用ラック 48 本 (4560x1 個+4562x3 セット) | 156,000 円 |
| 4510 | 傾斜機能付きプレートホルダー | 130,000 円 |
| 4547 | デュアルリザーバーアダプター (ANSI/SLAS フットプリント) | 110,000 円 |
| 4542 | 15ml 遠心チューブ用ラック、24 本(4 本 x 6 列) | 44,000 円 |
| 4543 | 5ml テストチューブ用ラック (12x75 mm テストチューブ)、48 本(6 本 x 8 列) | 44,000 円 |
| 4544 | クライオチューブ用ラック、48 本(6 本 x 8 列) | 44,000 円 |
| 4545 | 2ml HPLC バイアル用ラック、48 本(6 本 x 8 列) | 44,000 円 |
| 4546 | スワブチューブ用ラック、48 本(6x8)、径 13 mm | 100,000 円 |
| 4552 | 4ml バキューム採血管用ラック (6 本 x 8 列) | 44,000 円 |
| 4521 | 4 ポジションデッキ (ANSI/SLAS 縦置きフットプリント) | 190,000 円 |
| 4548 | 電動ピペット充電ケーブル 電動ピペット⇔アシストプラス通信機能付き | 60,000 円 |
| 4226 | 充電ケーブル 電動ピペット⇔PC 通信機能付き | 68,000 円 |
| 4570 | チップ廃棄箱用ポリ袋 (200 枚入り) | 40,000 円 |
| 4573 | 使用済チップ廃棄箱(リフレクター及びポリ袋 40 枚含む) COLDPLATE 対応バージョン | 110,000 円 |
| 4581 | アシストプラス本体カバー | 54,000 円 |
| 128010 | ASSIST PLUS デッキ カスタムメイド | 450,000 円 |



※電動ピペットをアシストプラスに接続するには、各ピペット毎に 4222 電動ピペット/MAG/HEATMAG 用通信モジュール、若しくは 4548 ケーブルが必要です。

若しくは、4548 電動ピペット⇔アシストプラス通信機能付き充電ケーブルが 1 本必要です。

※4547 デュアルリザーバーアダプターは 25ml 分割リザーバーを ASSIST PLUS で使用する際に必要です。

※VIAFLO シングルチャンネルは接続できません。D-ONE をご利用ください。

※特殊ラックの作製、他社製ラックの搭載も可能です。弊社担当営業へご相談ください。

MAG/HEATMAG 磁気ビーズ分離モジュール




ASSIST PLUS、MINI96、VIAFLO96/384、またモジュール単体でもご使用いただけます



4900



4901



4905



4908



4906



4222

| 製品番号 | 品名 | マグネット | 温度 | 1.5ml チューブ | 96プレート | 384プレート | 標準小売価格 |
|------|--------------------------|-------|--------|------------|--------|---------|-----------|
| 4900 | MAG モジュール (磁気分離用) | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 600,000 円 |
| 4901 | HEATMAG モジュール (加熱・磁気分離用) | ○ | RT~65℃ | ○ | ○ | - | 760,000 円 |

付属品：チューブ/96well 用磁気プレート、AC アダプター、USB ケーブル、AUX ケーブル

アクセサリ・消耗品

※アダプターは、必ず 1 つ以上選択してください

| 製品番号 | 品名 | MAG モジュール | HEATMAG モジュール | 標準小売価格 |
|------|---|-----------|---------------|-----------|
| 4905 | 1.5 ml チューブ用アダプター 4 x 6 フォーマット (MAG / HEATMAG モジュール用) | ○ | ○ | 90,000 円 |
| 4906 | 96 ウェル PCR プレート用アダプター (MAG / HEATMAG モジュール用) | ○ | ○ | 50,000 円 |
| 4908 | 384 ウェル PCR プレート用アダプターと磁気プレート (MAG モジュール用) | ○ | - | 220,000 円 |
| 4222 | 電動ピペット/MAG/HEATMAG 用通信モジュール | ○ | ○ | 28,000 円 |
| 4907 | 2.2ml ディープウェルプレート用アダプターと磁気プレート (MAG モジュール用) | ○ | - | 150,000 円 |
| 6353 | 96 ウェルディープウェルプレート 2.2mlV 底角ウェル ポリプロピレン製滅菌済 50 個入 | ○ | - | 84,000 円 |

BIOSHAKE 3000/BIOSHAKE 3000-T



COLDPLATE 加熱・冷却・振とうモジュール

ASSIST PLUS、MINI96、VIAFLO96/384、またモジュール単体でもご使用いただけます



4951

4952

4950



| 製品番号 | 品名 | 加温 | 冷却 | 振とう | 標準小売価格 |
|------|---------------------------|-----|----|--------------|-------------|
| 4950 | COLDPLATE (冷却・加熱用) | 99℃ | 0℃ | - | 1,220,000 円 |
| 4951 | BIOSHAKE 3000 (振とう用) | - | - | 200-3,000rpm | 760,000 円 |
| 4952 | BIOSHAKE 3000-T (加熱・振とう用) | 99℃ | RT | 200-3,000rpm | 1,200,000 円 |

付属品：AC アダプター、USB 変換ケーブル、AUX 変換ケーブル、実験容器用台座 (+50 mm)、ANSI/SLAS フットプリントアダプター (本体用)

アクセサリ

※アダプターは、必ず 1 つ以上選択してください


| 製品番号 | 品名 | 標準小売価格 |
|------|--|-----------|
| 4953 | フラットボトムプレート用アダプター | 110,000 円 |
| 4954 | 96 ウェル PCR プレート用アダプター | 160,000 円 |
| 4955 | 384 ウェル PCR プレート用アダプター | 160,000 円 |
| 4956 | 1.5 ml x 24 本チューブ用アダプター 4 x 6 フォーマット | 70,000 円 |
| 4961 | 2.2 ml 96 ディープウェルプレート用アダプター | 180,000 円 |
| 4962 | 2.0 ml x 24 本スクリーチューブ用アダプター 4 x 6 フォーマット | 70,000 円 |




4953



4954



4955



4956



4961



4962

MAG/HEATMAG/COLDPLATE/BIOSHAKE 3000-T/BIOSHAKE 3000 共通アクセサリ

| 製品番号 | 品名 | 標準小売価格 |
|------|------------------|----------|
| 4963 | 実験容器用台座 (+50 mm) | 70,000 円 |



4963

※MAG/HEATMAG、BIOSHAKE3000/BIOSHAKE3000-T、COLDPLATE のいずれも、ASSIST PLUS で使用する際は、本体ファームウェア 1.23 以上、電動ピペットファームウェア 5.1.2 以上、VIALAB ソフトウェア 3.2.0 以上が必要となります。また、ASSIST PLUS の製造番号によっては、本体内部基盤の交換が必要になる場合があります。詳細は弊社代理店、もしくは弊社担当営業へご相談ください。

ASSIST マルチチャンネル自動分注機




| 製品番号 | 品名 | 標準小売価格 |
|------|---------------------------|-------------|
| 4500 | マルチチャンネル自動分注機 アシスト 本体ユニット | 1,400,000 円 |

付属品 : 10ml, 20ml, 100ml 試薬リザーバー (サンプル)、AC アダプター

※電動ピペットをアシストに接続するには、各ピペット毎に 4222 電動ピペット/MAG/HEATMAG 用通信モジュールが必要です。

※VIAFLO シングルチャンネル、及び VOYAGER は取付できません。

MINI 96 96 チャンネルポータブル電動ピペット



| 製品番号 | 品名 | 容量 | 目盛設定単位 | 測定容量 | 正確度 | 再現性 (CV) | 適合 GRIPTIPS | 標準小売価格 |
|------|---------|-------------|--------|--------|-------|----------|-------------|-------------|
| 4801 | MINI 96 | 0.5-12.5 µl | 0.01µl | 1.25µl | ±8.0% | ≤3.0% | 12.5µl | 1,780,000 円 |
| | | | | 12.5µl | ±1.5% | ≤1.0% | | |
| 4802 | | 5-125 µl | 0.1µl | 12.5µl | ±3.0% | ≤1.7% | 125µl | 1,780,000 円 |
| | | | | 125µl | ±1.5% | ≤1.0% | | |
| 4803 | | 10-300 µl | 0.5µl | 30µl | ±2.5% | ≤1.5% | 300µl | 1,780,000 円 |
| | | | | 300µl | ±1.2% | ≤0.8% | | |
| 4804 | | 50-1250 µl | 1.0µl | 125µl | ±2.5% | ≤1.5% | 1250µl | 1,780,000 円 |
| | | | | 1250µl | ±1.8% | ≤0.8% | | |

付属品 : ①下段プレートホルダー(96/384)、②上段プレートホルダー(96/384)、AC アダプター、USB Type-C ケーブル、クイックスタートガイド

アクセサリ

| 製品番号 | 品名 | 標準小売価格 |
|------|------------------|-----------|
| 4850 | 2 ポジション プレートホルダー | 260,000 円 |

※ 2 ポジションプレートホルダーはチップの列取りと、列分注を行う際に必要です。(96/384 ウェル対応)





VIAFLO 96/384 据置型電動ピペット



| 製品番号 | 品名 | 標準小売価格 |
|------|----------------------------|-------------|
| 6001 | 据置型電動ピペット バイアフロ 96 本体ユニット | 2,200,000 円 |
| 6031 | 据置型電動ピペット バイアフロ 384 本体ユニット | 2,800,000 円 |

付属品：電源ケーブル、クイックスタートガイド

アクセサリ

| 製品番号 | 品名 | 標準小売価格 |
|------|--|-----------|
| 6205 | 標準プレートホルダー (96 プレート用) | 33,000 円 |
| 6215 | スプリング付・スライド機能付プレートホルダー A (96/384 プレート用) | 96,000 円 |
| 6220 | スプリング付・スライド機能付プレートホルダー B (96/384 プレート用) | 96,000 円 |
| 6230 | 3 ポジションプレートホルダー | 500,000 円 |
| 6221 | 縦方向段階希釈用プレートホルダー | 140,000 円 |
| 6222 | プレートホルダー (24 チャンネル・ピペットヘッド用) | 76,000 円 |
| 6225 | スプリング付・スライド機能付プレートホルダー A (1536 プレートオフセット付) | 230,000 円 |
| 6226 | スプリング付・スライド機能付プレートホルダー B (1536 プレートオフセット付) | 230,000 円 |
| 6280 | VIAFLO 96/384 本体カバー | 56,000 円 |
| 6250 | PCR プレート用 96 ウェル冷却ブロック | 48,000 円 |
| 6255 | PCR プレート用 384 ウェル冷却ブロック | 78,000 円 |

6205



6215




6220



6225



6221




6222




6226




6230



6250



6255



VIAFLO 96/384 用 ピペットヘッド



| 製品コード | チャンネル数 | 容量 | 最小目盛 | 測定容量 | 正確度 | 再現性 (CV) | 適合 GRIPTIP | 標準小売価格 |
|-------|--------|--------------------------|--------|--------|-------|----------|---------------|-------------|
| 6123 | 24 | ピペットヘッド 24ch 10-300µl | 0.5µl | 30µl | ±2.5% | ≤1.5% | 300µl | 1,100,000 円 |
| | | | | 300µl | ±1.2% | ≤0.8% | | |
| 6124 | 24 | ピペットヘッド 24ch 50-1250µl | 1.0µl | 125µl | ±2.5% | ≤1.5% | 1250µl | 1,100,000 円 |
| | | | | 1250µl | ±1.8% | ≤0.8% | | |
| 6101 | 96 | ピペットヘッド 96ch 0.5-12.5µl | 0.01µl | 1.25µl | ±8.0% | ≤3.0% | 12.5µl | 1,400,000 円 |
| | | | | 12.5µl | ±1.5% | ≤1.0% | | |
| 6106 | 96 | ピペットヘッド 96ch 2-50µl | 0.05µl | 5µl | ±5.0% | ≤2.5% | 125µl | 1,400,000 円 |
| | | | | 50µl | ±1.5% | ≤1.0% | | |
| 6102 | 96 | ピペットヘッド 96ch 5-125µl | 0.1µl | 12.5µl | ±3.0% | ≤1.7% | 125µl | 1,400,000 円 |
| | | | | 125µl | ±1.5% | ≤1.0% | | |
| 6103 | 96 | ピペットヘッド 96ch 10-300µl | 0.5µl | 30µl | ±2.5% | ≤1.5% | 300µl | 1,100,000 円 |
| | | | | 300µl | ±1.2% | ≤0.8% | | |
| 6104 | 96 | ピペットヘッド 96ch 50-1250µl | 1.0µl | 125µl | ±2.5% | ≤1.5% | 1250µl | 1,100,000 円 |
| | | | | 1250µl | ±1.8% | ≤0.8% | | |
| 6131 | 384 | ピペットヘッド 384ch 0.5-12.5µl | 0.01µl | 1.25µl | ±8.0% | ≤3.0% | 12.5µl | 2,600,000 円 |
| | | | | 12.5µl | ±1.5% | ≤1.0% | | |
| 6136 | 384 | ピペットヘッド 384ch 2-50µl | 0.05µl | 5µl | ±5.0% | ≤2.5% | 125µl | 2,600,000 円 |
| | | | | 50µl | ±1.5% | ≤1.0% | | |
| 6132 | 384 | ピペットヘッド 384ch 5-125µl | 0.1µl | 12.5µl | ±3.0% | ≤1.7% | 125µl | 2,600,000 円 |
| | | | | 125µl | ±1.5% | ≤1.0% | | |

WELLJET バルクディスペンサー



5000



5001

| 製品番号 | 品名 | 梱包単位 | 標準小売価格 |
|------|--|------|-------------|
| 5000 | WELLJET ディスペンサー (排出口付き廃液容器を含む) | 1 台 | 2,000,000 円 |
| 5001 | WELLJET スタッカー式ディスペンサー (排出口付き廃液容器を含む、プレートタワーなし) | 1 台 | 4,100,000 円 |

付属品 : 排出口付き廃液容器、廃液チューブ、リブ取り外しツール、AC アダプター、クイックスタートガイド、プレート高さ測定ツール (5001のみ)

| 製品番号 | 品名 | 梱包単位 | 標準小売価格 |
|------|--|------|-----------|
| 5400 | プレートタワー プレート 25 枚収容 | 1 基 | 280,000 円 |
| 5401 | プレートタワー プレート 50 枚収容 | 1 基 | 340,000 円 |
| 5402 | チューブホルダー 15ml チューブ×2 本、50ml チューブ×2 本収容可能 | 1 個 | 78,000 円 |
| 5410 | 排出口付き廃液容器 | 1 個 | 52,000 円 |
| 5411 | 廃液容器用シリコンチューブ | 1 本 | 5,200 円 |
| 5412 | プレート測定ツール | 1 個 | 36,000 円 |

消耗品

| 製品番号 | 品名 | 梱包単位 | 標準小売価格 |
|------|---|--------|-----------|
| 5100 | EasySnap™ 分注カセット 8 チャンネル 小口径 (0.5~500 µl) 滅菌済み | 4 カセット | 138,000 円 |
| 5101 | EasySnap™ 分注カセット 8 チャンネル 大口径 (5~9999 µl) 滅菌済み | 4 カセット | 138,000 円 |
| 5110 | EasySnap™ 分注カセット 16 チャンネル 小口径 (0.5~500 µl) 滅菌済み | 4 カセット | 238,000 円 |

標準機能 : チャンネル間キャリブレーション必要無し、RFID による使用量カウント、オートクレープ可能、滅菌個別包装



ディープウェルプレートにも対応




5100 / 5101 / 5110



ラボインテグレーション

「コネクテッド」テクノロジーの急速な進化により、デジタル化は多くのライフサイエンス企業の将来において重要な関心事となっています。自動化することで、実験室ではデジタル化されたワークアウェイ型の実験/研究ワークフローを実現できるようになり、生産性と信頼性の両方を向上できます。ところで、INTEGRA の電動ピペットとリキッドハンドリング機器を貴施設の実験/研究機器のワークフローに統合できることをご存知でしょうか。



リモート接続（Bluetooth/有線によるシリアル通信）に関する API は無償で供給しています。
インテグレーションをご検討されているお客様は、弊社までご相談ください。



GRIP TIPS® グリップチップ

インテグラ製品の全てのハンドヘルドピペット、デスクトップ分注機は、GRIP TIPS®専用となります。
使用するピペットの種類によって、ECO ラック、ベンチトップ分注システム用ラックから選択してください。

GRIP TIPS®およびEVOLVE、VIAFLO、VOYAGERのノズルの特殊構造により、ノズルに装着されたチップがロックされます。ピペット操作中にチップが落下したり、精度エラーの原因となるグラつきが起きません。また、毎回同じ位置（深さ）に装着されますので、チップの装着度合いの違いで起こる精度エラーも防ぎます。



UNIVERSAL TIPS CAN BE A REAL PAIN IN THE...



CONSTANT HAMMERING OF TIPS CAN LEAD TO RSI



...UNIVERSAL TIPS CAUSE TIP MISALIGNMENT WHICH LEADS TO...



...LOOSE AND LEAKING TIPS



WHY NOT TRY SOMETHING NEW?



GRIP TIPS THAT PERFECTLY ALIGN, AND DON'T LEAK OR FALL OFF



汎用チップでは、ノズルをチップに叩き込む必要があり、オペレーターへの負担が増加します。また、取り付け後に再確認が必要であったり、先端が不揃いになる可能性や、操作途中でチップが落下する危険性があります。

SO YOU CAN FOCUS ON THE REAL SCIENCE



DON'T LET UNIVERSAL TIPS GET IN THE WAY OF YOUR SUCCESS!



GRIPTIPS[®] ECO ラック EVOLVE・VIAFLO・VOYAGER ハンドヘルド用

PET 製のリサイクル可能な素材で構成され、環境にやさしく、廃棄の際もかさばりません。

※ECO ラック単品でも使用できますが、POPTOP/ECO ベースとの併用をお勧めします。

※ECO ラックは ASSISTPLUS、VIAFLO96/384、MINI96 には使用できません。



レギュラータイプ

| 製品番号 | 容量 | 内容 | 梱包 | 本数 | ベースサイズ | 標準小売価格 |
|------|--------------|-------------|---------------|-------|--------|----------|
| 3416 | 12.5μl | 未滅菌 | 96 本 x10 ラック | 960 | 小 | 10,800 円 |
| 3717 | | 滅菌包装 | 96 本 x10 ラック | 960 | 小 | 13,000 円 |
| 3718 | | フィルター付・滅菌包装 | 96 本 x10 ラック | 960 | 小 | 17,800 円 |
| 3413 | | 未滅菌 | 384 本 x10 ラック | 3,840 | 小 | 43,200 円 |
| 3714 | | 滅菌包装 | 384 本 x10 ラック | 3,840 | 小 | 52,000 円 |
| 3715 | | フィルター付・滅菌包装 | 384 本 x10 ラック | 3,840 | 小 | 71,200 円 |
| 3406 | 12.5μl ロング | 未滅菌 | 96 本 x10 ラック | 960 | 小 | 10,800 円 |
| 3707 | | 滅菌包装 | 96 本 x10 ラック | 960 | 小 | 13,000 円 |
| 3708 | | フィルター付・滅菌包装 | 96 本 x10 ラック | 960 | 小 | 17,800 円 |
| 3403 | | 未滅菌 | 384 本 x10 ラック | 3,840 | 小 | 43,200 円 |
| 3704 | | 滅菌包装 | 384 本 x10 ラック | 3,840 | 小 | 52,000 円 |
| 3705 | | フィルター付・滅菌包装 | 384 本 x10 ラック | 3,840 | 小 | 71,200 円 |
| 3426 | 125μ | 未滅菌 | 96 本 x10 ラック | 960 | 小 | 10,800 円 |
| 3727 | | 滅菌包装 | 96 本 x10 ラック | 960 | 小 | 13,000 円 |
| 3728 | | フィルター付・滅菌包装 | 96 本 x10 ラック | 960 | 小 | 17,800 円 |
| 3423 | | 未滅菌 | 384 本 x10 ラック | 3,840 | 小 | 43,200 円 |
| 3724 | | 滅菌包装 | 384 本 x10 ラック | 3,840 | 小 | 52,000 円 |
| 3725 | | フィルター付・滅菌包装 | 384 本 x10 ラック | 3,840 | 小 | 71,200 円 |
| 3433 | 300μl | 未滅菌 | 96 本 x10 ラック | 960 | 小 | 9,800 円 |
| 3734 | | 滅菌包装 | 96 本 x10 ラック | 960 | 小 | 11,800 円 |
| 3735 | | フィルター付・滅菌包装 | 96 本 x10 ラック | 960 | 小 | 16,200 円 |
| 3483 | 300μl ロング | 未滅菌 | 96 本 x10 ラック | 960 | 大 | 10,600 円 |
| 3784 | | 滅菌包装 | 96 本 x10 ラック | 960 | 大 | 12,800 円 |
| 3785 | | フィルター付・滅菌包装 | 96 本 x10 ラック | 960 | 大 | 17,600 円 |
| 3633 | 300μl ワイドボア | 未滅菌 | 96 本 x10 ラック | 960 | 小 | 12,000 円 |
| 3934 | | 滅菌包装 | 96 本 x10 ラック | 960 | 小 | 14,400 円 |
| 3935 | | フィルター付・滅菌包装 | 96 本 x10 ラック | 960 | 小 | 19,800 円 |
| 3443 | 1250μl | 未滅菌 | 96 本 x10 ラック | 960 | 大 | 10,200 円 |
| 3744 | | 滅菌包装 | 96 本 x10 ラック | 960 | 大 | 12,200 円 |
| 3745 | | フィルター付・滅菌包装 | 96 本 x10 ラック | 960 | 大 | 16,800 円 |
| 3795 | 1250μl ショート | フィルター付・滅菌包装 | 96 本 x10 ラック | 960 | 大 | 17,800 円 |
| 3643 | 1250μl ワイドボア | 未滅菌 | 96 本 x10 ラック | 960 | 大 | 11,800 円 |
| 3944 | | 滅菌包装 | 96 本 x10 ラック | 960 | 大 | 14,200 円 |
| 3945 | | フィルター付・滅菌包装 | 96 本 x10 ラック | 960 | 大 | 19,600 円 |

ローリテンションタイプ

| 製品番号 | 容量 | 内容 | 梱包単位 | 本数 | ベースサイズ | 標準小売価格 |
|------|------------|-------------|---------------|-------|--------|----------|
| 3818 | 12.5μl | フィルター付・滅菌包装 | 96 本 x10 ラック | 960 | 小 | 22,000 円 |
| 3815 | | フィルター付・滅菌包装 | 384 本 x10 ラック | 3,840 | 小 | 88,000 円 |
| 3808 | 12.5μl ロング | フィルター付・滅菌包装 | 96 本 x10 ラック | 960 | 小 | 22,000 円 |
| 3805 | | フィルター付・滅菌包装 | 384 本 x10 ラック | 3,840 | 小 | 88,000 円 |
| 3828 | 125μl | フィルター付・滅菌包装 | 96 本 x10 ラック | 960 | 小 | 22,000 円 |
| 3825 | | フィルター付・滅菌包装 | 384 本 x10 ラック | 3,840 | 小 | 88,000 円 |
| 3835 | 300μl | フィルター付・滅菌包装 | 96 本 x10 ラック | 960 | 小 | 20,200 円 |
| 3845 | 1250μl | フィルター付・滅菌包装 | 96 本 x10 ラック | 960 | 大 | 21,000 円 |

POPTOP/ECO ベース



POPTOP ベース



ECO ベース

繰り返し使用でき、指一本で蓋の開閉が可能な POPTOP、
軽くて気軽に使え、重ね置き可能な ECO ベースがございます。

| 製品番号 | 品名 | 梱包 | ベースサイズ | 標準小売価格 |
|------|---|-----|--------|----------|
| 3250 | GRIPTIPS®用 POPTOP ベース 小 (12.5/125/300µl ECO ラック及び詰替用グリーンチョイス用) | 1 個 | 小 | 12,000 円 |
| 3255 | GRIPTIPS®用 POPTOP ベース 大 (300 µl ロング/1250µl ECO ラック及び詰替用グリーンチョイス用) | 1 個 | 大 | 14,000 円 |
| 3240 | GRIPTIPS®用 ECO ベース 小 (12.5/125/300µl ECO ラック用) | 1 個 | 小 | 4,200 円 |
| 3245 | GRIPTIPS®用 ECO ベース 大 (300µl ロング/1250µl ECO ラック用) | 1 個 | 大 | 4,200 円 |

※ECO ベースはオートクレーブ滅菌可能、POPTOP ベースは不可となっております。



GRIPTIPS® 詰替用、5ml ピペット用

EVOLVE・VIAFLO・VOYAGER ハンドヘルド用


レギュラータイプ



ワンタッチ詰替用 グリーンチョイス

| 製品番号 | 容量 | 内容 | 梱包 | 本数 | ベースサイズ | 標準小売価格 | |
|------|------------|----------------------------|-------------|-------|--------|----------|----------|
| 4412 | 12.5µl | 12.5µl 詰替用グリーンチョイス 未滅菌 | 384 本 x5 組 | 1,920 | 小 | 23,800 円 | |
| 4411 | | 12.5µl 未滅菌バルク包装 | 1000 本 | 1,000 | | | 7,800 円 |
| 4402 | 12.5µl ロング | 12.5µl ロング 詰替用グリーンチョイス 未滅菌 | 384 本 x5 組 | 1,920 | 小 | 23,800 円 | |
| 4401 | | 12.5µl ロング 未滅菌バルク包装 | 1000 本 | 1,000 | | | 7,800 円 |
| 4422 | 125µl | 125µl 詰替用グリーンチョイス 未滅菌 | 384 本 x5 組 | 1,920 | 小 | 23,800 円 | |
| 4421 | | 125µl 未滅菌バルク包装 | 1000 本 | 1,000 | | | 7,800 円 |
| 4432 | 300µl | 300µl 詰替用グリーンチョイス 未滅菌 | 96 本 x5 組 | 480 | 小 | 5,400 円 | |
| 4431 | | 300µl 未滅菌バルク包装 | 1000 本 | 1,000 | | | 7,000 円 |
| 4442 | 1250µl | 1250µl 詰替用グリーンチョイス 未滅菌 | 96 本 x5 組 | 480 | 大 | 5,600 円 | |
| 4441 | | 1250µl 未滅菌バルク包装 | 500 本 | 500 | | | 3,600 円 |
| 4453 | 5ml | 5ml 未滅菌 | 48 本 x5 ラック | 240 | 大 | 26,000 円 | |
| 4451 | | 5ml 未滅菌バルク包装 | 250 本 | 250 | | | 7,400 円 |
| 4454 | | 5ml 滅菌包装 | 48 本 x5 ラック | 240 | | | 31,200 円 |
| 4455 | | 5ml フィルター付・滅菌包装 | 48 本 x5 ラック | 240 | | | 36,800 円 |
| 4456 | | 5ml 1 本ごと滅菌包装 | 100 本 | 100 | | | 14,800 円 |

チップサイズ一覧



GRIPTIPS®

ベンチトップ分注システム用ラック

VIAFLO96/384・MINI96・ASSIST PLUS 用



レギュラータイプ

| 製品番号 | 容量 | 内容 | 梱包単位 | 本数 | 標準小売価格 |
|------|--------------|---|--------------|-------|----------|
| 6453 | 12.5µl | GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 12.5µl 未滅菌 | 384 本 x5 ラック | 1,920 | 34,400 円 |
| 6454 | | GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 12.5µl 滅菌包装 | 384 本 x5 ラック | 1,920 | 41,200 円 |
| 6455 | | GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 12.5µl フィルター付・滅菌包装 | 384 本 x5 ラック | 1,920 | 56,800 円 |
| 6403 | 12.5µl ロング | GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 12.5µl ロング 未滅菌 | 384 本 x5 ラック | 1,920 | 34,400 円 |
| 6404 | | GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 12.5µl ロング 滅菌包装 | 384 本 x5 ラック | 1,920 | 41,200 円 |
| 6405 | | GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 12.5µl ロング フィルター付・滅菌包装 | 384 本 x5 ラック | 1,920 | 56,800 円 |
| 6475 | 12.5µl ショート | GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 12.5µl ショート フィルター付・滅菌包装 | 384 本 x5 ラック | 1,920 | 69,800 円 |
| 6463 | 125µl | GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 125µl 未滅菌 | 384 本 x5 ラック | 1,920 | 34,400 円 |
| 6464 | | GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 125µl 滅菌包装 | 384 本 x5 ラック | 1,920 | 41,200 円 |
| 6465 | | GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 125µl フィルター付・滅菌包装 | 384 本 x5 ラック | 1,920 | 56,800 円 |
| 6433 | 300µl | GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 300µl 未滅菌 | 96 本 x5 ラック | 480 | 8,600 円 |
| 6432 | | GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 300µl 詰替用グリーンチョイス 未滅菌 | 96 本 x5 組 | 480 | 8,400 円 |
| 6434 | | GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 300µl 滅菌包装 | 96 本 x5 ラック | 480 | 10,200 円 |
| 6435 | | GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 300µl フィルター付・滅菌包装 | 96 本 x5 ラック | 480 | 14,200 円 |
| 6485 | 300µl ロング | GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 300µl ロング フィルター付・滅菌包装 | 96 本 x5 ラック | 480 | 15,400 円 |
| 6635 | 300µl ワイドポア | GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 300µl ワイドポア フィルター付・滅菌包装 | 96 本 x5 ラック | 480 | 26,000 円 |
| 6443 | 1250µl | GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 1250µl 未滅菌 | 96 本 x5 ラック | 480 | 9,400 円 |
| 6442 | | GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 1250µl 詰替用グリーンチョイス 未滅菌 | 96 本 x5 組 | 480 | 9,200 円 |
| 6444 | | GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 1250µl 滅菌包装 | 96 本 x5 ラック | 480 | 11,400 円 |
| 6445 | | GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 1250µl フィルター付・滅菌包装 | 96 本 x5 ラック | 480 | 15,600 円 |
| 6495 | 1250µl ショート | フィルター付・滅菌包装 | 96 本 x5 ラック | 480 | 16,600 円 |
| 6643 | 1250µl ワイドポア | GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 1250µl ワイドポア 未滅菌 | 96 本 x5 ラック | 480 | 16,200 円 |
| 6644 | | GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 1250µl ワイドポア 滅菌包装 | 96 本 x5 ラック | 480 | 19,400 円 |
| 6645 | | GRIPTIPS ベンチトップ分注システム用 1250µl ワイドポア フィルター付・滅菌包装 | 96 本 x5 ラック | 480 | 26,800 円 |

※グリーンチョイスの滅菌包装はケース単位となっております。

ローリテンションタイプ

| 製品番号 | 容量 | 内容 | 梱包単位 | 本数 | 標準小売価格 |
|------|-------------|-------------|--------------|-------|----------|
| 6553 | 12.5µl | 未滅菌 | 384 本 x5 ラック | 1,920 | 42,800 円 |
| 6554 | | 滅菌包装 | 384 本 x5 ラック | 1,920 | 51,000 円 |
| 6555 | | フィルター付・滅菌包装 | 384 本 x5 ラック | 1,920 | 70,200 円 |
| 6503 | 12.5µl ロング | 未滅菌 | 384 本 x5 ラック | 1,920 | 42,800 円 |
| 6504 | | 滅菌包装 | 384 本 x5 ラック | 1,920 | 51,000 円 |
| 6505 | | フィルター付・滅菌包装 | 384 本 x5 ラック | 1,920 | 70,200 円 |
| 6575 | 12.5µl ショート | フィルター付・滅菌包装 | 384 本 x5 ラック | 1,920 | 86,400 円 |
| 6563 | 125µl | 未滅菌 | 384 本 x5 ラック | 1,920 | 42,800 円 |
| 6564 | | 滅菌包装 | 384 本 x5 ラック | 1,920 | 51,000 円 |
| 6565 | | フィルター付・滅菌包装 | 384 本 x5 ラック | 1,920 | 70,200 円 |
| 6533 | 300µl | 未滅菌 | 96 本 x5 ラック | 480 | 10,800 円 |
| 6534 | | 滅菌包装 | 96 本 x5 ラック | 480 | 13,000 円 |
| 6535 | | フィルター付・滅菌包装 | 96 本 x5 ラック | 480 | 18,000 円 |
| 6543 | 1250µl | 未滅菌 | 96 本 x5 ラック | 480 | 11,800 円 |
| 6544 | | 滅菌包装 | 96 本 x5 ラック | 480 | 14,400 円 |
| 6545 | | フィルター付・滅菌包装 | 96 本 x5 ラック | 480 | 19,800 円 |

CLEAR ADVANTAGE™


試薬リザーバー


デッドボリュームが少ない SureFlo™




| 製品番号 | 容量 | 内容 | 梱包単位 | SureFlo | 耐溶媒 | 標準小売価格 |
|------|---|---|----------|---------|-----|----------|
| 4306 |  10ml | ベース 未滅菌 (*ポリスチレン製) | 10 個 | | | 7,000 円 |
| 4330 | | ポリスチレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付 | 1 パック | | | 1,800 円 |
| 4332 | | ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付 | 50 枚×4 箱 | | | 23,800 円 |
| 4331 | | ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付 | 30 枚 | | | 11,800 円 |
| 4335 | | ポリプロピレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付 | 1 パック | | ○ | 2,800 円 |
| 4337 | | ポリプロピレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付 | 50 枚×4 箱 | | ○ | 42,000 円 |
| 4336 | | ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付 | 30 枚 | | ○ | 21,000 円 |
| 4370 | | SureFlo ポリスチレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付 | 1 パック | | ○ | 1,800 円 |
| 4373 | | SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付 | 50 枚×1 箱 | | ○ | 7,800 円 |
| 4372 | | SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付 | 50 枚×4 箱 | | ○ | 24,000 円 |
| 4371 | | SureFlo ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付 | 30 枚 | | ○ | 12,000 円 |
| 4375 | | SureFlo ポリプロピレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付 | 1 パック | | ○ | 2,800 円 |
| 4376 | | SureFlo ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付 | 30 枚 | | ○ | 21,400 円 |

| | | | | | | |
|------|---|---|----------|--|---|----------|
| 4304 |  25ml | ベース 未滅菌 (*ポリスチレン製) | 10 個 | | | 7,000 円 |
| 4310 | | ポリスチレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付 | 1 パック | | | 1,800 円 |
| 4312 | | ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付 | 50 枚×4 箱 | | | 24,800 円 |
| 4311 | | ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付 | 30 枚 | | | 11,800 円 |
| 4315 | | ポリプロピレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付 | 1 パック | | ○ | 2,800 円 |
| 4317 | | ポリプロピレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付 | 50 枚×4 箱 | | ○ | 43,800 円 |
| 4316 | | ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付 | 30 枚 | | ○ | 21,000 円 |
| 4380 | | SureFlo ポリスチレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付 | 1 パック | | ○ | 1,800 円 |
| 4383 | | SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付 | 50 枚×1 箱 | | ○ | 8,200 円 |
| 4382 | | SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付 | 50 枚×4 箱 | | ○ | 25,000 円 |
| 4381 | | SureFlo ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付 | 30 枚 | | ○ | 12,000 円 |
| 4385 | | SureFlo ポリプロピレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付 | 1 パック | | ○ | 2,800 円 |
| 4386 | | SureFlo ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付 | 30 枚 | | ○ | 21,400 円 |

| | | | | | | |
|------|---|---|----------|--|---|----------|
| 4350 |  25ml 仕切り (5+10ml) | SureFlo ポリスチレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付 | 1 パック | | ○ | 1,800 円 |
| 4353 | | SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付 | 50 枚×1 箱 | | ○ | 11,000 円 |
| 4352 | | SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付 | 50 枚×4 箱 | | ○ | 33,600 円 |
| 4351 | | SureFlo ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付 | 30 枚 | | ○ | 16,200 円 |
| 4355 | | SureFlo ポリプロピレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付 | 1 パック | | ○ | 2,800 円 |
| 4358 | | SureFlo ポリプロピレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付 | 50 枚×1 箱 | | ○ | 19,600 円 |
| 4357 | | SureFlo ポリプロピレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付 | 50 枚×4 箱 | | ○ | 59,800 円 |
| 4356 | | SureFlo ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付 | 30 枚 | | ○ | 28,800 円 |

| | | | | | | |
|------|---|---|-------|--|---|----------|
| 4360 |  3ml x 12 ウェル | SureFlo ポリスチレン製 滅菌済 1 枚入 トライアルパック ベース付 | 1 パック | | ○ | 1,800 円 |
| 4361 | | SureFlo ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付 | 30 枚 | | ○ | 17,800 円 |
| 4365 | | SureFlo ポリプロピレン製 滅菌済 1 枚入 トライアルパック ベース付 | 1 パック | | ○ | 2,800 円 |
| 4366 | | SureFlo ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付 | 30 枚 | | ○ | 31,600 円 |

| | | | | | | |
|------|--|--|----------|--|---|----------|
| 4305 |  100ml | ベース 未滅菌 (*ポリスチレン製) | 10 個 | | | 7,000 円 |
| 4320 | | ポリスチレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付 | 1 パック | | | 1,800 円 |
| 4322 | | ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付 | 50 枚×4 箱 | | | 28,600 円 |
| 4321 | | ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付 | 30 枚 | | | 13,800 円 |
| 4325 | | ポリプロピレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付 | 1 パック | | ○ | 2,800 円 |
| 4327 | | ポリプロピレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付 | 50 枚×4 箱 | | ○ | 50,800 円 |
| 4326 | | ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付 | 30 枚 | | ○ | 24,400 円 |
| 4390 | | SureFlo ポリスチレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付 | 1 パック | | ○ | 1,800 円 |
| 4393 | | SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付 | 50 枚×1 箱 | | ○ | 9,400 円 |
| 4392 | | SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付 | 50 枚×4 箱 | | ○ | 29,000 円 |
| 4391 | | SureFlo ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付 | 30 枚 | | ○ | 14,000 円 |



自動分注機用試薬リザーバー・プレート



| 製品番号 | 容量 | 内容 | 梱包 | SureFlo | 耐溶媒 | 標準小売価格 |
|------|--|---|----------|---------|----------|----------|
| 6301 | 150ml (SLAS/ANSI) | 試薬リザーバー用ベース 非滅菌 (*ポリスチレン製) | 8 個 | | | 9,200 円 |
| 6302 | | 試薬リザーバー用リッド 25 枚ごと滅菌包装 (*ポリプロピレン製) | 25 枚×1 箱 | | | 9,200 円 |
| 6303 | | 自動分注機用 SureFlo ポリスチレン製 滅菌済 1 枚入 トライアルパック ベースとリッド付 | 1 パック | ○ | | 2,200 円 |
| 6318 | | 自動分注機用 SureFlo ポリスチレン製 25 枚ごと滅菌包装 ベースとリッド付 | 25 枚×4 箱 | ○ | | 26,000 円 |
| 6317 | | 自動分注機用 SureFlo ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベースとリッド付 | 30 枚 | ○ | | 24,000 円 |
| 6308 | | 自動分注機用 SureFlo ポリプロピレン製滅菌済 1 枚入 トライアルパック ベースとリッド付 | 1 パック | ○ | ○ | 3,400 円 |
| 6338 | | 自動分注機用 SureFlo ポリプロピレン製 25 枚ごと滅菌包装 ベースとリッド付 | 25 枚×4 箱 | ○ | ○ | 39,000 円 |
| 6337 | 自動分注機用 SureFlo ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベースとリッド付 | 30 枚 | ○ | ○ | 35,000 円 | |

| | | | | | | |
|------|--|--|----------|---|----------|----------|
| 6305 | 300ml (SLAS/ANSI) | 試薬リザーバー用ベース 非滅菌 (*ポリスチレン製) | 8 個 | | | 11,000 円 |
| 6306 | | 試薬リザーバー用リッド 25 枚ごと滅菌包装 (*ポリプロピレン製) | 25 枚×1 箱 | | | 11,000 円 |
| 6307 | | 自動分注機用 SureFlo ポリスチレン製 滅菌済 1 枚入 トライアルパック ベースとリッド付 | 1 パック | ○ | | 2,600 円 |
| 6328 | | 自動分注機用 SureFlo ポリスチレン製 25 枚ごと滅菌包装 ベースとリッド付 | 25 枚×4 箱 | ○ | | 28,000 円 |
| 6327 | | 自動分注機用 SureFlo ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベースとリッド付 | 30 枚 | ○ | | 26,000 円 |
| 6309 | | 自動分注機用 SureFlo ポリプロピレン製 滅菌済 1 枚入 トライアルパック ベースとリッド付 | 1 パック | ○ | ○ | 4,000 円 |
| 6348 | | 自動分注機用 SureFlo ポリプロピレン製 25 枚ごと滅菌包装 ベースとリッド付 | 25 枚×4 箱 | ○ | ○ | 42,000 円 |
| 6347 | 自動分注機用 SureFlo ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベースとリッド付 | 30 枚 | ○ | ○ | 38,000 円 | |

| | | | | | | |
|------|-----------|---|------|---|---|----------|
| 6373 | 32mlx8 列 | 自動分注機用 SureFlo 横 8 列分割 ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付 | 30 枚 | ○ | | 40,000 円 |
| 6374 | | 自動分注機用 SureFlo 横 8 列分割 ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付 | 30 枚 | ○ | ○ | 48,000 円 |
| 6363 | 21mlx12 列 | 自動分注機用 SureFlo 縦 12 列分割 ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付 | 30 枚 | ○ | | 40,000 円 |
| 6364 | | 自動分注機用 SureFlo 縦 12 列分割 ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付 | 30 枚 | ○ | ○ | 48,000 円 |

| | | | | | | |
|------|-------|---|------|--|--|---------|
| 6304 | リッドのみ | 150、300ml 試薬リザーバー共用リッド [ガasket無・ロボットアーム対応] 1 枚ごと滅菌包装 (*ポリスチレン製) | 10 枚 | | | 6,800 円 |
|------|-------|---|------|--|--|---------|



| 製品番号 | 容量 | 品名 | 梱包 | SureFlo | 耐溶媒 | 標準小売価格 |
|------|----------------|---|---------|---------|-----|----------|
| 6351 | 300mlx 1 | ブロックタイプ オープンウェルポリプロピレン製 未滅菌 | 5 パックx5 | | ○ | 42,000 円 |
| 6352 | | ブロックタイプ オープンウェルポリプロピレン製 滅菌済 | 5 パックx5 | | ○ | 50,000 円 |
| 6361 | 21mlx 12 列 | ブロックタイプ 縦 12 列分割ポリプロピレン製 未滅菌 | 5 パックx5 | | ○ | 42,000 円 |
| 6362 | | ブロックタイプ 縦 12 列分割ポリプロピレン製 滅菌済 | 5 パックx5 | | ○ | 50,000 円 |
| 6371 | 32mlx 8 列 | ブロックタイプ 横 8 列分割ポリプロピレン製 未滅菌 | 5 パックx5 | | ○ | 42,000 円 |
| 6372 | | ブロックタイプ 横 8 列分割ポリプロピレン製 滅菌済 | 5 パックx5 | | ○ | 50,000 円 |
| 6353 | 2.2ml x 96 ウェル | 96 ウェルディープウェルプレート 2.2ml V 底 角ウェル ポリプロピレン製 滅菌済 | 50 個 | | ○ | 84,000 円 |



PIPETBOY GENIUS ジーニアス ピペットコントローラー

※本体を充電するための AC アダプター(1200)は別売りです



| 製品番号 | 品名 | 連続分注量 | Accuracy (正確性) | 標準小売価格 |
|------|---------|-----------|--------------------------|----------|
| 1011 | 定番ホワイト | 0.1~50 ml | 連続分注時 最大容量の10%において±2% | 128,000円 |
| 1012 | すっぱいレモン | | | 128,000円 |
| 1013 | さわやかミント | | | 128,000円 |
| 1014 | 濃厚ベリー | | | 128,000円 |
| 1015 | すっきりブルー | | | 128,000円 |
| 1016 | 落ち着きグレー | | | 128,000円 |

付属品：スベアフィルター(0.45µm)、壁掛けフック

※連続分注を使用する際は INTEGRA 製セロジカルピペットが必要です。

※他社製セロジカルピペットも使用可能ですが、過吸引防止機能、連続分注機能が OFF となります。

| 製品番号 | 品名 | 内容物 | 標準小売価格 |
|------|------------------|--|----------|
| 1051 | スターターパック 定番ホワイト | 本体 ACアダプター(1200) セロジカルピペット滅菌済個別包装 5,10,25ml(1403,1404,1405) | 168,000円 |
| 1052 | スターターパック すっぱいレモン | | 168,000円 |
| 1053 | スターターパック さわやかミント | | 168,000円 |
| 1054 | スターターパック 濃厚ベリー | | 168,000円 |
| 1055 | スターターパック すっきりブルー | | 168,000円 |
| 1056 | スターターパック 落ち着きグレー | | 168,000円 |

等量連続分注を正確に・簡単に



アクセサリ・スペアパーツ

| 製品番号 | 品名 | 標準小売価格 |
|--------|-------------------------------------|--------|
| 1200 | ACアダプター USB Type-C 15W 日本仕様 | 6,800円 |
| 1230 | PIPETBOY GENIUS 用壁掛けフック | 2,800円 |
| 1220 | PIPETBOY GENIUS 用ピペット取付プラグ (シリコンゴム) | 3,000円 |
| 1210 | PIPETBOY GENIUS 用リチウムポリマーバッテリー | 5,800円 |
| 153015 | 滅菌済フィルター (0.45µm) | 1,400円 |
| 153016 | 未滅菌フィルター (0.45µm) | 1,200円 |
| 156608 | 滅菌済フィルター (0.2µm) | 1,600円 |
| 156607 | 未滅菌フィルター (0.2µm) | 1,200円 |

※フィルターは、PIETBOY acu/acu2/pro 用と同じです。




セロジカルピペット

個別包装・滅菌済 (紙/プラスチック)

| 製品番号 | 容量 | 包装単位 | 本数 | カラー | 標準小売価格 |
|------|-------|-------|--------|------|---------|
| 1401 | 1ml | 1000本 | 1,000本 | 黄 | 57,000円 |
| 1402 | 2ml | 1000本 | 1,000本 | 緑 | 66,000円 |
| 1403 | 5ml | 200本 | 200本 | 青 | 18,000円 |
| 1404 | 10ml | 200本 | 200本 | オレンジ | 20,000円 |
| 1405 | 25ml | 200本 | 200本 | 赤 | 29,000円 |
| 1406 | 50ml | 100本 | 100本 | 紫 | 38,000円 |
| 1407 | 100ml | 100本 | 100本 | ピンク | 96,000円 |

バルク包装・滅菌済

| 製品番号 | 容量 | 包装単位 | 本数 | カラー | 標準小売価格 |
|------|-------|------------|--------|------|---------|
| 1501 | 1ml | 25本 x40パック | 1,000本 | 黄 | 53,000円 |
| 1502 | 2ml | 25本 x40パック | 1,000本 | 緑 | 60,000円 |
| 1503 | 5ml | 25本 x20パック | 500本 | 青 | 42,000円 |
| 1504 | 10ml | 25本 x20パック | 500本 | オレンジ | 46,000円 |
| 1505 | 25ml | 25本 x8パック | 200本 | 赤 | 25,000円 |
| 1506 | 50ml | 25本 x4パック | 100本 | 紫 | 33,000円 |
| 1507 | 100ml | 10本 x10パック | 100本 | ピンク | 90,000円 |





PIPETBOY acu2 ピペットコントローラー



| 製品番号 | 品名 | 標準小売価格 |
|--------|------------------------------------|----------|
| 155000 | ピペットコントローラー ピペットボーイ・アキュ2 クラシック | 59,000 円 |
| 155015 | ピペットコントローラー ピペットボーイ・アキュ2 グリーン | 59,000 円 |
| 155016 | ピペットコントローラー ピペットボーイ・アキュ2 レッド | 59,000 円 |
| 155017 | ピペットコントローラー ピペットボーイ・アキュ2 ブルー | 59,000 円 |
| 155018 | ピペットコントローラー ピペットボーイ・アキュ2 クリアー | 59,000 円 |
| 155019 | ピペットコントローラー ピペットボーイ・アキュ2 パープル | 59,000 円 |
| 155022 | ピペットコントローラー ピペットボーイ・アキュ2 アクアグリーン | 59,000 円 |
| 155023 | ピペットコントローラー ピペットボーイ・アキュ2 オーシャンドリーム | 59,000 円 |
| 155024 | ピペットコントローラー ピペットボーイ・アキュ2 ピンクサンシャイン | 59,000 円 |

付属品 : AC アダプター、スเปアフィルター(0.45µm)、壁掛けフック、スライス製ミニアーミーナイフ

アクセサリ・スペアパーツ

| 製品番号 | 品名 | 標準小売価格 |
|--------|---|----------|
| 155065 | スタンド | 17,000 円 |
| 153015 | (1) 滅菌済フィルター (0.45µm) | 1,400 円 |
| 153016 | (1) 未滅菌済フィルター (0.45µm) | 1,200 円 |
| 156608 | (1) 滅菌済フィルター (0.2µm) | 1,600 円 |
| 156607 | (1) 未滅菌済フィルター (0.2µm) | 1,200 円 |
| 151020 | (2) ピペット取付プラグ (シリコンゴム) | 1,400 円 |
| 153211 | AC アダプター | 8,200 円 |
| 155066 | (3) バッテリー 7.4V Li-ion Polymer (ピペットボーイ・アキュ2用) | 8,200 円 |
| 153005 | (3) バッテリー 9V NiMH (ピペットボーイ・アキュ用) | 5,200 円 |

注) バッテリー以外のアクセサリは、ピペットボーイ・アキュ及びアキュ2 共通です。

シリアル番号 1350001 以上がピペットボーイ・アキュ2 です。(3)の選択時、必ずご確認ください。



メンテナンス

| 製品番号 | 品名 | 標準小売価格 |
|--------|-----------------------|----------|
| 991512 | PIPETBOY 預かり修理 (定額料金) | 18,000 円 |



VACUSIP ポータブルアスピレーター

| 製品番号 | 品名 | 標準小売価格 |
|--------|---------------------------------------|-----------|
| 159000 | ポータブルアスピレーター バキューブ・リチャージャブル 充電バッテリー内蔵 | 110,000 円 |
| 159010 | ポータブルアスピレーター バキューブ・スタンダード ACアダプター直結使用 | 100,000 円 |

付属品：


- 500ml I ポロシリケート ガラスボトル (キャップ付き)
- チューブコネクター付きキャップ
- シリコン・ハンドオペレーター
- ハンドオペレーターホルダー (ステンレスロッド付き)
- 1-c h 40mmステンレスニードル (E)
- 8-c h 40mmステンレスニードル (A)
- 1-c h ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクターなし(D))
- 1.2m および 0.21m シリコンチューブ、ID 3mm、OD 6mm
- フィルター (2 個) • ACアダプター



159000

アクセサリ・スペアパーツ

| 製品番号 | 品名 | 標準小売価格 |
|--------|--|----------|
| 155502 | (E) 1-ch ステンレスニードル 40mm | 3,600 円 |
| 155522 | (F) 1-ch ステンレスニードル 150mm | 4,000 円 |
| 155525 | (G) 1-ch ステンレスニードル 280mm | 6,600 円 |
| 155524 | (H) 4-ch ステンレスニードル 40mm | 9,000 円 |
| 155503 | (A) 8-ch ステンレスニードル 40mm | 12,000 円 |
| 159023 | (D) 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクターなし) (5 個入り) | 3,600 円 |
| 159026 | (C) 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクター付) | 6,200 円 |
| 159024 | (B) 8-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクター付) | 13,200 円 |
| 159020 | シリコン・ハンドオペレーター | 5,600 円 |
| 159031 | ガラスボトル、500ml、GL45 キャップ付 | 5,600 円 |
| 159035 | ボトル用キャップ、チューブコネクター付 (2 個入り) | 4,800 円 |
| 156634 | ACアダプター | 7,200 円 |
| 153016 | 未滅菌フィルター (0.45μm) | 1,200 円 |
| 171023 | シリコンチューブ 2.5m、内径 3mm | 7,000 円 |
| 155066 | リチウムイオンバッテリー | 8,200 円 |
| 159040 | チューブセット…ハンドオペレーター、シリコンチューブ(1.2 m と 0.22 m)、フィルター(未滅菌、ポアサイズ 0.45μm) | 9,000 円 |



注) (E)・(F)・(G)・(A)・(B)は、VACUBOYにも使用できます。

注) 1-ch および 8-ch ディスポーザブルチップ用アダプターはユニバーサルタイプチップ(200~300μl)が使用できます。

VACUSAFE コンパクトアスピレーター



| 製品番号 | 品名 | 標準小売価格 |
|--------|---|-----------|
| 158310 | コンパクトバキュームシステム バキューセーフ PP製 4L ボトル 液面レベルセンサー付 | 320,000 円 |
| 158320 | コンパクトバキュームシステム バキューセーフ PP製 4L ボトル | 230,000 円 |
| 158300 | コンパクトバキュームシステム バキューセーフ ガラス製 2L ボトル 液面レベルセンサー付 | 340,000 円 |

付属品： 付属ボトル(オートクレーブ可能)、ボトルハンドル、メンブレンフィルター(0.45μm)、ACアダプター、バキューボイ・セット(155510)

アクセサリ・スペアパーツ

| 製品番号 | 品名 | 標準小売価格 |
|--------|--|-----------|
| 158015 | メンブレンフィルター 0.45μm 非滅菌 | 5,000 円 |
| 158020 | メンブレンフィルター 0.2μm 非滅菌 | 5,000 円 |
| 158483 | ガラス製 2L ボトル | 48,000 円 |
| 158401 | PP製 4L ボトル用リッド 液面レベルセンサー・チューブコネクター付 | 90,000 円 |
| 158372 | PP製 4L ボトル用リッド チューブコネクター付 | 15,800 円 |
| 158484 | ガラス製 2L ボトル用リッド 液面レベルセンサー・チューブコネクター付 | 83,000 円 |
| 158431 | PP製 4L ボトル 及び 液面レベルセンサー・チューブコネクター付リッド | 98,000 円 |
| 158432 | PP製 4L ボトル 及び チューブコネクター付リッド | 32,800 円 |
| 158485 | ガラス製 2L ボトル 及び 液面レベルセンサー・チューブコネクター付リッド | 126,000 円 |
| 158370 | PP製 4L ボトル | 19,600 円 |
| 158342 | チューブセット フィルター付 | 9,400 円 |



158310

158320




158401

158485

VACUBOY アスピレーター用ハンドオペレーター




| 製品番号 | 品名 | 標準小売価格 |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 155500 | バキューボイ・ハンドオペレーター 9点セット | 48,000 円 |
| | <内訳> | |
| | (H) ハンドオペレーター | |
| | (L) スタンド | |
| | (K) パスツールピペット用アダプター | |
| | (B) 1-ch 40mm ステンレスニードル | |
| | (E) 8-ch 40mm ステンレスニードル | |
| | (A) 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクターなし) | |
| | (I) 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクター付き) | |
| | (G) 8-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクター付き) | |
| 180cm シリコンチューブ、ID 4.0mm、OD 8.0mm | | |
| 155510 | バキューボイ・ハンドオペレーター 4点セット | 29,000 円 |
| | <内訳> | |
| | (H) ハンドオペレーター | |
| | (K) パスツールピペット用アダプター | |
| | (I) 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクター付き) | |



アクセサリ

| 製品番号 | 品名 | 標準小売価格 |
|--------|---------------------------------------|----------|
| 155504 | (A) 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクター無し) | 3,000 円 |
| 155526 | (I) 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクター付き) | 4,600 円 |
| 155520 | (G) 8-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクター付き) | 15,400 円 |
| 155502 | (B) 1-ch 40mm ステンレスニードル | 3,600 円 |
| 155522 | (C) 1-ch 150mm ステンレスニードル | 4,000 円 |
| 155525 | (D) 1-ch 280mm ステンレスニードル | 6,600 円 |
| 155524 | (F) 4-ch 40mm ステンレスニードル (ニードル間隔 21mm) | 9,000 円 |
| 155503 | (E) 8-ch 40mm ステンレスニードル (ニードル間隔 9mm) | 12,000 円 |
| 155505 | (K) パスツールピペット用アダプター | 2,600 円 |
| 155501 | (L) スタンド | 14,400 円 |
| 155515 | (H) ハンドオペレーター単体 (パスツールピペット用アダプター付) | 22,400 円 |

※ ディスポーザブルチップ用アダプターには、ユニバーサルタイプチップ(200~300μl)が使用できます。



別売りニードルアダプター

DOSE IT ドーシット ペリスタルティックポンプ連続分注システム



| 製品番号 | 品名 | 標準小売価格 |
|--------|-------------------------------|-----------|
| 171000 | ペリスタルティックポンプ連続分注システム ドーシットセット | 580,000 円 |

付属品：

- シリコンチューブ(内径 4mm、長さ 2.5m)
- 吸引/分注ノズル(先端 V カット、長さ 10cm 2 本)
- 吸引/分注ノズル(先端 V カット、長さ 35cm 1 本)
- ノズルカラー
- ピペットコネクター
- AC アダプター



171091

アクセサリ・スペアパーツ

| 製品番号 | 品名 | 標準小売価格 |
|--------|-----------------------------------|-----------|
| 143200 | フットスイッチ | 22,000 円 |
| 171081 | ベンチトップスイッチ | 27,000 円 |
| 171090 | ポンプヘッド (追加用) | 130,000 円 |
| 171091 | レトルトロッド(直径 10 mm) アーム付 | 55,800 円 |
| 171088 | ダブルポンプヘッド用チューブセット | 26,000 円 |
| 171021 | シリコンチューブ 2.5m、内径 1mm | 6,400 円 |
| 171022 | シリコンチューブ 2.5m、内径 2mm | 6,400 円 |
| 171023 | シリコンチューブ 2.5m、内径 3mm | 7,000 円 |
| 171024 | シリコンチューブ 2.5m、内径 4mm | 8,000 円 |
| 171026 | シリコンチューブ 2.5m、内径 6mm | 8,000 円 |
| 171028 | シリコンチューブ 2.5m、内径 8mm | 9,000 円 |
| 171077 | ピペットコネクター 内径 2~6mm シリコンチューブ用 5 個入 | 11,400 円 |
| 171031 | シリコンチューブ 25m、内径 1mm | 44,800 円 |
| 171032 | シリコンチューブ 25m、内径 2mm | 44,800 円 |
| 171033 | シリコンチューブ 25m、内径 3mm | 49,000 円 |
| 171034 | シリコンチューブ 25m、内径 4mm | 56,000 円 |
| 171036 | シリコンチューブ 25m、内径 6mm | 56,000 円 |
| 171038 | シリコンチューブ 25m、内径 8mm | 55,300 円 |
| 171051 | 吸引/分注ノズル 長さ 10cm、内径 1mm | 6,200 円 |
| 171052 | 吸引/分注ノズル 長さ 10cm、内径 2mm | 6,400 円 |
| 171053 | 吸引/分注ノズル 長さ 10cm、内径 3mm | 6,400 円 |
| 171054 | 吸引/分注ノズル 長さ 10cm、内径 4mm | 6,400 円 |
| 171056 | 吸引/分注ノズル 長さ 10cm、内径 6mm | 6,400 円 |
| 171058 | 吸引/分注ノズル 長さ 10cm、内径 8mm | 6,200 円 |
| 171064 | 吸引ノズル 長さ 35cm、内径 4mm | 9,600 円 |
| 171066 | 吸引ノズル 長さ 35cm、内径 6mm | 9,600 円 |
| 171068 | 吸引ノズル 長さ 35cm、内径 8mm | 9,600 円 |
| 171071 | ノズルカラー、内径 1~3mm ノズル用 | 8,000 円 |
| 171074 | ノズルカラー、内径 4~6mm ノズル用 | 6,400 円 |



171000


171090



171081



143200



171088

VIAPURE

お客様へのコミットメント:

INTEGRA 消耗品は、品質と優れた性能を確保するため、精密かつ一貫した製造技術を用いてバージン素材から生産されています。また、インテグラは可能な限り、消耗品の包装におけるリサイクル素材およびバイオベースのプラスチックの使用を推進することにコミットしています。

INTEGRA 製消耗品である GRIPTIPS®および 試薬リザーバーは、厳密に管理された条件下で 100%バージンポリプロピレン/ポリスチレンから製造されており、RNase、DNase、パイロジェン、PCR 阻害剤、エンドキシンを含まないことが保証されています。

当社の製品ロットは、使用された原材料や生産日にまで追跡可能です。

製造プロセスでは、製造および組立のすべての段階で一貫したプロセス検査を行っています。すべての消耗品は純度と清潔さを確保するために管理された環境で生産されます。これらの条件下で生産される INTEGRA 消耗品は汚染物質がなく、ロットごとに一貫しています。



The following applies:

Sterility: Consumables labeled as **sterile** have been packaged under controlled conditions and have additionally been gamma irradiated within the minimum and maximum dosage range specified for GRIPTIPS and CLEAR ADVANTAGE reservoirs:

Maximum specified dose (kGy) 22.5

Minimum specified dose (kGy) 12.5

Sterile products are considered sterile until opened.

Pyrogen testing: VIAPURE labeled products are tested for endotoxins. Technicians certified to USP/FDA guidelines for medical devices perform the Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) test according to the USP compendial guidelines <85>. The endotoxin acceptance level is < 0.06 EU/ml.

Human DNA and PCR inhibition: Approved lots are free of detectable genomic DNA and are free of PCR inhibiting contaminants.

TSE/BSE statement: The resins used in the manufacturing of these products are free of animal-origin ingredients and therefore deemed to be free of TSE/BSE- causing agents.

Ribonuclease (RNase): VIAPURE lots are tested for RNase and are free of any detectable degradation of RNA.

Deoxyribonuclease (DNase): VIAPURE lots are tested for DNase and are free of any detectable degradation of DNA.

アフターサービスのご案内

インテグラ・バイオサイエンス株式会社では販売する機器を常に良好なコンディションでご使用いただくことができるよう、また万一のトラブルが発生した際の早急な回復のため、各種のアフターサービスを行っております。保守サービスの加入や修理、キャリブレーション等のご相談は、弊社製品取り扱い代理店・販売店までお問い合わせください。

AFTER-SALES SERVICE



対象機種： VIAFLO96/384, MINI96, ASSISTPLUS, ASSIST, WELLJET

プラチナム、ベーシック、ベーシック LIGHT の 3 種類があり、それぞれの概要は以下になります

プラチナムプログラム (年間保守)

- 1 年間のサービスプログラムにご加入いただけます(任意継続可能)
- 加入期間中に発生した故障は、部品代、技術料、出張費用を無償にて対応します
- 必要に応じ、ベースユニット、ピペットヘッド、電動ピペット、D-ONE 分注モジュールの代替機を無償で貸与します
- ご加入時にベースユニットの点検を行い、必要により修理を実施させていただきます

※VIAFLO96/384, MINI96 の場合、ピペットヘッドの点検とキャリブレーション、必要に応じてリファービッシュ(オーバーホール)を実施します

※ASSIST PLUS の場合、電動ピペット並びに D-ONE 分注モジュールを合計最大 4 本までキャリブレーション(及び必要に応じて修理)を実施します。VIAFLO/VOYAGER 電動ピペットは、業務提携先の株式会社日本校正センターにて実施、校正グレードは「簡易検査」です。別途料金で 5 本目以降の追加が可能です

※ASSIST にはプラチナムプログラムはございません

※加入時及び更新時に行う点検の際に発生する、交通費・宿泊費は別途有償となります

※プログラム加入初回の点検で修理が発生した場合、その部品代は別途有償となります

※製造から 10 年以上経過した機器ではご加入いただけません

ベーシックプログラム (スポット点検)

プラチナムプログラム非加入の機器を対象にした、点検・修理プログラムもご用意しています

- ご発注ベースでベースユニットの点検を行い、必要により修理を実施
部品代及び修理作業料は別途有償です
- 点検後 90 日以内に発生した故障について、作業費無償にて修理対応
部品代、出張費、宿泊費は別途有償です

※VIAFLO96/384, MINI96 の場合、ピペットヘッドの点検とキャリブレーションを実施します。リファービッシュが必要と判断された場合は、別途有償となります

※ASSIST PLUS の場合、電動ピペット並びに D-ONE 分注モジュールを合計最大 4 本までキャリブレーションを実施します。修理が必要と判断された場合は別途有償となります。5 本目以降の追加はできません

※ASSIST の場合、電動ピペットのキャリブレーションは含まれません

ベーシック LIGHT プログラム (簡易スポット点検)

- ベーシックプログラムの簡易版です
- VIAFLO96/384, MINI96, WELJET でのみ選択可能です。ピペットヘッドのキャリブレーションや吐出精度検査は含まれておりません。

ASSIST PLUS 保守サービス 価格

| 製品番号 | サービス | 標準価格 | 備考 |
|--------|---|-----------------------|--|
| 990072 | 保守サービス プラチナムプログラム (電動ピペット/D-ONE 分注モジュール合計最大 4 本まで含む) | 568,000 円 | ベースユニットはオンサイト点検、VIAFLO/VOYAGER ピペットは業務提携先サービスセンター(JCC)にて実施。年 1 回点検時のみ出張費・宿泊費別途。 |
| 990073 | 電動ピペット追加 (5 本目以降 1 本当り) | 50,000 円 | 提携先サービスセンターにて実施 |
| 990071 | 保守サービス ベーシックプログラム (電動ピペット/D-ONE 分注モジュール合計最大 4 本まで含む) | 404,000 円 | ベースユニット、D-ONE 分注モジュールはオンサイト点検、VIAFLO/VOYAGER ピペットは業務提携先サービスセンター(JCC)にて実施。 部品代及び修理作業料別途。出張費・宿泊費別途。 |
| 991507 | D-ONE 分注モジュール キャリブレーション | 72,000 円 | |
| 991506 | D-ONE 分注モジュール 修理及びキャリブレーション | 120,000 円 | |
| 999169 | IQ・OQ 作業 OQ 作業のみ | 100,000 円 80,000 円 | 出張費・宿泊費別途 |

※電動ピペットのキャリブレーションは、サービス締結後 3 か月以内の実施をお願い致します。

ASSIST 保守サービス 価格

| 製品番号 | サービス | 標準価格 | 備考 |
|--------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 990070 | 保守サービス ベーシックプログラム | 74,000 円 | ベースユニットのみ 部品代及び修理作業料別途。出張費・宿泊費別途。 |
| 999168 | IQ・OQ 作業 OQ 作業のみ | 75,000 円 60,000 円 | 出張費・宿泊費別途 |

VIAFLO96/384 MINI96 保守サービス 価格

| 製品番号 | サービス | 標準価格 | 備考 |
|--------|--|-----------------------|---|
| 990063 | 保守サービス プラチナムプログラム VIAFLO96/384 ベースユニット (24 または 96 ヘッド 1 個含む) | 634,000 円 | 電子天秤、プレートリーダーを持ち込みでのオンサイト点検 年 1 回点検時のみ出張費・宿泊費別途 |
| 990064 | VIAFLO384 ベースユニット (384 ヘッド 1 個含む) | 702,000 円 | |
| 990067 | 24 または 96ch ピベットヘッド追加 (2 個目以降 1 個当たり) | 77,000 円 | |
| 990068 | 384ch ピベットヘッド追加 (2 個目以降 1 個当たり) | 145,000 円 | |
| 999173 | MINI 96 (ベース・ピベット一体) | 370,000 円 | |
| 990061 | 保守サービス ベーシックプログラム VIAFLO96/384 ベースユニット (24 または 96 ヘッド 1 個含む) | 420,000 円 | 電子天秤、プレートリーダーを持ち込みでのオンサイト点検 部品代及び修理作業料別途 出張費・宿泊費別途 |
| 990062 | VIAFLO384 ベースユニット (384 ヘッド 1 個含む) | 445,000 円 | |
| 990065 | 24 または 96ch ピベットヘッド追加 (2 個目以降 1 個当たり) | 51,000 円 | |
| 990066 | 384ch ピベットヘッド追加 (2 個目以降 1 個当たり) | 92,000 円 | |
| 999172 | MINI 96 (ベース・ピベット一体) | 246,000 円 | |
| 999330 | 保守サービス ベーシック LIGHT プログラム VIAFLO96/384 ベースユニット (ヘッド 1 個含む) | 281,000 円 | ベースユニットの点検、ピベットヘッドのリークチェック等を オンサイトにて行います (*キャリブレーションは行いません) 部品代及び修理作業料別途 出張費・宿泊費別途 |
| 999331 | ピベットヘッド追加 (2 個目以降 1 個当たり) *リークチェックのみ | 24,000 円 | |
| 999332 | MINI96 ピベットユニット | 161,000 円 | |
| 990096 | ピベットヘッド キャリブレーション 24 または 96ch ピベットヘッド | 120,000 円 | 弊社サービスセンターにて実施 出張作業の場合は出張費・宿泊費別途 |
| 990384 | 384ch ピベットヘッド | 210,000 円 | |
| 999174 | MINI 96 (ベース・ピベット一体) | 120,000 円 | |
| 990097 | ピベットヘッド リファーマッシュ 24 または 96ch ピベットヘッド | 240,000 円 | 弊社サービスセンターにて実施 |
| 990385 | 384ch ピベットヘッド | 780,000 円 | |
| 999175 | MINI 96 (ベース・ピベット一体) | 240,000 円 | |
| 990098 | ピベットヘッド リファーマッシュ 作業前測定付き 24 または 96ch ピベットヘッド | 348,000 円 | 弊社サービスセンターにて実施 |
| 990386 | 384ch ピベットヘッド | 936,000 円 | |
| 999176 | MINI 96 (ベース・ピベット一体) | 348,000 円 | |
| 990091 | ピベットヘッド 代替機貸し出し 96ch ピベットヘッド | 30,000 円 | 出張作業の場合は出張費・宿泊費別途 |
| 990092 | 384ch ピベットヘッド | 43,000 円 | |
| 990093 | ベースユニット 代替機貸し出し VIAFLO96 | 83,000 円 | 出張作業の場合は出張費・宿泊費別途 |
| 990094 | VIAFLO384 | 83,000 円 | |
| 999177 | MINI 96 (ベース・ピベット一体) | 78,000 円 | |
| 999167 | IQ OQ 作業 VIAFLO96/384 OQ 作業のみ | 100,000 円 80,000 円 | 出張費・宿泊費別途 |
| 999179 | IQ OQ 作業 MINI96 OQ 作業のみ | 100,000 円 80,000 円 | |

※プラチナムプログラムにおいて、不具合発生時の技術料、出張費・宿泊費は発生しません。

WELLJET 保守サービス 価格

| 製品番号 | サービス | 標準価格 | 備考 |
|--------|--|------------------------|---|
| 990153 | 保守サービス プラチナムプログラム WELLJET ディスペンサー ベースユニット | 545,000 円 | オンサイト点検 年 1 回点検時のみ 出張費・宿泊費別途 |
| 990152 | WELLJET スタッカー式ディスペンサー ベースユニット | 860,000 円 | |
| 990151 | 保守サービス ベーシックプログラム WELLJET ディスペンサー ベースユニット | 413,000 円 | オンサイト点検 部品代及び修理作業料別途 出張費・宿泊費別途 |
| 990150 | WELLJET スタッカー式ディスペンサー ベースユニット | 679,000 円 | |
| 999333 | 保守サービス ベーシック LIGHT プログラム WELLJET ディスペンサー ベースユニット | 312,000 円 | ベースユニットの点検、動作確認等をオンサイトにて 行います(吐出精度検査は行いません) 部品代及び修理作業料別途 出張費・宿泊費別途 |
| 999334 | WELLJET スタッカー式ディスペンサー ベースユニット | 509,000 円 | |
| 999170 | IQ OQ 作業 WELLJET ディスペンサー OQ 作業のみ | 200,000 円 160,000 円 | 出張費・宿泊費別途 |
| 999171 | IQ OQ 作業 WELLJET スタッカー式ディスペンサー OQ 作業のみ | 340,000 円 272,000 円 | |

※プラチナムプログラムにおいて、不具合発生時の技術料、出張費・宿泊費は発生しません。

オンサイトサービス標準技術料金

弊社の標準技術サービスの料金は「部品代+修理作業料+出張費・宿泊費」で計算いたします。

| 項目 | 条件 | 税別価格 |
|-----------------|-------------------------------|------------|
| 修理作業料 999101 | 1 時間当たり | ¥18,000 |
| | 時間外作業 (18:00-9:00 の間) | 上記料金 x1.25 |
| | 休日作業 (土曜・日曜日および国民の休日) | 上記料金 x1.25 |
| 出張費 999102 | 東京 23 区内 | ¥18,000 |
| | 関東地方 | ¥36,000 |
| | 宮城、福島、山形、新潟、長野、山梨、静岡、富山、石川、愛知 | ¥60,000 |
| | 岩手、秋田、福井、岐阜、三重、近畿地方 | ¥72,000 |
| | 青森、岡山、広島 | ¥96,000 |
| | 鳥取、島根、山口 | ¥108,000 |
| | 北海道、四国、九州 | ¥120,000 |
| | 沖縄本島 | ¥144,000 |
| | 離島と特殊地域 | 都度お見積もり |
| 宿泊費 999108 | 1 人 1 泊当たり | ¥24,000 |

免責事項

全てのサービスにおいて下記の理由により生じたトラブルへの対応は原則として無償サービス対象外とさせていただきます。

- お客様による過失による故障
- 設置施設の設備や環境に起因するもの
- 適合が確認されていない消耗品の使用に起因するもの
- 自然災害に起因するもの
- その他トラブルの状況により相談させていただく場合があります。
- お見積り有効期限は原則 30 日です。有効期限後のサービス価格に改定があった場合は、新価格を適用致します。

ピペット キャリブレーション・修理サービス

弊社では製品の性能・精度を適切に維持するため年一回のキャリブレーションを推奨しております。

弊社の提供するピペットキャリブレーションサービスは業務提携先の株式会社日本校正センター(JCC)において実施し、JCC からユーザー様へ提供するインテグラ・バイオサイエンス社製ピペットのキャリブレーション及び修理サービスは、インテグラ・バイオサイエンス社の基準に準拠した手順及び仕様のもとに実施されます。


また、新品の出荷前校正にも対応しておりますので、弊社営業担当へご相談ください。

対象製品

- ハンドヘルド電動ピペット VIAFLO、VOYAGER シリーズ
- ハンドヘルド手動ピペット EVOLVE シリーズ
- ハイブリッドピペット SWITCH シリーズ
- (他社製のピペットもお受けできます。)

連絡/見積依頼/発注/ピペット送付先

〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生 3-16-8
株式会社日本校正センター
 TEL:044-322-9128
 FAX:044-322-9129
 support@japan-cal-center.com



ピペット校正サービス一覧

| サービス名称 | 測定ポイント数 | チャンネル数 | 作業前測定 | 作業前測定測定ポイント数 | サービス No. | 標準価格 | 添付書類 | トレーサビリティ体系図 | オプション(有償) |
|---|----------------|---------------------------|----------------|--------------|------------|---------|---------------|-------------|---------------------------|
| JCSS 校正 ISO/IEC17025 適合 ISO8655 準拠 | 3ポイント 10回測定 | 1 | JCSS 校正 | 3ポイント | S-1 | 19,000円 | JCSS 校正証明書 | なし | トレーサビリティ証 明書 5,000円 |
| | | | 一般校正 | 3ポイント | S-2 | 15,000円 | | | |
| | | | 簡易検査 | 2ポイント | S-3 | 14,000円 | | | |
| | | | なし | なし | S-4 | 12,000円 | | | |
| | | D-ONE | JCSS 校正 | 3ポイント | M2-1 | 40,000円 | | | |
| | | | 一般校正 | 3ポイント | M2-2 | 32,000円 | | | |
| | | | 簡易検査 | 2ポイント | M2-3 | 30,000円 | | | |
| | | | なし | なし | M2-4 | 26,000円 | | | |
| | | 4 6 8 | JCSS 校正 | 3ポイント | M(4/6/8)-1 | 60,800円 | | | |
| | | | 一般校正 | 3ポイント | M(4/6/8)-2 | 48,000円 | | | |
| | | | 簡易検査 | 2ポイント | M(4/6/8)-3 | 44,800円 | | | |
| | | | なし | なし | M8-4 | 38,400円 | | | |
| | | 12 | JCSS 校正 | 3ポイント | M12-1 | 76,000円 | | | |
| | | | 一般校正 | 3ポイント | M12-2 | 60,000円 | | | |
| | | | 簡易検査 | 2ポイント | M12-3 | 56,000円 | | | |
| | | | なし | なし | M12-4 | 48,000円 | | | |
| | | 16 | JCSS 校正 | 3ポイント | M16-1 | 90,000円 | | | |
| | | | 一般校正 | 3ポイント | M16-2 | 72,000円 | | | |
| | | | 簡易検査 | 2ポイント | M16-3 | 67,000円 | | | |
| | | | なし | なし | M16-4 | 57,000円 | | | |
| 一般校正 ISO8655 適合準拠 | 3ポイント 10回測定 | 1 | 一般校正 | 3ポイント | S-5 | 10,000円 | 一般 校正証明書 | あり | 標準器コピー 2,000円 |
| | | | 簡易検査 | 2ポイント | S-6 | 9,000円 | | | |
| | | | なし | なし | S-7 | 7,000円 | | | |
| | | D-ONE | 一般校正 | 3ポイント | M2-5 | 22,000円 | | | |
| | | | 簡易検査 | 2ポイント | M2-6 | 20,000円 | | | |
| | | | なし | なし | M3-7 | 16,000円 | | | |
| | | 4 6 8 | 一般校正 | 3ポイント | M(4/6/8)-5 | 32,000円 | | | |
| | | | 簡易検査 | 2ポイント | M(4/6/8)-6 | 28,800円 | | | |
| | | | なし | なし | M(4/6/8)-7 | 22,400円 | | | |
| | | 12 | 一般校正 | 3ポイント | M12-5 | 40,000円 | | | |
| | | | 簡易検査 | 2ポイント | M12-6 | 36,000円 | | | |
| | | | なし | なし | M12-7 | 28,000円 | | | |
| | | 16 | 一般校正 | 3ポイント | M16-5 | 48,000円 | | | |
| | | | 簡易検査 | 2ポイント | M16-6 | 43,000円 | | | |
| | | | なし | なし | M16-7 | 33,000円 | | | |
| | | 簡易検査 ISO8655 準拠 | 2ポイント 10回測定 | 1 | なし | なし | | | |
| D-ONE | なし | | | なし | M2-8 | 12,000円 | | | |
| 4 6 8 | なし | | | なし | M(4/6/8)-8 | 16,000円 | | | |
| 12 | なし | | | なし | M12-8 | 20,000円 | | | |
| 16 | なし | | | なし | M16-8 | 24,000円 | | | |

すべてのサービスにおいて、検査データが付属します。

ピペットサービスご希望の際は「ピペットサービス依頼書」をご記入の上、機材と同梱し、業務提携先の**日本校正センター(JCC)**へ送付頂きますようお願い申し上げます。

また、上記以外の条件をご希望のお客様は別途見積りを致しますので、弊社サービスセンター(support-jp@integra-biosciences.com Tel:03-5962-4936)へお問い合わせください。

品質保証期間

- マニュアルピペット (EVOLVE) 2 年
- 電動ピペット/ロボット (SWITCH, VOYAGER, VIAFLO96/384, MINI96, ASSIST, ASSIST PLUS, D-ONE) 1 年
- デispenser (WELLJET) 1 年
- ピペットコントローラー (PIPETBOY acu2, pro, GENIUS) 1 年
- アスピレーター (VACUSIP, VACUSAFE) 1 年
- 連続分注システム (DOSE IT) 1 年

免責事項

全てのサービスにおいて下記の理由により生じたトラブルへの対応は原則として無償サービス対象外とさせていただきます。

- お客様による過失による故障
- 設置施設の設備や環境に起因するもの
- 適合が確認されていない消耗品の使用に起因するもの
- 自然災害に起因するもの

その他トラブルの状況により相談させていただく場合があります。

お見積りの有効期限は原則 30 日です。有効期限後のサービス価格に改定があった場合は、新価格を適用致します。



輸入販売元：

インテグラ・バイオサイエンス株式会社

〒101-0031

東京都千代田区東神田 1-5-6 東神田 MK5 ビル 3F

TEL: 03-5962-4936

お問い合わせ: info-jp@integra-biosciences.com

ホームページ: www.integra-biosciences.com/ja

販売店：