

Dimensions et poids	MEDIACLAVE 10	MEDIACLAVE 30
Appareil de base (H x l x P)	480 mm x 550 mm x 640 mm	1040 mm x 550 mm x 640 mm
Hauteur libre pour la cuvette	350 mm	600 mm
Profondeur libre pour raccords d'eau	70 mm	70 mm
Poids	57 kg	85 kg
<b>Capacité</b>		
Cuvette en acier inoxydable (Ø, H, M)	1 – 10 Liter, 254 mm, 237 mm, 2,2 kg	3 – 30 Liter, 254 mm, 671 mm, 5,4 kg
Cuvette autoclave (Ø, H)	254 mm, 203 mm	-
<b>Gamme de température</b>		
Stérilisation	30 °C – 122 °C	30 °C – 122 °C
Distribution	20 °C – 80 °C	20 °C – 80 °C
Bain-Marie	30 °C – 80 °C	30 °C – 80 °C
Déviat. max. de température	+1.0 °C / -0.2 °C	+1.0 °C / -0.2 °C
<b>Durée (valeurs typiques)</b>		
Chauffage (25 °C – 121 °C)	37 min	38 min
Stérilisation (range 0 – 99 min)	15 – 20 min	15 – 20 min
Refroidissement (121 °C – 50 °C)	13 min	22 min
Durée totale du programme (temps des stérilisation 15 min)	65 min	75 min
<b>Propriétés</b>		
Vitesse d'agitation, sélectionnable	50 – 200 rpm, inversion de rotation	50 – 200 rpm, inversion de rotation
Capacité de chauffage	3 kW	9 kW
Écran graphique LCD	240 x 128 pixels	240 x 128 pixels
<b>Périphériques</b>		
Interfaces	2x RS232, ethernet, pédale, contact AUX, vanne à pincement ext. port USB	2x RS232, ethernet, pédale, contact AUX, vanne à pincement ext. port USB
Raccords de l'eau de refroidissement	¾"	¾"
Etendue de pression de l'eau de refroidissement	1 – 5 bar	1 – 5 bar
<b>Spécifications électriques</b>		
Tous les instruments MEDIACLAVE 10	200 – 240 V, 50/60 Hz, 16 A, 3750 W	-
MEDIACLAVE 30, US/JP (Réf. 136050)	-	200 – 208 V 3~/PE, 50/60 Hz, 30 A, 9300 W
MEDIACLAVE 30, EU (Réf. 136055)	-	400 V 3~/N/PE, 50/60 Hz, 16 A, 9300 W