

Art.-Nr.	Volumen-Bereich (µl)	Volumen-schritt (µl)	Test-Volumen (µl)	Genauig-keit (±%)	Präzision (≤%)
4801	0.5 – 12.5	0.01	1.25	8.00	3.00
			6.25	2.00	1.50
			12.5	1.50	1.00
4802	5 – 125	0.1	12.5	3.00	1.70
			62.5	2.00	1.50
			125	1.50	1.00
4803	10 – 300	0.5	30	2.50	1.50
			150	1.50	1.00
			300	1.20	0.80
4804	50 – 1250	1	125	2.50	1.50
			625	2.00	1.00
			1250	1.80	0.80

1. Die Spezifikationen bilden die Eigenschaften aller Pipettierkanäle ab.
2. Spezifikationen gelten nur für Einzelpipettierungen im Modus "Pipettieren".
3. Präzision = Variationskoeffizient

Gerätespezifikationen	MINI 96
Abmessungen (B x T x H)	16 cm x 26 cm x 40 cm – 4801, 4802 16 cm x 26 cm x 44 cm – 4803, 4804
Gewicht	8.8 kg – 4801, 4802 9.4 kg – 4803, 4804
Anschlussleistung	100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Umgebungsanforderungen	5 °C – 40 °C, <80 % Feuchtigkeit, nicht kondensierend
Pipettierkanäle	96
Pipettiertechnologie	Luftverdrängung
Kompatible Plattenformate	96- und 384-Well, Flach- und Tiefwell