

Réf. Art.	Gamme de volume (µl)	Incément de volume (µl)	Volume test (µl)	Exactitude (±%)	Précision (≤%)
4801	0.5 – 12.5	0.01	1.25	8.00	3.00
			6.25	2.00	1.50
			12.5	1.50	1.00
4802	5 – 125	0.1	12.5	3.00	1.70
			62.5	2.00	1.50
			125	1.50	1.00
4803	10 – 300	0.5	30	2.50	1.50
			150	1.50	1.00
			300	1.20	0.80
4804	50 – 1250	1	125	2.50	1.50
			625	2.00	1.00
			1250	1.80	0.80

1. Les spécifications correspondent à la performance de tous les canaux.
2. Les spécifications s'appliquent uniquement à des transferts uniques en mode Pipetage
3. Précision = Coefficient de Variation

Données techniques	MINI 96
Dimensions (L x P x H)	16 cm x 26 cm x 40 cm – 4801, 4802 16 cm x 26 cm x 44 cm – 4803, 4804
Poids	8.8 kg – 4801, 4802 9.4 kg – 4803, 4804
Spécifications électriques	100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Conditions d'utilisation	5 °C – 40 °C, humidité <80 %, sans condensation
Canaux de pipetage	96
Technologie de pipetage	Déplacement d'air
Format de plaques compatibles	Microplaques 24, 96 et 384 puits, à profil bas ou puits profonds