

SureFlo™ Reagenz-Reservoirre

INTEGRA

Die GERINGSTMÖGLICHE Reagenzienverschwendung!




Was ist SureFlo™?

Unser einzigartiges SureFlo™-Anti-Abdichtungsrelief befindet sich auf dem Boden eines jeden Reservoirs. Kombiniert mit einer inerten, hydrophilen Oberflächenbehandlung, verhindert es Flüssigkeitsansammlungen und verteilt die Reagenzien gleichmäßig auf dem Boden des Reservoirs, so dass die Pipettenspitzen abdichtend auf dem Boden haften können, ohne gleichzeitig den Flüssigkeitsfluss einzuschränken oder zu versiegeln. Diese Innovation verringert das Totvolumen, wodurch Sie Geld für Reagenzien sparen.

Vermeiden Sie Kontamination: Fügen Sie nur benötigte Reagenzien hinzu, um zu vermeiden, dass Sie Reagenzien zurück in den Originalbehälter gießen müssen



Leicht lesbare, aufgedruckte Volumenmarkierungen



Kontamination vorbeugen

Einwegeinsätze können auch als Deckel verwendet werden



Reduzieren Sie Kunststoffabfall



Wiederverwendbare Trägergefäße



Einwegeinsätze

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	1 Einheit	2-4 Einheiten	5+ Einheiten
4371	10-ml-Reservoir, steril, SureFlo™, 30 Reservoirre einzeln verpackt, Polystyrol	70 CHF	63 CHF	59.50 CHF
4372	10-ml-Reservoir, steril, SureFlo™, vier Packungen mit jeweils 50 Reservoiren, Polystyrol	145 CHF	130.50 CHF	123.25 CHF
4381	25-ml-Reservoir, steril, SureFlo™, 30 Reservoirre einzeln verpackt, Polystyrol	70 CHF	63 CHF	59.50 CHF
4382	25-ml-Reservoir, steril, SureFlo™, vier Packungen mit jeweils 50 Reservoiren, Polystyrol	145 CHF	130.50 CHF	123.25 CHF
4351	25-ml unterteiltes Reservoir, steril, SureFlo™, 30 Reservoirre einzeln verpackt, Polystyrol	105 CHF	94.50 CHF	89.25 CHF
4352	25-ml unterteiltes Reservoir, steril, SureFlo™, Großpackung mit 200 Stk, Polystyrol	218 CHF	196.20 CHF	185.30 CHF
4356	25-ml unterteiltes Reservoir, steril, SureFlo™, 30 Reservoirre einzeln verpackt, Polypropylen	135 CHF	121.50 CHF	114.75 CHF
4357	25-ml unterteiltes Reservoir, steril, SureFlo™, Großpackung 200 Stk, Polypropylen	280 CHF	252 CHF	238 CHF
4361	12-Well-Reservoir, steril, SureFlo™, 30 Reservoirre einzeln verpackt, 3 ml pro Well, Polystyrol	105 CHF	94.50 CHF	89.25 CHF
4366	12-Well-Reservoir, steril, SureFlo™, 30 Reservoirre einzeln verpackt, 3 ml pro Well, Polypropylen	135 CHF	121.50 CHF	114.75 CHF
4391	100-ml-Reservoir, steril, SureFlo™, 30 Reservoirre einzeln verpackt, Polystyrol	67 CHF	60.30 CHF	56.95 CHF
4392	100-ml-Reservoir, steril, SureFlo™, vier Packungen mit jeweils 50 Reservoiren, Polystyrol	155 CHF	139.50 CHF	131.75 CHF
4306	10-ml-Reservoir-Trägergefäß, 10er-Pack	32 CHF	28.80 CHF	27.20 CHF
4304	25-ml-Reservoir-Trägergefäß, 10er-Pack	32 CHF	28.80 CHF	27.20 CHF
4305	100-ml-Reservoir- Trägergefäß, 10er-Pack	32 CHF	28.80 CHF	27.20 CHF

SureFlo™ Reagenz-Reservoirs


Jetzt in kostengünstigen, platzsparenden, sterilen Hüllen



- Sie haben nachgefragt und wir antworten! Nicht jeder benötigt die große Anzahl an Einsätzen, die mit INTEGRAs Großpackung an Reagenz-Reservoiren geliefert wird. Das Bestellen von Großpackungen kann teuer sein und wertvollen Platz im Labor wegnehmen.
- INTEGRA bietet daher ab sofort einzelne Packungen mit nur 50 Reagenz-Reservoiren an. Jetzt kann es sich jedes Labor leisten, dieses Produkt einsatzbereit auf dem Labortisch zu haben!

Nur für eine begrenzte Zeit erhalten Sie beim Kauf einer der unten aufgeführten platzsparenden Hüllen ein kostenloses Reservoir-Trägergefäß!

Die drei unterschiedlichen Versionen unserer Trägergefäße:



10 ml



25 ml, 25 ml-unterteilt und 12-Well



100 ml

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	1 Einheit	2-4 Einheiten	5+ Einheiten
4353	25-ml unterteiltes Reservoir, steril, SureFlo™, eine Packung mit 50 Stück, Polystyrol	71 CHF	63.90 CHF	60.35 CHF
4358	25-ml unterteiltes Reservoir, steril, SureFlo™, eine Packung mit 50 Stück, Polypropylen	91 CHF	81.90 CHF	77.35 CHF
4373	10-ml-Reservoir, steril, SureFlo™, eine Packung mit 50 Stück, Polystyrol	47 CHF	42.30 CHF	39.95 CHF
4383	25-ml-Reservoir, steril, SureFlo™, eine Packung mit 50 Stück, Polystyrol	47 CHF	42.30 CHF	39.95 CHF
4393	100-ml-Reservoir, steril, SureFlo™, eine Packung mit 50 Stück, Polystyrol	50 CHF	45 CHF	42.50 CHF



Um von diesem Angebot zu profitieren, kontaktieren Sie bitte INTEGRA Biosciences per E-Mail oder Telefon und nennen Sie diesen Aktionscode an: **SureFloSleeve2021**. Alternativ schreiben Sie den Aktionscode deutlich auf alle Bestellungen per Fax. Dieses Angebot ist bis zum **31. Mai 2021 gültig**.

INTEGRA Biosciences AG
7205 Zizers, Switzerland

T +41 81 286 95 55
F +41 81 286 95 07
info-ch@integra-biosciences.com

www.integra-biosciences.com

INTEGRA

Angebot nur in der Schweiz gültig.