

Réservoirs à réactifs SureFlo™

Le PLUS FAIBLE volume mort de réactifs du marché!




Qu'est-ce que SureFlo™ ?

Notre surface anti-ventouse SureFlo™ unique est moulée au fond de chaque réservoir. Ce traitement, combiné à un traitement de surface hydrophile inerte, permet d'éviter la formation de gouttes, répartit les réactifs de manière uniforme au fond du réservoir, ce qui permet à la pointe de la pipette de toucher le fond sans y adhérer, ni gêner le flux de liquide. Cette innovation réduit les volumes morts et permet d'économiser en réactifs coûteux.

Évitez la contamination : il suffit d'ajouter le volume de réactif requis pour éviter de devoir verser le réactif restant dans son contenant original



Graduations de volume faciles à lire



Réduisez les déchets plastiques




Bases réutilisables



Inserts jetables

Empêchez la contamination



Doubles inserts comme couvercle

Réf.	Descriptif produit	1 Unité	2-4 Unités	5+ Unités
4371	Réservoir 10ml, stérile, SureFlo™, 30 pcs emballées individuellement, polystyrène	70 CHF	63 CHF	59.50 CHF
4372	Réservoir 10ml, stérile, SureFlo™, quatre étuis de 50 par boîte, polystyrène	145 CHF	130.50 CHF	123.25 CHF
4381	Réservoir 25ml, stérile, SureFlo™, 30 pcs emballées individuellement, polystyrène	70 CHF	63 CHF	59.50 CHF
4382	Réservoir 25ml, stérile, SureFlo™, quatre étuis de 50 par boîte, polystyrène	145 CHF	130.50 CHF	123.25 CHF
4351	Réservoir divisé 25ml, stérile, SureFlo™, 30 pcs emballées individuellement, polystyrène	105 CHF	94.50 CHF	89.25 CHF
4352	Réservoir divisé 25ml, stérile, SureFlo™, pack de 200 en vrac, polystyrène	218 CHF	196.20 CHF	185.30 CHF
4356	Réservoir divisé 25ml, stérile, SureFlo™, 30 pcs emballées individuellement, polypropylène	135 CHF	121.50 CHF	114.75 CHF
4357	Réservoir divisé 25ml, stérile, SureFlo™, pack de 200 en vrac, polypropylène	280 CHF	252 CHF	238 CHF
4361	Réservoir 12 puits, stérile, SureFlo™, 30 pcs emballées individuellement, 3 ml par puits, polystyrène	105 CHF	94.50 CHF	89.25 CHF
4366	Réservoir 12 puits, stérile, SureFlo™, 30 pcs emballées individuellement, 3 ml par puits, polypropylène	135 CHF	121.50 CHF	114.75 CHF
4391	Réservoir 100ml, stérile, SureFlo™, 30 pcs emballées individuellement, polystyrène	67 CHF	60.30 CHF	56.95 CHF
4392	Réservoir 100ml, stérile, SureFlo™, quatre étuis de 50 par boîte, polystyrène	155 CHF	139.50 CHF	131.75 CHF
4306	Base de réservoir 10ml, Pack de 10	32 CHF	28.80 CHF	27.20 CHF
4304	Base de réservoir 25ml, Pack de 10	32 CHF	28.80 CHF	27.20 CHF
4305	Base de réservoir 100ml, Pack de 10	32 CHF	28.80 CHF	27.20 CHF

Réservoirs à réactifs SureFlo™


Maintenant à prix réduit, en étuis stériles peu encombrants



- Vous avez demandé, nous répondons ! Tout le monde n'a pas besoin des grandes quantités d'inserts fournis dans les packs de réservoirs à réactifs en vrac d'INTEGRA. Commander en vrac peut s'avérer coûteux et trop encombrant dans l'espace limité d'un laboratoire.
- INTEGRA propose maintenant des étuis individuels de seulement 50 réservoirs à réactifs – avec pour résultat, un produit que tous les laboratoires peuvent se permettre d'avoir sur la paillasse, prêt à l'emploi !

Pendant un temps limité, nous vous offrons, pour toute commande d'étuis à faible encombrement parmi la liste ci-dessous, une base de réservoir gratuite !

Les bases sont disponibles en trois versions :



10 ml



25 ml, avec séparateur 25 ml et 12 puits



100 ml

Réf.	Descriptif produit	1 Unité	2-4 Unités	5+ Unités
4353	Réservoir avec séparateur 25 ml, stérile, SureFlo™, 1 étui de 50, polystyrène	71 CHF	63.90 CHF	60.35 CHF
4358	Réservoir avec séparateur 25 ml, stérile, SureFlo™, 1 étui de 50, polypropylène	91 CHF	81.90 CHF	77.35 CHF
4373	Réservoir 10 ml, stérile, SureFlo™, 1 étui de 50, polystyrène	47 CHF	42.30 CHF	39.95 CHF
4383	Réservoir 25 ml, stérile, SureFlo™, 1 étui de 50, polystyrène	47 CHF	42.30 CHF	39.95 CHF
4393	Réservoir 100 ml, stérile, SureFlo™, 1 étui de 50, polystyrène	50 CHF	45 CHF	42.50 CHF



Pour bénéficier de cette offre, veuillez contacter INTEGRA Biosciences par e-mail et indiquez le code promotionnel : **SureFloSleeve2021** sur votre commande. Cette offre est valable jusqu'au **31 mai 2021**.

INTEGRA Biosciences AG
7205 Zizers, Switzerland

T +41 81 286 95 55
F +41 81 286 95 07
info-ch@integra-biosciences.com

www.integra-biosciences.com

INTEGRA

Offre uniquement valable en Suisse.