

SureFlo™ Reagenz-Reservoire

INTEGRA

Die GERINGSTMÖGLICHE
Reagenzienverschwendung!




Was ist SureFlo™?

Unser einzigartiges SureFlo™-Anti-Abdichtungsrelief befindet sich auf dem Boden eines jeden Reservoirs. Kombiniert mit einer inerten, hydrophilen Oberflächenbehandlung, verhindert es Flüssigkeitsansammlungen und verteilt die Reagenzien gleichmäßig auf dem Boden des Reservoirs, so dass die Pipettenspitzen abdichtend auf dem Boden haften können, ohne gleichzeitig den Flüssigkeitsfluss einzuschränken oder zu versiegeln. Diese Innovation verringert das Totvolumen, wodurch Sie Geld für Reagenzien sparen.

Vermeiden Sie Kontamination: Fügen Sie nur benötigte Reagenzien hinzu, um zu vermeiden, dass Sie Reagenzien zurück in den Originalbehälter gießen müssen



Leicht lesbare, aufgedruckte Volumenmarkierungen



Reduzieren Sie Kunststoffabfall



Wiederverwendbare Trägergefäße



Einwegeinsätze

Kontamination vorbeugen



Einwegeinsätze können auch als Deckel verwendet werden

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	1 Einheit	2-4 Einheiten	5+ Einheiten
4371	10-ml-Reservoir, steril, SureFlo™, 30 Reservoirs einzeln verpackt, Polystyrol	56 €	50.40 €	47.60 €
4372	10-ml-Reservoir, steril, SureFlo™, vier Packungen mit jeweils 50 Reservoirs, Polystyrol	117 €	105.30 €	99.45 €
4381	25-ml-Reservoir, steril, SureFlo™, 30 Reservoirs einzeln verpackt, Polystyrol	60 €	54 €	51 €
4382	25-ml-Reservoir, steril, SureFlo™, vier Packungen mit jeweils 50 Reservoirs, Polystyrol	123 €	110.70 €	104.55 €
4351	25-ml unterteiltes Reservoir, steril, SureFlo™, 30 Reservoirs einzeln verpackt, Polystyrol	91 €	81.90 €	77.35 €
4352	25-ml unterteiltes Reservoir, steril, SureFlo™, Großpackung mit 200 Stk, Polystyrol	190 €	171 €	161.50 €
4356	25-ml unterteiltes Reservoir, steril, SureFlo™, 30 Reservoirs einzeln verpackt, Polypropylen	118 €	106.20 €	100.30 €
4357	25-ml unterteiltes Reservoir, steril, SureFlo™, Großpackung 200 Stk, Polypropylen	244 €	219.60 €	207.40 €
4361	12-Well-Reservoir, steril, SureFlo™, 30 Reservoirs einzeln verpackt, 3 ml pro Well, Polystyrol	91 €	81.90 €	77.35 €
4366	12-Well-Reservoir, steril, SureFlo™, 30 Reservoirs einzeln verpackt, 3 ml pro Well, Polypropylen	118 €	106.20 €	100.30 €
4391	100-ml-Reservoir, steril, SureFlo™, 30 Reservoirs einzeln verpackt, Polystyrol	63 €	56.70 €	53.55 €
4392	100-ml-Reservoir, steril, SureFlo™, vier Packungen mit jeweils 50 Reservoirs, Polystyrol	128 €	115.20 €	108.80 €
4306	10-ml-Reservoir-Trägergefäß, 10er-Pack	22 €	19.80 €	18.70 €
4304	25-ml-Reservoir-Trägergefäß, 10er-Pack	22 €	19.80 €	18.70 €
4305	100-ml-Reservoir-Trägergefäß, 10er-Pack	22 €	19.80 €	18.70 €

SureFlo™ Reagenz-Reservoirs


Jetzt in kostengünstigen, platzsparenden, sterilen Hüllen




- Sie haben nachgefragt und wir antworten! Nicht jeder benötigt die große Anzahl an Einsätzen, die mit INTEGRAs Großpackung an Reagenz-Reservoiren geliefert wird. Das Bestellen von Großpackungen kann teuer sein und wertvollen Platz im Labor wegnehmen.
- INTEGRA bietet daher ab sofort einzelne Packungen mit nur 50 Reagenz-Reservoiren an. Jetzt kann es sich jedes Labor leisten, dieses Produkt einsatzbereit auf dem Labortisch zu haben!

Nur für eine begrenzte Zeit erhalten Sie beim Kauf einer der unten aufgeführten platzsparenden Hüllen ein kostenloses Reservoir-Trägergefäß!

Die drei unterschiedlichen Versionen unserer Trägergefäße:



10 ml



25 ml, 25 ml-unterteilt und 12-Well



100 ml

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	1 Einheit	2-4 Einheiten	5+ Einheiten
4353	25-ml unterteiltes Reservoir, steril, SureFlo™, eine Packung mit 50 Stück, Polystyrol	62 €	55.80 €	52.70 €
4358	25-ml unterteiltes Reservoir, steril, SureFlo™, eine Packung mit 50 Stück, Polypropylen	79 €	71.10 €	67.15 €
4373	10-ml-Reservoir, steril, SureFlo™, eine Packung mit 50 Stück, Polystyrol	38 €	34.20 €	32.30 €
4383	25-ml-Reservoir, steril, SureFlo™, eine Packung mit 50 Stück, Polystyrol	40 €	36 €	34 €
4393	100-ml-Reservoir, steril, SureFlo™, eine Packung mit 50 Stück, Polystyrol	42 €	37.80 €	35.70 €



Um von diesem Angebot zu profitieren, kontaktieren Sie bitte INTEGRA Biosciences per E-Mail oder Telefon und nennen Sie diesen Aktionscode an: **SureFloSleeve2021**. Alternativ schreiben Sie den Aktionscode deutlich auf alle Bestellungen per Fax. Dieses Angebot ist bis zum **31. Mai 2021 gültig**.

INTEGRA Biosciences GmbH
An der Amtmannsmühle 1
35444 Biebertal, Deutschland

T +49 6409 81 999 15
F +49 6409 81 999 68
info-de@integra-biosciences.com

www.integra-biosciences.com

INTEGRA

Angebot ist nur in Deutschland/Österreich gültig.