

Réservoirs à réactifs SureFlo™

Le PLUS FAIBLE volume mort de réactifs du marché!




Qu'est-ce que SureFlo™ ?

Notre surface anti-ventouse SureFlo™ unique est moulée au fond de chaque réservoir. Ce traitement, combiné à un traitement de surface hydrophile inerte, permet d'éviter la formation de gouttes, répartit les réactifs de manière uniforme au fond du réservoir, ce qui permet à la pointe de la pipette de toucher le fond sans y adhérer, ni gêner le flux de liquide. Cette innovation réduit les volumes morts et permet d'économiser en réactifs coûteux.

Évitez la contamination : il suffit d'ajouter le volume de réactif requis pour éviter de devoir verser le réactif restant dans son contenant original



Graduations de volume faciles à lire



Réduisez les déchets plastiques



Bases réutilisables



Inserts jetables

Empêchez la contamination



Doubles inserts comme couvercle

Réf.	Descriptif produit	Prix € HT		
		1 Unité	2-4 Unités	5+ Unités
4371	Réservoir 10ml, stérile, SureFlo™, 30 pcs emballées individuellement, polystyrène	56.00 €	50.40 €	47.60 €
4372	Réservoir 10ml, stérile, SureFlo™, quatre étuis de 50 par boîte, polystyrène	117.00 €	105.30 €	99.45 €
4381	Réservoir 25ml, stérile, SureFlo™, 30 pcs emballées individuellement, polystyrène	60.00 €	54.00 €	51.00 €
4382	Réservoir 25ml, stérile, SureFlo™, quatre étuis de 50 par boîte, polystyrène	123.00 €	110.70 €	104.55 €
4351	Réservoir divisé 25ml, stérile, SureFlo™, 30 pcs emballées individuellement, polystyrène	91.00 €	81.90 €	77.35 €
4352	Réservoir divisé 25ml, stérile, SureFlo™, pack de 200 en vrac, polystyrène	190.00 €	171.00 €	161.50 €
4356	Réservoir divisé 25ml, stérile, SureFlo™, 30 pcs emballées individuellement, polypropylène	118.00 €	106.20 €	100.30 €
4357	Réservoir divisé 25ml, stérile, SureFlo™, pack de 200 en vrac, polypropylène	244.00 €	219.60 €	207.40 €
4361	Réservoir 12 puits, stérile, SureFlo™, 30 pcs emballées individuellement, 3 ml par puits, polystyrène	91.00 €	81.90 €	77.35 €
4366	Réservoir 12 puits, stérile, SureFlo™, 30 pcs emballées individuellement, 3 ml par puits, polypropylène	118.00 €	106.20 €	100.30 €
4391	Réservoir 100ml, stérile, SureFlo™, 30 pcs emballées individuellement, polystyrène	63.00 €	56.70 €	53.55 €
4392	Réservoir 100ml, stérile, SureFlo™, quatre étuis de 50 par boîte, polystyrène	128.00 €	115.20 €	108.80 €
4306	Base de réservoir 10ml, Pack de 10	24.00 €	21.60 €	20.40 €
4304	Base de réservoir 25ml, Pack de 10	24.00 €	21.60 €	20.40 €
4305	Base de réservoir 100ml, Pack de 10	24.00 €	21.60 €	20.40 €

Réservoirs à réactifs SureFlo™

Maintenant à prix réduit, en étuis stériles peu encombrants



- Vous avez demandé, nous répondons ! Tout le monde n'a pas besoin des grandes quantités d'inserts fournis dans les packs de réservoirs à réactifs en vrac d'INTEGRA. Commander en vrac peut s'avérer coûteux et trop encombrant dans l'espace limité d'un laboratoire.
- INTEGRA propose maintenant des étuis individuels de seulement 50 réservoirs à réactifs – avec pour résultat, un produit que tous les laboratoires peuvent se permettre d'avoir sur la paillasse, prêt à l'emploi !

Pendant un temps limité, nous vous offrons, pour toute commande d'étuis à faible encombrement parmi la liste ci-dessous, une base de réservoir gratuite !

Les bases sont disponibles en trois versions :



10 ml



25 ml, avec séparateur 25 ml et 12 puits



100 ml

Réf.	Descriptif produit	Prix € HT		
		1 Unité	2-4 Unités	5+ Unités
4353	Réservoir avec séparateur 25 ml, stérile, SureFlo™, 1 étui de 50, polystyrène	62.00 €	55.80 €	52.70 €
4358	Réservoir avec séparateur 25 ml, stérile, SureFlo™, 1 étui de 50, polypropylène	79.00 €	71.10 €	67.15 €
4373	Réservoir 10 ml, stérile, SureFlo™, 1 étui de 50, polystyrène	38.00 €	34.20 €	32.30 €
4383	Réservoir 25 ml, stérile, SureFlo™, 1 étui de 50, polystyrène	40.00 €	36.00 €	34.00 €
4393	Réservoir 100 ml, stérile, SureFlo™, 1 étui de 50, polystyrène	42.00 €	37.80 €	35.70 €



Pour bénéficier de cette offre, veuillez contacter INTEGRA Biosciences par e-mail et indiquez le code promotionnel : **SureFloSleeve2021** sur votre commande. Cette offre est valable jusqu'au **31 mai 2021**.

INTEGRA Biosciences SAS
Zone Industrielle des Béthunes - La Mare II
8 avenue du Fief
CS 79570 St Ouen l'Aumône
95062 Cergy Pontoise Cedex 1

T +33 1 34 30 76 76

info-fr@integra-biosciences.com

www.integra-biosciences.com

INTEGRA

Prix € HT, hors frais de port

Offre uniquement valable en France.