

PIPETBOY acu 2 – Contrôleurs de pipette

PIPETBOY acu 2 est doté des toutes dernières technologies, pour un temps réduit d'exécution des tâches et une expérience de pipetage encore plus ergonomique. Outre son design stylé et coloré, il offre un contrôle de pipetage inégalé et les avantages d'un outil léger et équilibré.



Réf.	Descriptif	Liste de prix*	Prix promotionnel*	Réf.	Descriptif	Liste de prix*	Prix promotionnel*
155000	PIPETBOY acu 2 classique , avec support mural, adaptateur secteur, filtre stérile, batterie	392 CHF	294 CHF	155018	PIPETBOY acu 2 transparent , idem réf. 155 000	392 CHF	294 CHF
155015	PIPETBOY acu 2 vert , idem réf. 155 000	392 CHF	294 CHF	155019	PIPETBOY acu 2 violet , idem réf. 155 000	392 CHF	294 CHF
155016	PIPETBOY acu 2 rouge , idem réf. 155 000	392 CHF	294 CHF	155022	PIPETBOY acu 2 Agave	392 CHF	294 CHF
155017	PIPETBOY acu 2 bleu , idem réf. 155 000	392 CHF	294 CHF	155023	PIPETBOY acu 2 Ocean Dream	392 CHF	294 CHF
				155024	PIPETBOY acu 2 Pink Sunrise	392 CHF	294 CHF

VACUSAFE – Systèmes d'aspiration**Besoin d'une solution sûre pour éliminer vos biodéchets liquides ?**

VACUSAFE est une pompe à vide compacte, qui constitue un moyen sûr et efficace de collecter et confiner les déchets biologiques liquides.

Réf.	Descriptif	Liste de prix*	Prix promotionnel*
158310	VACUSAFE – Système d'aspiration avec pompe intégrée, comprenant : • Bouteille 4 litres (polypropylène) et poignée pour bouteille • Détection de niveau et bouchon avec raccord rapide (PVDF) • Set de tuyaux avec filtre • Poignée VACUBOY (155510)	2140 CHF	1498 CHF
158320	VACUSAFE – Système d'aspiration avec pompe intégrée, comprenant : • Bouteille 4 litres (polypropylène) et poignée pour bouteille • Bouchon avec raccords de tuyaux • Set de tuyaux avec filtre • Poignée VACUBOY (155510)	1610 CHF	1127 CHF

**FIREBOY – Becs Bunsen de sécurité****Besoin d'un bec Bunsen plus sûr ?**

FIREBOY permet une stérilisation à la flamme avec des normes de sécurité maximales, grâce à ses dispositifs de surveillance de la flamme et de protection contre la surchauffe et à un temps maximum de combustion. Disponible en versions 'eco' ou 'plus', pour vous permettre de choisir la solution la mieux adaptée à vos besoins !

Réf.	Descriptif	Liste de prix*	Prix promotionnel*
144000	FIREBOY plus – Bec Bunsen de sécurité avec interface utilisateur graphique, capteur de mouvement, surveillance de flamme et protection contre la surchauffe, 3 modes de fonctionnement (capteur, pédale ou continu). Livré avec : • 2 buses : propane / butane (P60) et gaz naturel (N80) • Adaptateur secteur • Adaptateur pour tuyau de gaz standard avec diamètre interne 10 mm	870 CHF	610 CHF
144010	FIREBOY eco – Bec Bunsen de sécurité avec pédale, livré avec : • Adaptateur secteur • 2 buses : propane / butane (P60) et gaz naturel (N80) • Adaptateur pour tuyau de gaz standard avec diamètre interne 10 mm	690 CHF	485 CHF



INTEGRA Biosciences AG
7205 Zizers, Switzerland

T +41 81 286 95 55
F +41 81 286 95 07
info-ch@integra-biosciences.com

www.integra-biosciences.com

INTEGRA

Pour bénéficier de cette offre, veuillez contacter INTEGRA Biosciences par e-mail ou par téléphone et indiquez le code promotionnel **EUEndofYear**, sur vos commandes. Cette offre est valable jusqu'au **31 décembre 2021**.

Offre uniquement valable en Suisse.

*Prix CHF HT, hors frais de port