

Jahresendangebot 2021

Angebotsnr.: 200 00 53302

INTEGRA

Pipettierhilfe PIPETBOY acu 2, inkl. Wandhalterung, Netzteil, Sterilfilter, Akku und Taschenmesser

Der PIPETBOY acu 2 ist mit der neusten Technologie ausgerüstet, um Ihre Arbeitszeit zu reduzieren, und Ihnen außerdem eine verbesserte ergonomische Pipettiererfahrung zu bieten. Mit seinem bunten Design bietet der PIPETBOY eine unübertroffene Pipettierkontrolle und ein deutlich geringeres Gewicht.



**25 %
RABATT**

Artikelnr.	Beschreibung	Listenpreis	Angebotspreis
155000	PIPETBOY acu 2 Classic	270 €	203 €
155015	PIPETBOY acu 2 Grün	270 €	203 €
155016	PIPETBOY acu 2 Rot	270 €	203 €
155017	PIPETBOY acu 2 Blau	270 €	203 €
155018	PIPETBOY acu 2 Transparent	270 €	203 €

Artikelnr.	Beschreibung	Listenpreis	Angebotspreis
155019	PIPETBOY acu 2 Lila	270 €	203 €
155022	PIPETBOY acu 2 Agave	270 €	203 €
155023	PIPETBOY acu 2 Ocean Dream	270 €	203 €
155024	PIPETBOY acu 2 Pink Sunrise	270 €	203 €

VACUSAFE – Absaugsystem

Sind Sie auf der Suche nach einer sicheren Lösung, um biologischen Flüssigkeitsabfall zu entsorgen?

VACUSAFE ist eine kompakte Vakuumpumpe, die biologische Flüssigkeitsabfälle sicher und effizient sammelt und einschließt

**30 %
RABATT**

Artikelnr.	Beschreibung	Listenpreis	Angebotspreis
158310	VACUSAFE – Absaugsystem mit integrierter Pumpe, einschließlich: <ul style="list-style-type: none"> • 4-Liter-Flasche (Polypropylen) und Flaschengriff • Füllstandsüberwachung und Deckel mit selbstschließenden Schnellverschlüssen (PVDF) • Schlauchset mit Filter • VACUBOY Handoperator (155510) 	1555 €	1089 €
158320	VACUSAFE – Absaugsystem mit integrierter Pumpe, einschließlich: <ul style="list-style-type: none"> • 4-Liter-Flasche (Polypropylen) und Flaschengriff • Deckel mit selbstschließenden Schnellverschlüssen • Schlauchset mit Filter • VACUBOY Handoperator (155510) 	1160 €	812 €



FIREBOY – Sicherheitsbunsenbrenner

Sind Sie auf der Suche nach einem sichereren Bunsenbrenner?

Der FIREBOY ermöglicht die Flammensterilisation mit den höchsten Sicherheitsstandards, da er mit einer permanenten Flammenüberwachung, einem Überhitzungsschutz und einer begrenzten Brennzeit ausgestattet ist. Unseren Fireboy gibt es in der Variante Eco oder Plus, sodass Sie das Gerät auswählen können, das am besten zu Ihren Bedürfnissen passt!

**30 %
RABATT**

Artikelnr.	Beschreibung	Listenpreis	Angebotspreis
144000	FIREBOY plus – Sicherheitsbunsenbrenner mit Benutzeroberfläche, Flammenüberwachung und Überhitzungsschutz. Drei Bedienungsmodi: manueller Sensor, Fußschalter oder kontinuierliches Brennen. Umfasst: <ul style="list-style-type: none"> • 2 Düsen für Propan-/Butan- (P60) oder Erdgas (N80) • Netzteil • Adapter für den Standardgasschlauch, 10 mm Innendurchmesser 	685 €	480 €
144010	FIREBOY eco – Sicherheitsbunsenbrenner mit Fußschalter: <ul style="list-style-type: none"> • 2 Düsen für Propan-/Butan- (P60) oder Erdgas (N80) • NetzteilAdapter für den Standardgasschlauch, 10 mm Innendurchmesser 	541 €	380 €



Um von diesem Angebot profitieren zu können, setzen Sie sich bitte per E-Mail oder Telefon mit INTEGRA Biosciences in Verbindung, und nennen Sie die Angebotsnummer **20 000 53302**, oder schreiben Sie diesen Code deutlich sichtbar auf alle Bestellungen per Fax. Dieses Angebot ist bis zum **31. Dezember 2021** gültig.

Angebot nur in Deutschland und Österreich gültig.

INTEGRA Biosciences GmbH
An der Amtmannsmühle 1
35444 Biebertal, Deutschland

T +49 6409 81 999 15
F +49 6409 81 999 68
info-de@integra-biosciences.com

www.integra-biosciences.com

INTEGRA

